



DUNLEE

CT 射线替代球管

保持 CT 的技术性能

Dunlee 的 CT 射线替代球管质量上乘，做工精细，具有与 OEM 产品相同的品质。

我们可快速为您提供优质的 CT 射线球管，帮助您保持 CT 的性能。我们还为您提供 **全年无休的全天候技术支持**，并确保 CT 射线替代球管的更换、安装和校准工作准确到位。

欢迎随时致电 +86 138 6213 3222
或访问 dunlee.com
了解详情

节约更换成本，缩短扫描仪停机时间

对于为医院和影像中心更换 CT 射线球管的独立服务机构 (ISO) 和内部团队来说，Dunlee 的射线替代球管和支持服务可助您节约更换成本，缩短扫描仪停机时间。

基于经验，引领未来

凭借 100 多年的沉淀和积累，Dunlee 的员工、产品、项目以及相互间紧密协作共同成就了诊断影像的发展。作为研究、设计和制造高性能 CT 射线球管的全球性领军企业，Dunlee 始终处于医学成像行业的领先地位。

射线球管类型	订购号	焦点	热容量 (kHU)	标准保修
通用电气				
REEVO 系列				
 REEVO 240G 这款 8.0 MHU CT 射线球管是专门设计用于 GE Discovery™、GE Lightspeed™ 和 GE Optima™ 的替换产品*	9896055-96401	0.7 x 0.6 0.9 x 0.9	8,000	安装日期起12个月或出厂日期18个月内或20万扫描数按比例赔付,以先到者为准
DA 200 系列				
 DA 200 P40 这款 6.3 MHU CT 射线球管是专门设计用于 GE Optima™ 的替换产品*	4598006-53451	0.9 x 0.7 1.2 x 1.1	6,300	安装日期起12个月或出厂日期18个月内或20万扫描数按比例赔付,以先到者为准
 DA 200 Ultra 这款 6.3 MHU CT 射线球管是专门设计用于 GE BrightSpeed™、GE Discovery™、GE Lightspeed™ 和 GE Optima™ 的替换产品*	9896055-88704	0.9 x 0.7 1.2 x 1.1	6,300	安装日期起12个月或出厂日期18个月内或20万扫描数按比例赔付,以先到者为准

* 所列出的产品可能带有 OEM 的商标。有关 CT 射线球管和扫描仪兼容产品的最新信息，请参阅我们的交叉参考信息指南。

Dunlee 保留所有权利未经版权所有者优先书面同意，严禁复制本文档全部或部分内容。

Dunlee 保留在未通知或给出任何允诺的情况下对本文档的产品规格进行修改的权力，和/或随时停止供应文档中任何产品的权利，且对使用本文档所引起的任何后果不承担责任。

Dunlee 是飞利浦公司集团的品牌

联系我们以获取更多信息并找到最适合您需求的管件。

Philips Healthcare (Suzhou) Co.,Ltd
Address: No.258 Zhongyuan Road • Suzhou industrial park • Jiangsu • P.R.C
Mob: +86 13862133222 • Chen Yiyao • email: chen.yiyao@philips.com/willa.gao@philips.com

飞利浦医疗（苏州）有限公司, 地址：中国江苏省苏州市工业园区钟园路258号
电话：+86 13862133222/+86512-67336833, 联系人：陈依姚
邮箱：chen.yiyao@philips.com/willa.gao@philips.com

dunlee.com