

Philips
PC-Headset für Gaming

SHG7210



PC-Spiele

Zusätzlicher Bass

Dieses speziell für Spiele vorgesehene Headset liefert extra starke Bässe, während die weichen Polster zusätzlichen Tragekomfort bei längerem Spielen bieten. Das abnehmbare Mikrofonrohr erhöht die Leistung des Hochempfindlichkeitsmikrofons für klare Kommandos.

Zusätzlicher Bass

- 40 mm Treiber für zusätzliche Bässe

Spielkomfort

- Weiche Polster für lang anhaltenden Spielkomfort

Klangqualität

- Hochempfindliches Mini-Mikrofon für tägliches Chatten
- Abnehmbares Mikrofonrohr für klare Sprachkommandos

Immer alles unter Kontrolle

- Integrierte Stummschaltung und Lautstärkeregelung für schnelles Einstellen

PHILIPS
sense and simplicity


Besonderheiten

40 mm Neodym-Treiber




40 mm Neodym-Treiber mit zusätzlichen Bässen für ein Spielerlebnis, in das Sie völlig eintauchen können.

Extra weiche Polster




Extra weiche Polster bieten verbesserten Tragekomfort bei noch längeren Spielen.

Hochempfindliches Mini-Mikrofon



Das abnehmbare Mikrofonrohr erhöht die Leistung des Hochempfindlichkeitsmikrofons für klare Kommandos.

Integrierte Stummschaltung und Lautstärkeregelung



Die bequeme integrierte Stummschaltung und Lautstärkeregelung ermöglicht schnelle Einstellungsänderungen.

Daten

Design

- Tragemöglichkeit: Kopfbügel

Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Magnettyp: Neodym
- Typ: Dynamisch
- Maximale Eingangsleistung: 100 mW
- Lautspr.-Durchmesser: 40 mm
- Frequenzgang Kopfhörer: 20 bis 20.000 Hz
- Impedanz Kopfhörer: 32 Ohm
- Kopfhörerempfindlichkeit: 98 dB
- Frequenzgang Mikrofon: 100 bis 4.000 Hz
- Impedanz Mikrofon: 2.200 Ohm
- Mikrofonempfindlichkeit: -42 dB
- Mikrofon-Cartridge: 4 mm

Anschlüsse

- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: 2 x 3,5 mm
- Kabeltyp: Kupfer

Komfort

- Lautstärkeregelung
- Stummschaltung

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 15,6 x 18 x 6,6 cm
- Gewicht: 0,111 kg

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 19,5 x 22,2 x 7,5 cm
- Bruttogewicht: 0,231 kg
- Nettogewicht: 0,12 kg
- Eigengewicht: 0,111 kg
- EAN: 87 12581 63203 8
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Regalauflistung: Beides

Außenkarton

- Bruttogewicht: 1,752 kg
- GTIN: 1 87 12581 63203 5
- Außenkarton (L x B x H): 48,5 x 23 x 23,5 cm
- Nettogewicht: 0,72 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 6
- Eigengewicht: 1,032 kg



Ausstellungsdatum
2012-03-15

Version: 2.3.7

12 NC: 8670 000 86453
EAN: 87 12581 63203 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com