



Philips ThermoProtect
Ionic
Haartrockner

2200 W



HP8233/00



Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank

ThermoProtect

mit Massagediffusor und 11 mm Stylingdüse.

Schützen Sie Ihr Haar, und genießen Sie gleichzeitig schnelle Ergebnisse beim Trocknen. Unterschiedliche Geschwindigkeits- und Temperatureinstellungen sorgen für das gewünschte Föhnergebnis. Verfügt über ThermoProtect für schnelles Trocknen bei konstant schonender Temperatur, Ionisierungsfunktion und TurboBoost.

Schön gestylte Haare

- Professionelle Leistung von 2200 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur
- Ultradünne 11 mm Stylingdüse für besonders präzises Styling
- Turbo Boost zum besonders schnellen Trocknen
- Maximales Volumen und perfekte Locken bei gleichzeitiger Massage der Kopfhaut
- Sechs flexible Gebläse- und Temperatureinstufen für volle Kontrolle
- Kaltstufe für lang anhaltenden Look

Weniger Haarschäden

- ThermoProtect-Temperatureinstellung
- Ionisierungsfunktion mit Antifrizz-Effekt für besonders glänzendes Haar
- Mehr Pflege dank Keramikelementen mit Infrarotwärme

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

Premium-Design

Dieser Haartrockner besticht durch sein modernes, intelligentes Design. Weiche, fließende Konturen und die verlängerte Form kombinieren Weiblichkeit mit Präzision und hochwertigen Materialien und Oberflächen, die die überragende Leistung des Geräts verdeutlichen.

ThermoProtect Temperatur



Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.

2200 W Professionelle Leistung



Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2200 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.

Ionisierungsfunktion



Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

Geschwindigkeits- u. Temp.einstellungen



Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.

Ultradünne 11 mm Stylingdüse



Die ultradünne Stylingdüse konzentriert Luftstrom mit der 11 mm Düse für ein präzises

Styling eines bestimmten Bereichs. Besonders für Korrekturen und zum Abrunden des Stylings geeignet.

Turbo Boost

Durch Drücken der Turbo Boost-Taste wird der Luftstrom verstärkt, damit Ihre Haare noch schneller trocknen.

Asymmetrischer Massagediffusor



Der asymmetrische Massagediffusor hat eine einmalige asymmetrische Form, die zu den Konturen des Kopfes passt. Dadurch wird die Verwendung einfacher und intuitiver. Er trocknet das Haar auf gesunde Weise, glättet das Haar und gibt ihm mehr Volumen, indem der Luftstrom auf das gesamte Haar verteilt wird. Zudem stimuliert die Massagefunktion die Kopfhaut und verbessert die Gesundheit Ihres Haars. Setzen Sie den Diffusor mit seinen fein strukturierten Stiften nahe an den Haarwurzeln ein für mehr Volumen und perfekt definierte Locken.

Mehr Pflege dank Keramikelement



Das Keramikelement gibt Infrarotwärme ab, die Ihr Haar von innen heraus trocknet und es somit vor dem Austrocknen schützt – ohne dass Geschwindigkeit und Effektivität beeinträchtigt werden.

Daten

Technische Daten

- Spannung: 220 - 240 V
- Frequenz: 50 - 60 Hz
- Wattleistung: 2200 W
- Leistung: 2200 W
- Farbe/Design: Glänzend schwarz und violett
- Gehäusematerial: --
- Motor: Gleichstrommotor
- Kabellänge: 1,8 m

Eigenschaften

- Einklappbarer Handgriff: Nein
- Kaltstufe
- Spannungsanpassung: Nein
- Reisetasche: Nein
- Keramikbeschichtung: Keramikelement
- Ionisierungsfunktion
- Aufhängeöse

- Diffusor: Asymmetrischer Volumendiffusor
- Düse/Stylingdüse: Ultradünne 11 mm Stylingdüse
- Anzahl Aufsätze: 2

Service

- 2 Jahre Garantie

Gewicht und Abmessungen

- A-Box-Maße: Höhe = 24,77 cm, Länge = 63 cm, Breite = 35 cm
- A-Box-Gewicht: 6,334 kg
- F-Box-Maße: Tiefe = 11 cm, Höhe = 23 cm, Breite = 31 cm
- F-Box-Gewicht: 0,949 kg
- Produktgröße: Tiefe = 10 cm, Höhe = 30,5 cm, Breite = 22 cm
- Produktgewicht (ohne Verpackung): 0,578 kg



Ausstellungsdatum
2013-02-02

Version: 4.0.1

EAN: 08 71010 36020 33

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com