

Philips AVENT
Einweg-Stilleinlagen

30 Stilleinlagen – Für den Tag

SCF254/30



Angenehm und diskret

Einzigartige Stilleinlagen speziell dafür entwickelt, dass Sie den ganzen Tag lang ein trockenes und angenehmes Gefühl haben.

Vorteile und Produktmerkmale:


- Nicht sichtbar unter der Kleidung
- Ultratrocken
- Seidig weiches Gefühl
- Mit Experten im Bereich Stillen entwickelt
- Hygienisch

PHILIPS
AVENT

sense and simplicity

Besonderheiten

Nicht sichtbar unter der Kleidung



Ultradünn mit ergonomischer Form. Klebestreifen verhindert Abrutschen.

Seidig weiches Gefühl



Seidig weiche Oberfläche und atmungsaktive, natürliche Materialien. Dermatologisch getestet.

Ultratrocken



Mehrere Schichten für exzellente Saugfähigkeit und spezielle Oberfläche, welche Feuchtigkeit in der Einlage einschließt.

Mit Experten entwickelt



Mit Vicky Scott entwickelt, Hebamme und Baby-Fachberaterin, die seit 15 Jahren stillende Mütter unterstützt.

Hygienisch



Einzel verpackt für zusätzliche Hygiene.

Daten

Ursprungsland

- China

Lieferumfang

- Einweg-Tagesstilleinlagen: 30 Stck.

Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen: 135 x 135 x 100 mm



Ausstellungsdatum
2011-12-23

Version: 1.1.1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com