




Philips Fidelio
InEar-Headset

Fidelio

Schwarz



S1

HiFi in erstklassiger Qualität

Immer und überall

Bei der Entwicklung der Philips Fidelio S1 Kopfhörer wurde besonderen Wert auf einen natürlichen, ausgewogenen Sound gelegt, der jedes Detail offenbart, so wie es vom Künstler beabsichtigt wurde. Erstaunlicher Sound in einem leichten und dennoch robusten Design für mehr Komfort und Hörvergnügen unterwegs.

Entwickelt für besondere Präzision

- Leistungsstarke 13,5 mm Neodym-Lautsprecher für außergewöhnlichen Sound
- Speziell entwickeltes Metallgehäuse verringert Vibrationen und Resonanz
- Ausgewählte, abgestimmte und geprüfte Lautsprecher für optimale Ausgewogenheit
- Halboffenes Akustik-Design für einen ausgeglichenen Klang und erhöhte Basswiedergabe

Komfortabler Hörgenuss

- Ultraweiche Silikonpolster 3 Größen für eine perfekte Passform
- Comply™ Foam Tips für eine perfekte Passform und Geräuschisolierung
- Mit einem Gummizug versehener Ring für Stabilität im Ohr und einen äußerst sicheren Sitz
- Ergonomische Kopfhörer passen perfekt und streuen den Druck auf das Ohr
- Leichtes Aluminiumgehäuse mit raffinierter gebürsteter Oberfläche

Entwickelt für Komfort

- Wechseln Sie mit dem integrierten Regler und Mikrofon zwischen Musik und Anrufen
- Schutzhülle zur Aufbewahrung Ihrer Kopfhörer
- Robustes Flachbandkabel vermeidet Kabelsalat

PHILIPS
Fidelio

sense **and** simplicity

Besonderheiten

13,5 mm Neodym-Lautsprecher



Jeder Lautsprecher wird vor seinem Einbau sorgfältig ausgewählt, abgestimmt und getestet, um perfekt ausgeglichenen und natürlichen Sound sicherzustellen. Die 13,5 mm Lautsprecher nutzen hochleistungsfähige Neodym-Magnete für die optimale Soundauflösung in einem erweiterten Dynamikbereich und liefern so tiefe Bässe, glasklare Mitten und verbesserte hohe Frequenzen.

Speziell entwickeltes Metallgehäuse



Das Metallgehäuse wurde sorgfältig konstruiert, um Resonanz und Vibrationen zu verringern, und liefert einen authentischen, klaren Sound mit unglaublichem Tondetails.

Ausgewählt, abgestimmt und geprüft



Jeder Lautsprecher wurde speziell getestet und ausgewählt, um ideale Stereopaare zu bilden, die zusammen herrlich tiefe Bässe, transparente Mitten und feine hohe Frequenzen liefern.

Halboffenes Akustik-Design

Das halboffene Akustik-Design mit großen, hochwertigen Lautsprechern sorgt für eine erhöhte Basswiedergabe, während es zudem darauf optimiert wurde, Klangverlust zu minimieren. Die Druckausgleichskanäle ermöglichen einen detailgetreueren und ausgewogeneren Klang und reduzieren die Okklusionswirkung für ein natürlicheres Hörerlebnis.

Weiche Silikonpolster in 3 Größen



Die Fidelio S1 InEar-Kopfhörer enthalten 3 Paar akustisch abgedichtete Silikonpolster, die eine perfekte Passform und hohen Tragekomfort bieten.

Comply™ Foam Tips



Verbessern Sie Ihr Hörerlebnis mit den enthaltenen Comply™ Foam Tips. Die Tips bieten eine perfekte Passform und erstaunlichem Komfort den ganzen Tag. Dank ihrer geräuschisolierenden Eigenschaften können Sie die Welt ausblenden und in Ihre Musik eintauchen.


Mit einem Gummizug versehener Ring

Mit einem Gummizug versehener Ring für Stabilität im Ohr und einen äußerst sicheren Sitz

Ergonomische Kopfhörer

Die Philips Fidelio S1 Kopfhörer passen sich der natürlichen Form des Ohrs an und streuen gleichzeitig den Druck auf das Ohr. Die leichte Bauweise aus Aluminium und hochwertigen Materialien bieten langanhaltenden Komfort, damit Sie Ihre Musik voll und ganz genießen können.

Leichtes Aluminiumgehäuse



Leichtes Aluminiumgehäuse mit raffinierter gebürsteter Oberfläche

Daten

Ton

- Frequenzgang: 15 bis 23.500 Hz
- Empfindlichkeit: 107 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 13,5 mm
- Maximale Eingangsleistung: 40 mW
- Impedanz: 32 Ohm

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T):
15,8 x 20,4 x 5 cm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T):
6,2 x 8,0 x 2,0 Zoll
- Nettogewicht: 0,0638 kg
- Nettogewicht: 0,141 lb
- Bruttogewicht: 0,3367 kg
- Bruttogewicht: 0,742 lb
- Eigengewicht: 0,2729 kg
- Eigengewicht: 0,602 lb
- EAN: 69 23410 71931 4
- Regalaufstellung: Beides
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton

Außenkarton

- Außenkarton (L x B x H): 16,8 x 10,8 x 21,9 cm
- Außenkarton (L x B x H): 6,6 x 4,3 x 8,6 Zoll
- Nettogewicht: 0,1276 kg

- Nettogewicht: 0,281 lb
- Bruttogewicht: 0,7749 kg
- Bruttogewicht: 1,708 lb
- Eigengewicht: 0,6473 kg
- Eigengewicht: 1,427 lb
- GTIN: 1 69 23410 71931 1
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T):
2,5 x 3,3 x 1,66 cm
- Abmessungen Produkt (B x H x T):
1,0 x 1,3 x 0,7 Zoll
- Gewicht: 0,014 kg
- Gewicht: 0,031 lb

Zubehör

- Aufbewahrungstasche

Anschlüsse

- Kabelverbindung: 3,5 mm 4-polig (1,2 m)
- Kompatibel mit: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*.
*Zusätzlicher Stecker verfügbar durch Kundensupport für SonyEricsson und ältere NOKIA- und SAMSUNG-Modelle



Ausstellungsdatum
2013-03-12

Version: 4.3.6

12 NC: 8670 000 97382
EAN: 06 92341 07193 14

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com