



Philips Avent
Design-Geschenkset

1 Naturnah-Flasche

260 ml
Sauger mit langsamem
Nahrungsfluss

SCD628

Einfache Kombination mit Stillen

Set: Flasche, Beruhigungssauger und Beruhigungssauger-Clip

Das Geschenkset "Elefant" für Mädchen ist das ideale Geschenk für Mütter und ihr Neugeborenes. Das praktische Set umfasst eine Naturnah-Flasche, zwei Beruhigungssauger und einen Beruhigungssauger-Clip.

Für eine problemlose Kombination von Stillen + Flaschenernährung

- Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlichen Sauger

Komfortableres und zufriedeneres Füttern für Babys

- Einzigartige Komfortkissen für einen besonders weichen und beweglichen Sauger

Luft geht in die Flasche, nicht in den Magen des Babys

- Besonderes Anti-Kolik-System mit innovativem Doppelventil

Einfach zu halten und aus jeder Richtung zu greifen

- Ergonomische Form für maximalen Komfort

PHILIPS
AVENT


Besonderheiten

Naturnahes Trinken



Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Einzigartige Komfortkissen



Einzigartige Komfortkissen im Sauger sorgen für mehr Weichheit und Flexibilität, ohne dass der Sauger einschlupft. Ihr Baby kann ruhig und zufrieden trinken.

Besonderes Anti-Kolik-Ventil



Das innovative Doppelventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.

Ergonomische Form



Dank der einzigartigen Form ist die Flasche einfach zu halten und aus jeder Richtung für maximalen Komfort zu greifen, selbst für kleine Babyhände.

Daten

Ursprungsland

- Indonesien

Material

- Flaschenernährung: BPA-frei*, Polypropylen
- Sauger: BPA-frei*, Silikon

Lieferumfang

- Flasche: 1 Stck.
- Schnuller: 2 Stck.
- Beruhigungssauger-Clip: 1 Stck.

Flaschenernährung

- Material: BPA-frei*

Design

- Design der Flasche: Ergonomische Form, Breiter Hals

Einfach zu bedienen

- Verwendung der Flasche: Einfach zu halten, Leicht zusammenzusetzen, Leicht zu reinigen

Entwicklungsstufen

- Entwicklungsstufen: 0-12 Monate

Funktionen

- Brustähnlicher Sauger: Für eine problemlose Kombination von Stillen und Flaschenernährung, Naturnahes Trinken
- Sauger: Sehr weicher und flexibler Sauger, Einzigartige Komfortkissen
- Anti-Kolik-Ventil: Besonderes Anti-Kolik-System

Eigenschaften

- Kann sterilisiert werden



Ausstellungsdatum
2015-10-29

Version: 1.0.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com