

## Presseinformation

April 2013

### **Philips AVENT Produktneuheiten für unterwegs**

Oft genug möchten Eltern die Zeit mit ihren Babys gern anhalten, um zuhause gemeinsam ausgiebige Kuschel- und Spielstunden genießen zu können. Doch Kinder haben Untersuchungstermine beim Arzt, der Baby-Schwimmkurs beginnt in Kürze oder die Großeltern möchten besucht werden. Mit den neuen Philips AVENT Produkten aus der „On-the-go“-Reihe können Eltern entspannt aufatmen. Mit dem innovativen Thermo-Flaschenwärmer lässt sich Muttermilch oder Babynahrung in zweieinhalb Minuten ohne notwendigen Stromanschluss erwärmen. Den Inhalt von AVENT Naturnah-Glasflaschen halten Eltern mit der neuen Isolierhülle auf Temperatur und Kleinkinder trinken sauber und tropffrei aus dem isolierten Strohhalm-Becher. Alle Teile lassen sich anschließend mit dem neuen Mikrowellen-Sterilisationsbeutel in jeder handelsüblichen Mikrowelle in nur 90 Sekunden sterilisieren.

„Auch mit Baby oder Kleinkind sind Eltern viel unterwegs. Damit das Ausflugs- oder Reisegepäck überschaubar bleibt, unterstützt Philips AVENT Eltern mit innovativen Lösungen“, so Janina Panitz, Marketing Managerin Philips AVENT. „Mit dem neuen Thermo-Flaschenwärmer zum Beispiel können Eltern überall und jederzeit Fläschchen für ihren Nachwuchs aufwärmen, da der eigentliche Aufwärmvorgang völlig ohne Strom möglich ist. Somit sind die Zeiten vorbei, in denen man sich auf dem Rastplatz auf die Suche nach einer Steckdose machen musste“, so Panitz weiter.

#### **Sicherer Transport**

Seit über 25 Jahren entwickelt Philips AVENT in enger Zusammenarbeit mit Hebammen und Stillberatern Produkte von höchster Qualität. Mit seiner einzigartigen Naturnah-Reihe hat Philips AVENT eine Flasche entwickelt, die von der Natur inspiriert und genau auf die Bedürfnisse stillender Mütter und ihrer Babys abgestimmt ist. Für die Naturnah-Flaschen aus hochwertigem, sicheren Glas gibt es jetzt praktische Isolierhüllen. Diese ermöglichen zusätzlich einen sicheren Transport der Naturnah-Glasflaschen und stellen eine thermische Isolierung sicher, um Flüssigkeiten warm oder kalt zu halten. Die Messskala bleibt auch mit Isolierhülle sichtbar, damit Eltern sich vergewissern können, wie viel das Baby getrunken hat. Die Hüllen sind nach OEKO-Tex® Standard 100 speziell für Babys zugelassen und in der Waschmaschine waschbar. Die Isolierhüllen lassen sich leicht über die Naturnah-Glasflaschen ziehen und werden mit einem praktischen Klettverschluss geschlossen. So können auch Babys die Naturnah-Glasflasche bedenkenlos selbst halten. Die Hüllen sind sowohl für 120 ml als auch für 240 ml Naturnah-Glasflaschen und in den Farbkombinationen vanille/türkis und grau/gelb erhältlich.

#### **Warme Mahlzeit überall**

Der neue Philips AVENT Thermo-Flaschenwärmer erwärmt Milchflaschen unterwegs ohne Stromanschluss. Zuhause wird heißes Wasser in den Thermo-Flaschenwärmer gefüllt und die Kanne mit dem Ausgießdeckel sicher verschlossen und im Aufwärmbehälter für die Fahrt auslaufsicher verstaut. Sobald das Baby Hunger hat,

wird die mit Muttermilch oder Babynahrung gefüllte AVENT Flasche in den Aufwärmbehälter gestellt, das heiße Wasser aus dem Thermo-Flaschenwärmer in den Aufwärmbehälter gegossen und der Aufwärmenschutzdeckel aufgeschraubt. Innerhalb von nur zweieinhalb Minuten kann so eine 180 ml Philips AVENT Flasche erwärmt werden. Die Aufwärmzeiten für alle Philips AVENT Flaschengrößen sind auf dem Thermo-Flaschenwärmer eingraviert, da diese je nach Flasche und Temperatur der Milch unterschiedlich sind. Die Heißwassermenge aus der Thermo-Flasche reicht selbst für das Aufwärmen mehrerer Portionen. So können Eltern auch Babys mit großem Hunger gerecht werden.

### **Absolut sauber**

Besonders außerhalb der eigenen vier Wände sind Eltern oft unsicher, wie sie Milchflaschen, Beruhigungssaugern oder Milchpumpen am besten reinigen. Die neuen Philips AVENT Beutel für Dampfsterilisation in der Mikrowelle sind die perfekte Lösung für leichtes und schnelles Sterilisieren unterwegs oder zuhause. Alle zu sterilisierenden Teile zusammen mit 60 Milliliter Wasser in den Beutel legen, verschließen und in die Mikrowelle stellen. Durch ein Sichtfenster am Beutel lässt sich überprüfen, ob die einzelnen Teile richtig im Beutel liegen, damit eine optimale Sterilisation gewährleistet werden kann. Nach nur 90 Sekunden in der Mikrowelle sind die Teile fertig sterilisiert. Der effektive Sterilisationsvorgang tötet 99,9 Prozent der Bakterien und Keime ab. Nach dem Sterilisieren lässt sich der Beutel an der extra kühlen Zone des Beutels sicher und komfortabel aus der Mikrowelle herausnehmen. Die Verkaufsverpackung enthält fünf Sterilisationsbeutel, die jeweils bis zu 20 Mal wiederverwendet werden können. Kontrollkästchen zum Markieren helfen als Gedächtnisstütze, wie oft der einzelne Beutel bereits benutzt wurde.

### **Für den großen Durst**

Kleinkinder oder ältere Geschwister möchten unterwegs gern aus ihren eigenen Bechern trinken. Eltern hingegen legen Wert darauf, dass das Getränk für ihr Kind richtig temperiert ist und das Auto oder die Kleidung sauber bleiben. Mit dem neuen isolierten Strohalm-Becher für Kinder ab einem Alter von 12 Monaten sind alle zufrieden. Der Becher ist ideal für unterwegs und hält Getränke länger warm oder kalt. Der weiche Silikon-Strohalm hat ein integriertes auslaufsicheres Ventil und vermeidet eine Überschwemmung in der Handtasche. Der drehbare Deckel hält zudem Strohalm und Trinkfläche sauber. Der isolierte Trinkbecher ist komplett mit der Philips AVENT Range kombinierbar und BPA-frei. Er ist praktisch in der Spülmaschine zu reinigen und sterilisierbar. In rosa oder blau, bedruckt mit lustigen Tier-Motiven ist der isolierte Strohalm-Becher der perfekte Begleiter für kleine Entdecker.

#### Philips AVENT-Flaschenwärmer (SCF256/00)

- Wärmt Muttermilch und Babynahrung in 2,5 Minuten
- Deckel für einfaches Ausgießen
- Aufschraubbarer Schutzdeckel für den Becher während des Aufwärmens
- Aufwärmanleitung im Becher eingraviert
- Schnelles Aufwärmen auch von mehreren Portionen
- Farbe: Edelstahl, flüster, transparent
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 25,99 Euro
- Im Handel erhältlich

#### Philips AVENT Mikrowellen-Sterilisationsbeutel (SCF297/05)

- Einfaches und schnelles Dampfsterilisieren in nur 90 Sekunden
- Extra Kühlzone am Beutel für sichere Handhabung

- Tötet 99,9 % aller Bakterien und Keime
- 100 Sterilisationszyklen mit einer Verkaufsverpackung
- Kontrollkästchen zur Markierung der Gebrauchshäufigkeit
- Farbe: weiß, flüchtig
- Inhalt: 5 Beutel, die bis zu 20x wiederverwendet werden können
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 11,99 Euro
- Im Handel erhältlich

#### Philips AVENT isolierter Strohalm-Becher (SCF766/00)

- Hält Getränke länger warm und kalt
- Weicher Silikon-Strohalm
- Integriertes, tropffreies Ventil am Strohalm
- Drehbarer Deckel für sauberen Trinkhalm
- Komplett mit Philips AVENT Range kombinierbar
- 260 ml Inhalt
- Altersempfehlung: ab 12 Monate
- BPA-frei
- Spülmaschinenfest
- Sterilisierbar
- Farbe: blau und rosa
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 10,99 Euro
- Im Handel erhältlich

#### Philips AVENT Glasflaschen-Isolierhülle (SCF676/01 und SCF675/01)

- Thermische Isolierung hält Flüssigkeiten warm und kalt
- Sicherer Transport von AVENT Naturnah-Glasflaschen
- Zugelassen nach OEKO-Tex® Standard 100
- Messskala auf der Glasflasche sichtbar
- Praktisch mit einem Klettverschluss zu schließen
- Waschmaschinengeeignet
- In zwei Größen erhältlich: SCF675/01 für 120 ml AVENT Naturnah-Glasflasche und SCF676/01 für 240 ml AVENT Naturnah-Glasflasche
- Farbe: vanille/türkis oder grau/gelb
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 7,49 Euro (SCF675/01)
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 7,99 Euro (SCF676/01)
- Ab Juni 2013 im Handel erhältlich

Philips AVENT Produktportfolio sowie aktuelle Studien: [www.philips.com/AVENT](http://www.philips.com/AVENT)

#### Weitere Informationen für Medien:

Philips Consumer Lifestyle  
 Sebastian Lindemann  
 Telefon: 0 40 / 28 99 – 42 08  
 Telefax: 0 40 / 28 99 – 7 42 08  
 E-Mail: [sebastian.lindemann@philips.com](mailto:sebastian.lindemann@philips.com)

#### Konsumentenfragen:

Philips Kundenservice  
 Telefon: 0800 / 000 7520 (kostenfrei)

#### **Über Philips**

Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 118.000 Mitarbeiter in mehr

als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: [www.philips.de](http://www.philips.de)

### **Über Philips AVENT**

Im September 2006 schloss sich Philips, Weltmarktführer in den Bereichen Lifestyle, Gesundheitspflege und Technologie, mit AVENT zusammen. AVENT entstand bereits 1985 mit der Einführung einer Babyflasche, die erstmals dem Stillen am nächsten kam und weltweit zum Vorbild wurde. In enger Zusammenarbeit mit führenden Wissenschaftlern und medizinischem Fachpersonal sowie auf klinischen Studien basierend, entwickelt Philips AVENT Produkte von höchster Qualität, die werdende Eltern von der Schwangerschaft bis ins Kleinkindalter begleiten. 90 Prozent der Philips AVENT Produkte, wie zum Beispiel Schnuller, Milchpumpen und Babyflaschen, werden seitdem in der mehrfach ausgezeichneten Fabrik in Suffolk, Großbritannien, entwickelt und produziert. [www.philips.com/AVENT](http://www.philips.com/AVENT)