



Philips AVENT
Fläschchenwärmer

SCHNELL



SCF355/00

Schnelles und gleichmäßiges Aufwärmen

Schnelles und sanftes Aufwärmen Ihrer Muttermilch

Nach 30 Jahren Erfahrung wissen wir, wie wichtig Muttermilch für Ihr Baby ist. Dieser Flaschenwärmer stellt ein sanftes und gleichmäßiges Aufwärmen in nur 3 Minuten* sicher. Er verfügt über eine praktische integrierte Auftaufunktion und passt perfekt in Ihre Küchel!

Wärmt gleichmäßig

- Wärmt gleichmäßig, erhält die Qualität Ihrer Milch

Schnelles Aufwärmen

- In 3 Minuten ist die Milch bereit!

Sanftes Auftauen

- Sanftes Auftauen Ihrer Milch

Bequemes Aufwärmen

- Wärmt auch Babynahrung
- Benutzerfreundlich
- Kompatibel mit dem Sortiment von Philips AVENT
- Die "Referenztafel mit Erwärmungszeiten" beinhaltet die Zeiten zum Erwärmen von Milch



asimpleswitch.com

PHILIPS
AVENT

Besonderheiten

Wärmt gleichmäßig



In Ihrer Muttermilch entstehen keine heißen Stellen, da die Milch beim Aufwärmen kontinuierlich zirkuliert.

In 3 Minuten ist die Milch bereit!



Wärmen Sie 150 ml Milch in nur 3 Minuten auf*

Sanftes Auftauen Ihrer Milch



Tauen Sie Ihre Milch sicher und sanft im Flaschenwärmer auf, während Sie Zeit mit Ihrem

Baby verbringen. Dies ist bequemer im Vergleich zum Auftauen unter fließendem Wasser und schneller im Vergleich zum Auftauen in einem Kühlschrank. Vor allem ist es sicherer im Vergleich zum Auftauen in einer Mikrowelle.

Wärmt auch Babynahrung

Das Gerät beinhaltet ebenfalls eine Einstellung zum schnellen Aufwärmen von Babynahrung.

Benutzerfreundlich

Mit nur einer Drehung schalten Sie den Flaschenwärmer ein und wählen die richtige Einstellung aus.

Kompatibel mit dem Sortiment von Philips AVENT



Alle Philips AVENT Flaschen und Babynahrungsbehälter können mit diesem Flaschenwärmer verwendet werden.

Referenztable mit Erwärmungszeiten

Warming reference table			
Milk content	Start temperature of milk		
	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

Die Verpackung des Flaschenwärmers beinhaltet eine abnehmbare "Referenztable mit Erwärmungszeiten", die in der Nähe des Geräts aufbewahrt werden kann. So haben Sie immer die richtigen Zeiten zur Hand.

Daten

Gewicht und Abmessungen

- Geräteabmessungen (B x H x T): 160,4 x 139,9 x 148,55 mm
- Abmessungen der Einzelhandelspackung (B x H x T): 175 x 185 x 160 mm

Ursprungsland

- Entwickelt in: Europa
- Hergestellt in: China

Lieferumfang

- Fläschchenwärmer: 1 Stck.

Entwicklungsstufen

- Entwicklungsstufen: Alle

Produktmaterial

- ABS
- PP



Ausstellungsdatum
2014-07-10

Version: 3.0.1

EAN: 08 71010 36547 73

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* In diesem Fall = <150 ml Milch bei einer Temperatur von 20° C in einer Philips AVENT Classic-/Natural-Flasche mit 260 ml.