



Philips AVENT
Baby-Fläschchenwärmer

Elektrisch



SCF356/00

Erhält die Nährstoffe und Vitamine Ihrer Milch

Sicheres und schonendes Erwärmen ohne Überhitzung

Mit 30 Jahren Erfahrung wissen wir, wie wichtig Muttermilch für Ihr Baby ist. Die Philips AVENT Flaschenwärmer erwärmen schonend und gleichmäßig, so erhalten sie die Qualität Ihrer Milch.

Wärmen Sie Ihre Milch ohne lokale Überhitzung auf.

- Sicheres und schonendes Erwärmen

100 % sichere Milchtemperatur

- Kein Überhitzen Ihrer Milch

Behalten Sie den Aufwärmprozess der Milch im Blick.

- mit intelligenter Fortschrittsanzeige

Bequemes Aufwärmen

- Mehr Flexibilität und immer ein Gefühl von Sicherheit
- Verschiedene Einstellungen zum Erwärmen Ihrer Milch
- Sanftes Auftauen Ihrer Milch
- Wärmt auch Babynahrung
- Kompatibel mit Philips AVENT

PHILIPS
AVENT

Besonderheiten

Sicheres und schonendes Erwärmen




Keine lokale Überhitzung, da die Milch während des Aufwärmens zirkuliert

Kein Überhitzen Ihrer Milch



Der integrierte Sensor prüft und kontrolliert die Temperatur der Milch, um ein Überhitzen zu vermeiden.

Fortschrittsanzeige



Die Anzeige gibt Auskunft über den Erwärmungsfortschritt Ihrer Milch.

Immer ein Gefühl von Sicherheit



Die automatische Warmhaltefunktion hält Ihre Milch 20 Minuten lang warm, bevor sich das Gerät automatisch abstellt.

Verschiedene Einstellungen zum Erwärmen



Erwärmt Ihre Milch auf verschiedene sichere Temperaturen

Sanftes Auftauen Ihrer Milch



Tauen Sie Ihre Milch sicher und sanft im Flaschenwärmer auf, während Sie Zeit mit Ihrem Baby verbringen. Dies ist bequemer im Vergleich zum Auftauen unter fließendem Wasser und schneller im Vergleich zum Auftauen in einem Kühlschrank. Vor allem ist es sicherer im Vergleich zum Auftauen in einer Mikrowelle.

Wärmt auch Babynahrung

Das Gerät beinhaltet ebenfalls eine Einstellung zum Aufwärmen von Babynahrung.

Kompatibel mit Philips AVENT



Classic

Natural

Alle Philips AVENT Flaschen (außer Größe 60 ml/ 2 oz) und Babynahrungsbehälter können mit diesem Babyfläschchenwärmer verwendet werden.

Daten

Gewicht und Abmessungen

- Geräteabmessungen (B x H x T):
160,4 x 139,9 x 148,55 mm
- Abmessungen der Einzelhandelspackung
(B x H x T): 175 x 185 x 160 mm

Ursprungsland

- Entwickelt in: Europa
- Hergestellt in: China

Lieferumfang

- Fläschchenwärmer: 1 Stck.

Entwicklungsstufen

- Entwicklungsstufen: Alle

Produktmaterial

- ABS
- PP



Ausstellungsdatum
2014-08-13

Version: 2.1.1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com