



Philips AVENT
Becher mit Trinkschnabel

Trinken ohne Tropfen

200 ml
ab dem 6. Monat



SCF751/05

Trinken ohne Tropfen

Einfacher Übergang von der Flasche zum Becher

Der neue Philips AVENT BPA-freie Schnabelbecher ist mit einem zum Patent angemeldeten Ventil ausgestattet, das ein Auslaufen verhindert. Der weiche Trinkschnabel und die Griffe ermöglichen Ihrem Kind ein einfaches Trinken. Einfach für Ihr Kind, praktisch für Sie.

Auslaufsicher

- Dicht! Von Müttern bestätigt.

Idealer Übergang zu einem richtigen Trinkbecher

- Abgewinkelter Trinkschnabel für die ersten Schritte mit dem Becher
- Weicher Lerngriff für kleine Hände

Komfort für Sie und Ihr Baby

- Für mehr Komfort sind alle Teile spülmaschinenfest
- Die Hygienekappe hält den Becher stets sauber

Weitere Vorteile

- Dieser Becher besteht aus BPA-freien Materialien.
- Kompatibel mit Philips AVENT Flaschen



PHILIPS
AVENT

Becher mit Trinkschnabel
Trinken ohne Tropfen 200 ml, ab dem 6. Monat

Besonderheiten

Der Becher ist spülmaschinenfest



Für mehr Komfort sind alle Teile spülmaschinenfest

Abgewinkelter Trinkschnabel



Der abgewinkelte, weiche Trinkschnabel wurde für Kleinkinder entwickelt, um sie beim ersten selbstständigen Trinken zu unterstützen, ohne dass sie den Kopf zu stark neigen müssen. Das Kind kann beim Trinken eine natürliche Nackenlage einnehmen.

BPA-frei



Dieser Philips AVENT Becher besteht aus BPA-freien Materialien.

Kompatibel innerhalb der Produktpalette

Der neue Philips AVENT Becher ist kompatibel mit dem Philips AVENT Naturnah- und Klassik-Flaschensortiment, mit Ausnahme der Glasflasche.

Ergonomisch geformter Griff



Lerngriffe erleichtern es dem Kleinkind, den Becher zu halten und selbstständig zu trinken. Die Griffe sind nicht nur speziell für kleine Hände geformt, sondern zudem rutschfest.

Hygienekappe

Ob zu Hause oder unterwegs, die Hygienekappe hält den Trinkschnabel stets sauber.

Auslaufsicherer Becher mit Trinkschnabel

Kein Kleckern! Das neue zum Patent angemeldete Ventil stellt sicher, dass Flüssigkeit nur beim Trinken entweicht.

SCF751/05

Daten

Lieferumfang

- Wei. Trinks.: 1 Stck.
- Becher (200 ml): 1 Stck.
- Griff: 1 Stck.
- Ventil: 1 Stck.
- Aufsteckbare Hygienekappe: 1 Stck.

Entwicklungsstufen

- Entwicklungsstufen: ab 6 Monate

Ursprungsland

- Indonesien

Material

- Becher mit Trinkschnabel: Polypropylen, TPE

Gewicht und Abmessungen

- F-Box-Maße: 178 x 125 x 90 mm
- Anzahl der F-Boxen in der A-Box: 6 Stck.
- Produktgewicht: 0,1 kg

Zubehör

- Ersatzteil: Ersatztrinkschnabel SCF252



Ausstellungsdatum
2014-08-21

Version: 3.4.1

EAN: 08 71010 36610 54

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com