

Presseinformation

September 2014

Sicher und schonend:

Der neue Philips AVENT Flaschenwärmer erhält Nährstoffe und Vitamine der Milch

Hamburg – Muttermilch ist ein wertvolles Gut und so will sie auch behandelt werden. Der neue Philips AVENT Flaschenwärmer erwärmt Muttermilch sicher und besonders schonend. Wichtige Nährstoffe und Vitamine der Milch bleiben erhalten. Die Milch zirkuliert während des Aufwärmens und beugt so einer lokalen Überhitzung vor. Ein integrierter Sensor prüft dabei die Temperatur. Verschiedene Einstellungen zum Erwärmen oder Auftauen von Milch oder Babynahrung, die beleuchtete Anzeige zum Erwärmungsfortschritt sowie die automatische Warmhalte- und Abschaltfunktion erleichtern die Zubereitung der Mahlzeit und geben Sicherheit.

„Seit 30 Jahren hören wir auf und lernen von Eltern und Fachleuten und wissen, wie wichtig es ihnen ist, dem Baby Muttermilch in bestmöglicher Qualität zu geben“, so Benedikt Lohaus, Marketing Manager Philips AVENT bei Philips Consumer Lifestyle DACH. „Der neue Philips AVENT Flaschenwärmer erhitzt Muttermilch oder Babynahrung besonders schonend, damit Nährstoffe und Vitamine erhalten bleiben, die so wichtig für die Entwicklung eines Kindes sind. Den Eltern bietet das Gerät dabei mit seinen vielen praktischen Funktionen noch einen zusätzlichen Mehrwert an Komfort und Flexibilität“, so Lohaus weiter.

Sicheres und bequemes Aufwärmen

Der Philips AVENT Flaschenwärmer nutzt für die Erwärmung der Muttermilch ein Wasserbad, das die Flüssigkeit sanft und gleichmäßig erhitzt. Dabei überschreitet das Wasserbad die 40 Grad Marke nicht und die hohe Qualität der Muttermilch bleibt erhalten. Eltern wählen am Gerät die gewünschte Temperatur aus und starten die Erwärmung. Die Milch zirkuliert während des Aufwärmens und verhindert so eine lokale Überhitzung. Dabei überwacht und prüft ein im Gerät integrierter Sensor die Temperatur und sorgt immer für ein gleichmäßiges und sicheres Ergebnis. Mit der beleuchteten Fortschrittsanzeige lässt sich zudem ablesen, wie weit der Erwärmungsvorgang bereits ist.

Warm halten und auftauen

Dank der automatischen Warmhalte- und Abschaltfunktion wechselt der Philips AVENT Flaschenwärmer direkt in den Warmhalte-Modus, sobald die richtige Temperatur der Milch erreicht wurde. Nach 20 Minuten schaltet sich das Gerät ab, so dass Eltern auch im Trubel des Familienalltages auf der sicheren Seite sind. Soll die Muttermilch hingegen sanft und sicher aufgetaut werden, können Eltern sich entspannt mit ihrem Kind beschäftigen, während der Auftau-Modus des Gerätes arbeitet. Die Auftau-Funktion ist deutlich bequemer im Vergleich zum Auftauen einer Milchportion unter fließendem Wasser und schneller als im Vergleich zum



Auftauen im Kühlschrank. Vor allem ist es erheblich sicherer als Auftauen in einer Mikrowelle.

Alle Philips Highlights: <http://www.philips.de/ifapresse>

Philips AVENT Produktportfolio sowie aktuelle Studien: www.philips.de/AVENT

Philips AVENT Flaschenwärmer (SCF356/00)

- Sicheres und schonendes Erwärmen
- Milch zirkuliert und verhindert lokale Überhitzung
- Intelligente Fortschrittsanzeige des Erwärmungsvorganges
- Verschiedene Einstellungen zum Erwärmen oder Auftauen von Milch oder Babynahrung
- Automatische Warmhaltefunktion hält Milch 20 Minuten auf Temperatur
- Automatische Abschaltfunktion nach Abschluss des Warmhalteprozesses
- Kompatibel mit allen Philips AVENT Flaschen (außer Größe 60 ml) und dem Philips Aufbewahrungssystem
- Farbe: Weiß
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 59,99 Euro
- Ab September im Handel erhältlich

Philips AVENT Flaschenwärmer (SCF355/00)

- Sicheres, schonendes und schnelles Erwärmen
- Milch zirkuliert und verhindert lokale Überhitzung
- Intelligente Fortschrittsanzeige des Erwärmungsvorganges
- Verschiedene Erwärmungs- und Auftaueinstellungen
- Kompatibel mit allen Philips AVENT Flaschen (außer Größe 60 ml) und dem Philips Aufbewahrungssystem
- Farbe: Weiß
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 34,99 Euro
- Im Handel erhältlich

Weitere Informationen für Medien:

Philips Consumer Lifestyle

Jeannine Kritsch

Telefon: 0 40 / 28 99 – 22 13

Telefax: 0 40 / 28 99 – 7 22 13

E-Mail: jeannine.kritsch@philips.com

Konsumentenfragen:

Philips Kundenservice

Telefon: 040 / 80 80 10 980

Über Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 113.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2013 einen Umsatz von 23,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist

Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de.

Philips feiert 100 Jahre Forschung

1914 gründeten die Unternehmer Anton und Gerard Philips im niederländischen Eindhoven das erste Philips Forschungslabor. Unter der Leitung des renommierten Physikers Dr. Gilles Holst wurde sich im „Natuurkundig Laboratorium (NatLab)“ zunächst auf die Entwicklung neuer Lichtquellen und Funktechnik und Elektronik konzentriert. Heute – 100 Jahre später – unterhält Philips eine der weltweit größten unternehmenseigenen Forschungseinrichtungen. Mit dem in Eindhoven angesiedelten Hauptsitz und sechs internationalen Standorten in Nordamerika, Europa und Asien beschäftigt Philips Research mehr als 1.500 Mitarbeiter aus 50 Ländern und hat bisher über 100.000 Patente angemeldet. Weitere Informationen finden Sie [hier](#).