

Presseinformation

April 2015

Perfektes, schonendes Styling

Die Philips KeraShine Serie bringt Haare glänzend in Form

Hamburg – Gesundes, lebendiges und glänzendes Haar bildet die Grundlage für einen individuell gestylten Look. Die fünf neuen KeraShine Haarpflegetools von [Philips](#) – Haartrockner, Haarglätter, Stylingbürste, Airstyler und Lockenstab – kümmern sich effektiv und schonend um das Styling und lassen sich individuell auf die unterschiedlichsten Haartypen einstellen. Alle Aufsätze sowie die Platten des Haarglätters sind Keratin¹-Keramik-beschichtet. Das Keratin wird durch Hitze aktiviert und sorgt für ein besonders haarschonendes Styling. Herausragend ist auch ihr edles Design in Schwarz/Gold. Sie sind ab sofort im Handel erhältlich.

„Ohne Hitze geht es nicht – auf die richtige Dosierung kommt es an! Wir haben für unsere neue Serie fünf Haarexperten kreiert, die Haar und Kopfhaut bestmöglich vor Überhitzung und Austrocknen schützen“, so Astrid Ommen, Marketing Manager Beauty & Skincare bei Philips Consumer Lifestyle DACH. „Ein besonderes Highlight ist der Haartrockner: Seine sanft fließenden Konturen und zierlichen Proportionen überzeugen im Zusammenspiel mit der hochwertigen Verarbeitung“, so Ommen weiter.

KeraShine Haartrockner mit Diffusor - HP8243/00

Seine Kernkompetenz ist schnelles Trocknen bei maximalem Schutz. Verantwortlich dafür ist die ThermoProtect-Funktion, die mit einer konstanten Temperatur von 57 Grad Celsius arbeitet. Das eingebaute Keramik-Heizelement mit Keratin gibt zudem Infrarotwärme ab, die das Haar von innen heraus trocknet und es so vor Austrocknung schützt. Die Ionisierungsfunktion verhindert ein statisches Aufladen und glättet die Schuppenschicht. 2.200 Watt sorgen für einen kraftvollen Luftstrom, sechs unterschiedliche Einstellungen der Heiz- und Gebläsestufen können individuell für das gewünschte Styling kombiniert werden. Der Diffusor-Aufsatz mit sanftem Massageeffekt schenkt Volumen, die 11 Millimeter schmale Stylingdüse ermöglicht einen gezielt gelenkten Luftstrom. Die Kaltstufe (Coolshot) schließt die Poren des Haares und fixiert die Frisur optimal. Das Ergebnis: Gesund glänzendes Haar.

KeraShine Haarglätter - HP8348/00

Die Keratin-Keramikveredelung der abgerundeten, gold-schimmernden Platten sorgt für optimales Gleiten und gesundes Haar. In nur 30 Sekunden ist er einsatzbereit und verfügt über eine Maximaltemperatur von 230 Grad Celsius. Die EHD-Technologie² sorgt dafür, dass das Haar nicht überhitzt wird, die ThermoGuard Funktion verhindert eine versehentliche

¹ Keratin, eine Gruppe von Faserproteinen, ist ein wesentlicher Bestandteil im Haar, in der Haut und in den Nägeln.

² Die EHD-Technologie (Even Heat Distribution) vermeidet einzelne heiße Punkte auf den Platten, so genannte Hot-Spots, die das Haar unnötig schädigen können.



Überhitzung von über 200 Grad Celsius. Die aktuelle Einstellung lässt sich bequem auf dem LC-Display ablesen. Eine Extraportion Glanz liefert die Ionen-Funktion: Negativ geladene Ionen verhindern das statische Aufladen des Haares, pflegen es und glätten die äußere Schuppenschicht. Besonders praktisch ist die per Knopfdruck anwählbare Auffrisch-Funktion: So wird die abgegebene Wärme automatisch auf 180 Grad reduziert und die Frisur kann jederzeit schonend erneuert werden.

KeraShine Stylingbürste – HP8632/00

Die Keratin-veredelte, aufheizbare Stylingbürste mit einziehbaren Borsten zaubert in wenigen Minuten weiche, glänzende Wellen oder voluminöse, elegante Locken – sogar am Hinterkopf! Die einziehbaren Borsten ermöglichen ein sicheres Lösen der Haare: Einfach die Haarsträhne um die Bürste wickeln, die Cool-Tip-Spitze drehen und die Borsten ziehen sich automatisch ein. Dadurch wird eine dauerhafte Form der Wellen oder Locken gewährleistet. Der Lockenstab mit einem Durchmesser von 45 Millimetern verfügt über zwei Temperatureinstellungen, 160 und 190 Grad Celsius, kann so auf den jeweiligen Haartyp abgestimmt werden und minimiert das Risiko von Haarschäden. Zudem bietet die Volumenbürste die bewährte Ionisierungsfunktion, die ein statisches Aufladen verhindert und die äußere Schuppenschicht glättet.

KeraShine Airstyler - HP8667/00

Die Warmluftbürste trocknet und stylt zugleich und ihre drei Keratin-beschichteten Aufsätze ermöglichen natürliche Styles, voluminöse Looks, Wellen oder Locken. Die *Thermobürste* (38 Millimeter) erzeugt weich fallende Wellen. Mit einem Klick wird der Styler zum *Lockenstab*: Die Borsten lassen sich auf Knopfdruck einziehen, so dass er leicht und ohne Ziepen wieder herausgezogen werden kann. Die schmale *Stylingdüse* garantiert, dass der Luftstrom genau dorthin gelangt, wo er benötigt wird. ThermoProtect bietet die optimale Trockentemperatur (57 Grad), dabei verhindert die Ionisierungsfunktion statische Aufladung. Kraftvolle 800 Watt und drei Gebläsestufen erzeugen einen optimalen Luftstrom. Wer feines oder trockenes Haar hat, wird sich über die besonders schonende Kaltluftstufe freuen.

KeraShine Lockenstab - HP8607/00

Der neue CurlControl mit einem Durchmesser von 25 Millimetern sorgt für Bewegung im Haar und formt schwungvolle, natürlich aussehende Locken und elegante Wellen mit viel Volumen. Die Keratin-Beschichtung schützt das Haar und ermöglicht seidig glänzende Locken. Praktisch ist die Cool-Tip-Spitze, die aus besonders hitzebeständigem Material gefertigt wurde. So kann der Curler beim Styling sicher und angenehm gehalten werden. Die per Rädchen einstellbaren acht Temperaturstufen von 130 bis 200 Grad Celsius helfen dabei, die zum jeweiligen Haartyp passende Variante zu wählen und schonend und effektiv in Form zu bringen. Innerhalb von nur 60 Sekunden ist das Gerät aufgeheizt, ein Blinken des Temperatursymbols zeigt die Einsatzbereitschaft an. Für optimale Sicherheit schaltet es sich nach einer Stunde automatisch ab.

Haartrockner HP8243/00

- 2.200 Watt
- Keramik-Heizelement mit Keratin
- 6 Gebläse-/Temperatureinstellungen
- Ionisierungsfunktion
- TurboBoost
- Cool Shot
- 1,8 Meter Kabellänge, Aufhängeöse
- Farbe: Schwarz/Gold
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 49,99 Euro
- Ab April 2015 im Handel erhältlich

Haarglätter HP8348/00

- Keratin-Keramikveredelte Platten
- Digitale Temperatureinstellung bis 230 Grad Celsius
- ThermoGuard- und EHD-Funktion
- Ionisierungsfunktion
- Einsatzbereit in 30 Sekunden
- Tastensperre: Kein unbeabsichtigtes Ändern der Temperatur
- Automatische Spannungsanpassung
- 1,8 Meter Kabellänge
- Farbe: Schwarz/Gold
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 49,99 Euro
- Ab April 2015 im Handel erhältlich

Stylingbürste – HP8632/00

- 45 Millimeter aufheizbarer Lockenstab
- Keratin-veredelte Keramik-Beschichtung
- Einziehbares Borsten
- Zwei Stylingtemperatureinstellungen (160 und 190 Grad Celsius)
- Ionenfunktion
- Drehbare Cool-Tip-Spitze
- 1,8 Meter langes Kabel
- Farbe: Schwarz/Gold
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 44,99 Euro
- Ab April 2015 im Handel erhältlich

Airstyler HP8667/00

- 3 Aufsätze
- Keramikbeschichtete Bürsten
- 800 Watt
- Ionisierungsfunktion
- 3 Gebläsestufen
- Ionisierungsfunktion
- ThermoProtect-Funktion

- 1,8 Meter Kabellänge, Aufhängeöse
- Farbe: Schwarz/Gold
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 39,99 Euro
- Ab April 2015 im Handel erhältlich

Lockenstab HP8607/00

- Keratinbeschichtung
- 60 Sekunden Aufheizzeit
- 25 Millimeter Durchmesser
- 8 Temperaturstufen (130-200 Grad)
- Cool-Tip-Spitze
- Schwarzer, glänzender Griff mit Diamantmuster
- Automatische Spannungsanpassung und Abschaltung nach 1 Stunde
- 1,8 Meter Kabellänge, Aufhängeöse
- Farbe: Schwarz/Gold
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 37,99 Euro
- Ab April 2015 im Handel erhältlich

Alle Philips Highlights: www.philips.de/produktpresse

Weitere Informationen für Medien:

Philips Consumer Lifestyle

Jeannine Kritsch

Telefon: 0 40 / 28 99 – 22 13

Telefax: 0 40 / 28 99 – 7 22 13

E-Mail: jeannine.kritsch@philips.com

Konsumentenfragen:

Philips Kundenservice

Telefon: 040 / 80 80 10 980

Über Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 105.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2014 einen Umsatz von 21,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de.