

## Presseinformation

Juni 2015

### **Reinigung und Pflege inklusive: Die neue Philips 7000er Serie rasiert gründlich und schonend**

**Hamburg** – Ob nass oder trocken – die tägliche [Rasur](#) ist für viele Männer ein festes Ritual. Dabei leiden mehr Männer unter Rötungen und Hautirritationen, als man denkt. Mit der neuen 7000er Serie packt [Philips](#), die weltweit führende Marke bei Elektrorasierern, das Problem an der Wurzel und bietet maximale Gründlichkeit und Komfort bei jeder Rasur. Möglich machen dies insbesondere die sanft gleitenden Komfortringe mit Mikrokügelchen-Beschichtung, die in fünf Richtungen bewegliche Schereinheit sowie die hautschonenden Präzisionsklingen. Der praktische Bartstyler-Aufsatz ermöglicht zudem unterschiedlichste Styles. Eine absolute Neuheit ist die aufsteckbare Reinigungsbürste, deren 32.000 Borsten das Gesicht 10-mal gründlicher reinigen als von Hand und gleichzeitig von abgestorbenen Hautzellen befreien.

„60 Prozent<sup>1</sup> der Männer bezeichnen ihre Haut als sensibel. Für sie ist die regelmäßige Glattrasur oftmals mit Spannungen und Rötungen verbunden. Besonders letzteres kann zu Unbehagen führen. Unsere Studien haben gezeigt, dass die Hauptursache für Hautirritationen wiederholtes Rasieren an derselben Stelle ist, weshalb manche Männer sogar Ruhetage zwischen den Rasuren einlegen“, so Stephanie Sievers, Marketing Manager Shaving Philips Consumer Lifestyle DACH. „Um dieses Problem zu lösen, haben wir die Shaver Series 7000 mit Komfortringen entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine spezielle Beschichtung gegen Reibung aus und sorgen so täglich für eine schnelle und gründliche Rasur mit deutlich weniger Hautirritationen. 90 Prozent<sup>2</sup> der Testpersonen bestätigten uns, dass ihre Hautreizungen dank der Shaver Series 7000 verringert wurden“, so Sievers weiter.

### **Komfort, Präzision und Flexibilität**

Durch die neue einzigartige Beschichtung mit Mikrokügelchen gleitet die Oberfläche der Komfortringe sanft über die Haut und hilft Hautirritationen vorzubeugen. Das Super Lift & Cut-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche und hautschonende

---

<sup>1</sup> Quelle: Philips Segmentation 2008; Deutschland, Frankreich, Russland, China, Italien, USA, Brasilien

<sup>2</sup> Quelle: Im Vergleich zum Vorgängermodell von Philips, bestätigt von 49 Testpersonen in den Niederlanden in 2014, und 55 in Südkorea in 2015



Rasur direkt an der Hautoberfläche ab. Die flexible Schereinheit passt sich ohne Probleme jeder Gesichtskontur in fünf Richtungen an und ermöglicht so eine komfortable Rasur. Auf diese Weise werden Rötungen, sichtbare Hautirritationen und wund Haut, die hauptsächlich durch die wiederholte Rasur gleicher Gesichtsstellen Tag für Tag entstehen, deutlich verringert. Durch die Aquatec Wet & Dry-Versiegelung ist es zudem möglich, sich nicht nur trocken, sondern auch nass mit Gel oder Schaum schonend zu rasieren – auch unter der Dusche.

### **Praktisches Multitalent**

Die Philips 7000er Serie bietet dank des Smart Click Systems außerdem alle Möglichkeiten der Gesichtspflege und des Stylings. Die aufsteckbare Reinigungsbürste sorgt für eine sanfte und gründliche Reinigung der Gesichtshaut, die 10-mal effektiver als die Gesichtsreinigung mit der Hand ist. Mit dem hautfreundlichen Bartstyler-Aufsatz mit fünf Längeneinstellungen (0,5 bis 5 Millimeter) und integriertem Präzisionstrimmer lassen sich unterschiedlichste Styles kreieren. Neben dem digitalen Display mit Batteriestands-, Reinigungs-, Ersatzscherkopf- und Reisesicherungsanzeige bietet der S7780/64 das bewährte SmartClean-System, das den Rasierer mit nur einem Tastendruck reinigt, trocknet, lädt und ölt. So bringt er jeden Tag die optimale Leistung.

### Philips Rasierer S7520/50

- Komfortringe
- GentlePrecision-Klingensystem
- In 5 Richtungen bewegliche DynamicFlex-Scherköpfe
- Technologie zur Konturenanpassung
- Aquatec Nass- und Trockenrasur
- Super Lift und Cut-Technologie
- LED Display für Batteriestands-, Reinigungs-, Ersatzscherkopf- und Reisesicherungsanzeige
- Gesichtsreinigungsbürste für eine sanfte und gründliche Reinigung
- Hautfreundlicher Bartstyler Aufsatz (0,5-5 Millimeter)
- Rasierminuten/Ladezeit: 50 Minuten/1 Stunde
- Aufbewahrung: Reiseetui
- Farbe: Keramikweiß/Dunkelblau
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 199,99 Euro
- Ab Juli 2015 im Handel erhältlich

### Philips Rasierer S7780/64

- wie S7520/50 inklusive:
- SmartClean-System mit drei Reinigungskartuschen
- Farbe: Argus Bronze/Mattweiß
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 319,99 Euro

Alle Philips Highlights: [www.philips.de/produktpresse](http://www.philips.de/produktpresse)

Weitere Informationen für Medien:

Konsumentenfragen:

Philips Consumer Lifestyle  
Jeannine Kritsch  
Telefon: 0 40 / 28 99 – 22 13  
Telefax: 0 40 / 28 99 – 7 22 13  
E-Mail: [jeannine.kritsch@philips.com](mailto:jeannine.kritsch@philips.com)

Philips Kundenservice  
Telefon: 040 / 80 80 10 980

## **Über Royal Philips**

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 108.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2014 einen Umsatz von 21,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen und neuen Lichtanwendungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: [www.philips.de](http://www.philips.de).