

## Presseinformation

Juli 2015

### **Frisch, gesund und selbstgemacht: Köstliche Pasta in allen Variationen mit dem Philips Pastamaker**

**Hamburg** – Spaghetti, Penne, Fettuccine oder gefüllte Variationen – wer immer schon einmal eigene Pasta herstellen wollte, bekommt nun die Gelegenheit dazu: Mit dem neuen Pastamaker bietet [Philips](#) die Möglichkeit frische italienische Köstlichkeiten ganz nach eigenem Gusto schnell und leicht herzustellen. Einfache Bedienung über das digitale Display und hoher Komfort durch vollautomatisches Kneten und Formen der Pasta sowie vier verschiedene Formaufsätze sorgen dafür, dass die unterschiedlichsten Nudelspezialitäten im Handumdrehen auf den Tisch kommen. Passend für den ab Oktober erhältlichen Pastamaker gibt es praktisches Zubehör, wie die Keks-Formscheiben für frische und selbstgemachte Kekse und den Baby Pastaroller für eine gesunde Kinderernährung.

„In der heutigen Zeit legen viele von uns Wert auf eine gesunde Ernährung. Beim Einkaufen schauen wir neben der Herkunft vor allem auf die Inhaltsstoffe der Produkte, die wir verzehren. Denn immer mehr Menschen leiden an verschiedensten Unverträglichkeiten, die zu Verdauungsbeschwerden und Übelkeit führen können. Bei Pasta ist dies in der Regel auf das Protein Gluten im Weizenmehl zurückzuführen“, so Sandra Hein, Marketing Managerin Kitchen Appliances Philips Consumer Lifestyle DACH. „Mit dem Pastamaker können unsere Konsumenten nun selbst entscheiden, welche Lebensmittel und Inhaltsstoffe sie verarbeiten. Dank kräftiger Knethaken und einer nutzerfreundlichen Bedienung steht die eigene Pasta innerhalb von zehn Minuten auf dem Tisch“, so Hein weiter.

### **Leckere Pasta – selbstgemacht und schnell**

Der Pastamaker hat ein Fassungsvermögen von 500 Gramm. Durch vollautomatisches Kneten und Formen der Pasta und eine einfache Bedienung über das digitale Display bietet er hohen Komfort. Vier verschiedene Formaufsätze, unter anderem für Spaghetti, Penne, Maccheroni und Rigatoni, Fettuccine sowie Lasagne oder gefüllte Nudeltaschen, lassen keine Pasta-Wünsche offen. Nutzer haben bei der Herstellung dementsprechend freie Hand, was die Wahl der Form und Inhaltsstoffe ihrer Nudelspezialität angeht. So lässt sich frische und gesunde Pasta in nur wenigen Minuten in der eigenen Küche herstellen. Ein integriertes Aufbewahrungsfach bietet ausreichend Platz für Formscheiben und Reinigungswerkzeug. Zudem sind alle abnehmbaren Teile spülmaschineneeignet. Obendrein liefert ein beigelegtes Rezeptheft 25 schmackhafte Rezeptideen zum Ausprobieren.

### **Praktisches Zubehör für den Pastamaker**

Für die kleinen Gourmets wird mit dem Baby Pastaroller das Mittagessen zum kreativen Highlight: Durch einfaches Rollen über den nach Belieben verfeinerten Teig entsteht Pasta in niedlichen Motiven. Darüber hinaus eignet sich der Baby Pastaroller mit seinen vier



verschiedenen Formen ebenfalls zum Ausstechen von Keksen. Denn was darf nach einem herzhaften Essen selbstverständlich nicht fehlen? Der süße Nachtisch! Wer Appetit auf leckere Kekse hat, greift zu den speziellen Keks-Formscheiben, mit denen in kurzer Zeit frisches Gebäck in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen gelingt. Zwei verschiedene Scheiben sorgen dabei für unterschiedliche Keks-Formen. Nach der Anwendung lassen sie sich bequem in der Spülmaschine reinigen.

## Philips Pastamaker HR2355/09

- Einfache Bedienung über das digitale Display
- Automatisches Kneten und Formen von Pasta
- 4 Formscheiben zum Kreieren unterschiedlicher Pasta: 1) Spaghetti , 2) Penne, Maccheroni, Rigatoni, 3) Fettuccine, 4) Lasagne, Cannelloni, Ravioli, Maltagliati, Pizzoccheri
- Integriertes Aufbewahrungsfach für Formscheiben
- Reinigungswerkzeug für Formscheiben
- Alle abnehmbaren Teile auch spülmaschinengeeignet
- Inkl. Rezeptheft mit 25 Rezeptideen
- Volumen: 500 Gramm
- Farbe: Silber/Weiß
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 219,99 Euro
- Ab Oktober 2015 im Handel erhältlich

## Philips Keks Formscheiben HR2455/09

- 2 Formscheiben für verschiedene Keksformen
- Einfache Reinigung
- Spülmaschinengeeignet
- Farbe: Weiß
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 14,99 Euro
- Ab Oktober 2015 im Handel erhältlich

## Philips Baby Pastaroller HR2465/09

- Einfaches Ausrollen mit 4 verschiedenen Formen
- Pasta für eine gesunde Kinderernährung
- Auch zum Ausrollen von Keksteig geeignet
- Farbe: Blau/Weiß
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 24,99 Euro
- Ab Oktober 2015 im Handel erhältlich

Alle Philips Highlights: [www.philips.de/produktpresse](http://www.philips.de/produktpresse)

### Weitere Informationen für Medien:

Philips Consumer Lifestyle

Jeannine Kritsch

Telefon: 0 40 / 28 99 – 22 13

Telefax: 0 40 / 28 99 – 7 22 13

E-Mail: [jeannine.kritsch@philips.com](mailto:jeannine.kritsch@philips.com)

### Konsumentenfragen:

Philips Kundenservice

Telefon: 040 / 80 80 10 980

## **Über Royal Philips**

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 108.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2014 einen Umsatz von 21,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen und neuen Lichtanwendungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: [www.philips.de](http://www.philips.de)