

## Presseinformation

März 2016

### Heiß oder kalt?

#### **Der neue und stärkste Hochleistungsstandmixer von Philips mit zusätzlicher Kochfunktion bringt gesunde Abwechslung in jede Küche**

**Hamburg** – Gesunde, frische und gleichzeitig schnell zubereitete Gerichte – das geht nicht? Oh doch! Ob eine gesunde Suppe aus frischem Marktgemüse, einen fruchtigen oder grünen Smoothie zwischendurch oder eine delikate Soße für den Braten: Der neue Hochleistungsstandmixer mit zusätzlicher Kochfunktion aus der [Philips](#) Avance Collection bereitet zahlreiche Speisen spielend leicht zu und ist ab April im Handel erhältlich. Mit vier voreingestellten Kochprogrammen und verschiedenen Geschwindigkeitsstufen wird die Bedienung zum Kinderspiel. Leistungsstarke Komponenten wie der 1.100 Watt-Motor oder das ProBlend 6-Sterne-Messer erzielen feine Ergebnisse. Das kompakte Design mit LED-Anzeige und der beleuchtete Lichtring am Stufenregler machen den Mixer darüber hinaus zum Blickfang in jeder Küche. Für Inspiration sorgt ein Rezeptheft mit bis zu 50 kreativen Gerichten.

„Mit seinen innovativen Küchenprodukten unterstützt Philips seit jeher eine gesunde und vielfältige Ernährungsweise. Unser leistungsstärkster Hochleistungsstandmixer mit zusätzlicher Kochfunktion sorgt mit seinen hochwertigen Ausstattungsmerkmalen dafür, dass alle Zutaten optimal zubereitet werden und wertvolle Vitamine erhalten bleiben. Auch das Warmhalten von Speisen oder das Kochen geringer Zutatenmengen zum Beispiel für Babykost sind für ihn kein Problem“, so Sandra Hein, Marketing Managerin Kitchen Appliances Philips Personal Health DACH. „Dank seiner 32.000 Umdrehungen pro Minute eignet er sich auch zur Herstellung von grünen Smoothies“, so Hein weiter.

### **Geschmackvolles Multitalent**

Eine gesunde Ernährung ohne großen Aufwand ist mit dem Hochleistungsstandmixer mit zusätzlicher Kochfunktion so einfach wie nie. Schaltzentrale ist der beleuchtete Drehknopf, mit dem die gewünschte Funktion ausgewählt wird. Die Mixfunktion wird besonders Smoothie-Fans freuen: Der leistungsstarke 1.100 Watt-Motor in Kombination mit dem extra scharfen ProBlend 6-Sterne-Messer zerkleinert Obst und Gemüse mühelos. Vier Geschwindigkeitsstufen sowie die praktische Pulsfunktion bereiten fruchtige oder grüne Smoothies und sogar Crushed Ice im Handumdrehen zu. Auch die Kochfunktion lässt keine Wünsche offen: Durch seine vier voreingestellten Kochprogramme nimmt der Mixer in der Küche viel Arbeit ab und bereitet grobe oder feine Suppen, Saucen oder Kompotte innerhalb von maximal 25 Minuten zu. Im manuellen Kochmodus lassen sich individuell Zeit und Temperatur (60, 80 oder 100 Grad Celsius) nach eigenen Vorgaben wählen, die Koch- und Mixzeit wird einfach per +/- Taste angepasst.



## **Praktisch und inspirierend**

Mit einem Fassungsvermögen von bis zu zwei Litern (1,5 Liter mit Speisen) können in dem hitzebeständigen Glasbehälter problemlos heiße und kalte Gerichte für bis zu sechs Personen zubereitet werden. Durch die Anti-Rutsch-Füße ist ein sicherer Stand immer gewährt. Alle abnehmbaren Teile können bequem in der Spülmaschine gereinigt werden. Ein weiteres Highlight ist das mitgelieferte Rezeptbuch mit bis zu 50 inspirierenden Vorschlägen.

## **Philips Avance Collection Hochleistungsstandmixer mit zusätzlicher Kochfunktion HR2091/30 (Weiß), HR2099/90 (Schwarz), HR2098/30 (Weiß) und HR2199/00 (Titanium)**

- Vier Geschwindigkeitsstufen zum Mixen und Zerkleinern
- ProBlend 6-Sterne-Messer zum effektiven Mixen und Schneiden
- Automatische Kochfunktion mit vier voreingestellten Programmen
- Manueller Kochmodus mit einstellbarer Zeit und Temperatur (60, 80, 100° C)
- Leistung: 1.100 Watt
- Geschwindigkeit: 32.000 U/min
- Fassungsvermögen: 2 Liter (1,5 Liter mit Speisen)
- Mixbecher aus hitzebeständigem und kratzfestem Glas
- Abnehmbares Messer für einfache Reinigung
- Alle Teile spülmaschinenfest (außer dem Hauptgerät und Messer)
- Rezeptbuch mit bis zu 50 verschiedenen Chefkoch-Rezepten
- Farben: Schwarz, Weiß, Titanium
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 229,99 Euro (HR2091/30); 239,99 Euro (HR2098/30 und HR2099/90); 249,99 Euro (HR2199/00)
- Ab April 2016 im Handel erhältlich

Alle Philips Highlights: [www.philips.de/produktpresse](http://www.philips.de/produktpresse)

### Weitere Informationen für Medien:

Philips GmbH Market DACH  
Jeannine Kritsch  
PR Manager Personal Health  
Telefon: 0152 / 22 80 32 33  
E-Mail: [jeannine.kritsch@philips.com](mailto:jeannine.kritsch@philips.com)

### Konsumentenfragen:

Philips Kundenservice  
Telefon: 040 / 80 80 10 980

## **Über Royal Philips**

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 104.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2015 einen Umsatz von 24,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen und neuen Lichtanwendungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: [www.philips.de](http://www.philips.de)