

## Presseinformation

März 2016

### **Geschmackvolles Multitalent: Der neue Philips Multikocher mit Mixfunktion erleichtert das Kochen, Schmoren und Mixen von selbstgemachten Lieblingspeisen**

**Hamburg** – Immer mehr Menschen möchten sich im Alltag gesund und ausgewogen ernähren – und das am besten möglichst einfach und zeitsparend. Mit dem neuen Multikocher mit Mixfunktion bringt [Philips](#) im März einen vielseitigen Küchenhelfer für alle „Heimkocher“ auf den Markt. Das Gerät kombiniert dabei erstmals eine Mix- und Multi-Kochfunktion. Mit einer einzigartigen 3D-Heizplatte, einem herausnehmbaren Kocheinsatz, intelligenten Temperatursensoren und benutzerfreundlichem Design zaubert er einfach und unkompliziert gesunde Menüs für den Alltag. Vom Kochen, Braten und Zerkleinern übers Schmoren bis hin zum Sautieren: Dank 16 verschiedener Programme lassen sich heiße und kalte Vor-, Haupt- oder sogar Nachspeisen mit nur wenigen Knopfdrücken zubereiten.

„Vielen Konsumenten ist es wichtig, ihre Mahlzeiten auch im oftmals stressigen Alltag selber frisch zu kochen und so allein zu bestimmen, welche Zutaten verarbeitet werden. Mit unserem neuen Multikocher und seinen vielfältigen Möglichkeiten der Zubereitung wird eine gesunde und vielfältige Ernährung zur Leichtigkeit“, so Sandra Hein, Marketing Managerin Kitchen Appliances Philips Personal Health DACH. „Die kombinierte Mix- und Multi-Kochfunktion sowie die praktischen voreingestellten Programme vereinfachen die Zubereitung; darüber hinaus sorgt die leistungsstarke 3D-Heizplatte für ein besonders gleichmäßiges Erhitzen und spart so Zeit“, so Hein weiter.

#### **Meisterhafte Leistung**

Die innovative MasterCook-Technologie des Multikochers sorgt für optimales Erhitzen und Garen der unterschiedlichen Zutaten und Gerichte. Im Gerät integrierte Temperatursensoren steuern die Heizleistung sowie die Garzeit der einzelnen Programme. So ist der Küchenhelfer besonders einfach in der Bedienung. In der Basis des Geräts befindet sich eine leistungsstarke 3D-Heizplatte sowie der herausnehmbare Kocheinsatz, der durch seine drei Schichten ein gleichmäßig verteiltes Aufheizen ermöglicht. Für ein schnelles Zerkleinern der Zutaten sorgt die Mixfunktion des Multikochers. Die in den Deckel integrierte Messereinheit besteht aus hochwertigem Edelstahl und erzielt durch 13.000 Umdrehungen pro Minute sowie ihr ihr einzigartiges gezacktes Klingendesign optimale Ergebnisse beim Mixen. Ganz gleich, ob es sich dabei um Smoothies oder feine Suppen handelt. Besonders komfortabel in der Bedienung wird der Multikocher noch durch sein ergonomisches Design, denn die schräge Form erleichtert ein einfaches Umrühren mit optimaler Sicht in den Topf.

#### **Vielfalt auf Knopfdruck**

Auch in puncto Abwechslung kann der Multikocher mit Mixfunktion überzeugen und bietet darüber hinaus viele nützliche Funktionen. Insgesamt 16 verschiedene Programme sorgen für



die optimale Zubereitung verschiedener Zutaten und bereiten eine Vielzahl an Gerichten fast wie von alleine zu. Zum Start einfach eines der voreingestellten Programme für heiße oder kalte Gerichte per Knopfdruck auswählen und schon werden Temperatur und Dauer automatisch angezeigt. Pürierte Suppen und viele andere Rezepte können so mit einem der automatischen Programme in nur einem Arbeitsgang zubereitet werden. Das beiliegende Rezeptbuch mit 43 leckeren Gerichten liefert kulinarische Anregungen passend zu jeder Situation. Mit der Warmhalte-Funktion können die Speisen für bis zu zwei Stunden sicher warmgestellt werden. Wer seine Suppen, Smoothies oder Kompotte gern fein püriert, kann mit dem Puls-Programm bis zu 30 Sekunden lang manuell mixen. Und auch die Reinigung erledigt der Multikocher von selbst: Mit dem praktischen Programm für eine einfache Reinigung wird der Kocheinsatz per Knopfdruck innerhalb nur zehn Minuten mit Wasser und etwas Reinigungsmittel automatisch gesäubert.

#### Philips Avance Collection Multikocher mit Mixfunktion HR2206/80:

- Kombinierte Mix- und Multi-Kochfunktion
- MasterCook-Technologie mit integrierten Temperatursensoren
- Herausnehmbarer Kocheinsatz mit 3D-Heizplatte für gleichmäßiges Aufheizen
- Mixer mit 13.000 Umdrehungen pro Minute mit gezacktem Klingendesign
- 16 Programme:
  - 4 Temperatureinstellungen zum Braten
  - 5 voreingestellte Programme
  - 7 Zeiteinstellungen für Eintöpfe
- Schräges Design für bequeme Bedienung und leichte Sicht
- Leistungsstarker 1.000-Watt-Motor
- Warmhaltefunktion für bis zu 2 Stunden
- Füllmenge Topfeinsatz: 2 Liter
- Programm für einfache Reinigung
- Topfeinsatz spülmaschinenfest
- Rezeptbuch mit 43 inspirierenden Gerichten
- Farbe: Silber
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 299,99 Euro
- Ab März 2016 bei QVC erhältlich

Alle Philips Highlights: [www.philips.de/produktpresse](http://www.philips.de/produktpresse)

#### Weitere Informationen für Medien:

Philips GmbH Market DACH  
Jeannine Kritsch  
PR Manager Personal Health  
Telefon: 0152 / 22 80 32 33  
E-Mail: [jeannine.kritsch@philips.com](mailto:jeannine.kritsch@philips.com)

#### Konsumentenfragen:

Philips Kundenservice  
Telefon: 040 / 80 80 10 980

#### **Über Royal Philips**

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare,

Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 104.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2015 einen Umsatz von 24,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen und neuen Lichtanwendungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: [www.philips.de](http://www.philips.de)