

Presseinformation

März 2016

Pasta wie von Mamma:

Der neue Pastamaker von Philips sorgt für italienisches Flair in jeder Küche

Hamburg – Deutschland liebt Pasta! Das ist das Ergebnis des Ernährungsreports 2016¹ – mit rund 35 Prozent sichern sich die italienischen Klassiker Spaghetti, Penne und Co. hierzulande den ersten Platz im Rennen um den Titel des Lieblingsgerichts. Um abwechslungsreiche und vor allem frische, selbstgemachte Nudelgerichte auf den Teller zu zaubern, bringt [Philips](#) ab Mai den neuen Pastamaker auf den Markt. Mit einer Ausgabekraft von 725 Kilogramm kann das Gerät in nur 10 Minuten ein halbes Pfund Nudelteig mit der gewünschten Struktur zubereiten – und das vollkommen automatisch. Das Besondere am neuen Pastamaker: Eine integrierte Waage macht das Abwiegen der jeweiligen Zutaten zum Kinderspiel. Per Knopfdruck zeigt das Display auf der Oberseite des Geräts an, wie viel Flüssigkeit der jeweiligen Menge an Mehl hinzugegeben werden muss.

„Ob für einen schnellen Mittagssnack oder ein geselliges Abendessen unter Freunden – durch die vielfältigen Möglichkeiten der Zubereitung sind Nudeln zu Recht das Lieblingsgericht vieler Deutschen. Den Teig jedoch frisch und selbst herzustellen, stellt aufgrund des Aufwands oft eine große Hürde dar – die mit dem Philips Pastamaker jetzt ganz mühelos und vollautomatisch genommen wird“, so Sandra Hein, Marketing Manager Kitchen Appliances bei Philips. „Um immer wieder neue Variationen zu kreieren, kann zwischen acht verschiedenen Formscheiben für Pasta und Nudeln gewählt werden oder für den Geschmack auch unterschiedliche Zutaten wie zum Beispiel Eier, Kräuter, Spinat- oder Karottensaft hinzugegeben werden“, so Hein weiter.

Teig wie von Zauberhand

Bis zu 600 Gramm Nudeln kann der Pastamaker innerhalb von nur wenigen Minuten herstellen. Durch vollautomatisches Kneten und Formen des Teigs und eine angenehme Bedienung über das digitale Display ist er der perfekte Küchenhelfer. Nachdem die jeweiligen Mengen über die Oberseite in die Knetkammer eingefüllt und mithilfe der integrierten Waage automatisch abgemessen wurden, einfach mit der Taste zur Programmauswahl bestimmen, um welche Art von Teig es sich handelt – ob Pasta mit Mehl und Wasser oder zusätzlich mit Eiern oder Gemüsesaft. Ein beigelegtes Rezeptheft liefert dazu 40 schmackhafte Rezeptideen zum Ausprobieren. Und falls das Telefon klingelt oder Besuch vor der Tür steht: Kurz auf den Pause-Knopf drücken, um den Vorgang zu stoppen.

Formscheiben für jeden Geschmack

Acht verschiedene Formscheiben für Penne, normale und dicke Spaghetti, Fettuccine, Lasagne und gefüllte Nudeltaschen, Engelshaarpasta, Tagliatelle oder Parpadelle lassen keine Pasta-Wünsche offen. Um die gewünschte Form zu erhalten, wird die jeweilige Scheibe auf den

¹ [Ernährungsreport 2016](#) des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft



vorderen Aufsatz gesteckt und mithilfe der Abdeckung und Drehschrauben befestigt. Speziell entwickelte Reinigungswerkzeuge passend zu den Formscheiben machen die Säuberung der Aufsätze zum Kinderspiel. Nach der Benutzung verschwinden Formscheiben und Reinigungswerkzeuge einfach wieder in der Schublade an der Unterseite des Pastamakers.

Philips Pastamaker HR2358/12:

- Integrierte Waage
- Einfache Bedienung über das digitale Display
- Automatisches Kneten und Formen von Pasta
- Acht Formscheiben zum Kreieren unterschiedlicher Pasta: 1) normale Spaghetti , 2) dicke Spaghetti, 3) Penne, Maccheroni, Rigatoni, 4) Fettuccine, 5) Lasagne, Cannelloni, Ravioli, Maltagliati, Pizzoccheri, 6) Engelshaarpasta, 7) Tagliatelle, 8) Parpadelle
- Integriertes Aufbewahrungsfach für Formscheiben
- Reinigungswerkzeug für Formscheiben
- Alle abnehmbaren Teile auch spülmaschinengeeignet
- Inklusive Rezeptheft mit 40 Rezeptideen
- Volumen: 600 Gramm frische Pasta oder Nudeln
- Farbe: Kaschmir-Grau
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 259,99 Euro
- Ab Mai 2016 im Handel erhältlich

Alle Philips Highlights: www.philips.de/produktpresse

Weitere Informationen für Medien:

Philips GmbH Market DACH
Jeannine Kritsch
PR Manager Personal Health
Telefon: 0152 / 22 80 32 33
E-Mail: jeannine.kritsch@philips.com

Konsumentenfragen:

Philips Kundenservice
Telefon: 040 / 80 80 10 980

Über Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 104.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2015 einen Umsatz von 24,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen und neuen Lichtenwendungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de