



60 дни тест период за избрани продукти парогенератори с OptimalTemp, закупени в периода 01.01.2024 - 31.01.2025 г.

Ако поради някаква причина парогенераторът не отговаря на вашите потребности и изисквания, ние гарантираме, че ще ви върнем пълната сума, която сте платили.

И всичко в три лесни стъпки:

1. Приберете ютията с парогенератор в оригиналната ѝ кутия заедно с всички аксесоари и гаранционната карта. Уредът трябва да бъде в пълна изправност.
2. С уреда трябва да приложите касова бележка* или фактура, която да доказва, че покупката е направена по време на нашата кампания (01.01.2024 - 31.01.2025 г.), като включите и формата за връщане от тази листовка.
3. Върнете уреда заедно с касовата бележка и попълнения формуляр в магазина, от който сте го закупили, в рамките на 60 дни** от датата на покупката.

* Моделът и датата на закупуване на касовата бележка и гаранционната карта трябва да съвпадат.

** Уредите трябва да бъдат върнати в срок от 60 дни от датата на покупката, не по-късно от 31.03.2025 г.

Формуляр

Име:

Фамилия:

Телефон: Email:

Код на закупения продукт:

Причина за връщане на парогенератора (опишете от коя от характеристиките не сте доволни):

Промоцията важи за уреди, закупени в периода включително. В кампанията не участват уреди, закупени на изплащане.

Кампанията се състои във връщането на пълната заплатена сума по начина, по който е заплатена за продукт, включен в кампанията, закупен през периода на кампанията, от купувачи, които не са доволни от функционирането на закупения продукт на Philips.

Промоцията важи за следните модели: GC7715/80; GC7808/40; GC7831/20; GC7933/30; GC7842/40; GC7844/20; GC7846/80; GC7920/20; GC8735/80; GC8930/10; GC8942/20; GC8962/40; GC9315/30; GC9324/20; GC9325/30; GC9622/20; GC9630/20; GC9635/20; GC9642/60; GC9660/30; GC9682/80; PSG7024/20; PSG7028/30; PSG7030/20; PSG7040/10; PSG7050/30; PSG7130/20; PSG7140/70; PSG7150/30; PSG8040/60; PSG8130/80; PSG8140/80; PSG8160/30; PSG9050/20; PSG8050/30.

Формулярът за връщане на стоката се намира безплатно в магазините, участващи в кампанията и на уеб страницата philips.bg.

С попълването, подписването и предоставянето на този формуляр се декларира, че лицето е съгласно личните данни да се обработват от Организатора, от "Версуни България" ЕООД, както и от другите дружества на групата на Philips. Целта на обработването е да се валидира участието и да се върне заплатената сума за продукта при реда и условията, посочени в настоящия правилник.

Качество, на което може да се доверите



Ако поради някаква причина парогенераторът не отговаря на вашите потребности и изисквания, ние гарантираме, че ще ви върнем пълната сума, която сте платили.

И всичко в три лесни стъпки:

1

Приберете ютията с парогенератор в оригиналната ѝ кутия заедно с всички аксесоари и гаранционната карта. Уредът трябва да бъде в пълна изправност.

2

С уреда трябва да приложите и касова бележка и/или фактура, която да доказва, че покупката е направена по време на нашата кампания (01.01.2024 - 31.01.2025 г.), като включите и формата за връщане от тази листовка.

3

Върнете уреда заедно с касовата бележка и попълнения формуляр в магазина, от който сте го закупили, в рамките на 60 дни от датата на покупката.

PHILIPS

Грижа за дрехите

Perfect Care

60 дни
тест период*



*За избрани артикули, закупени в периода 01.01.2024 - 31.01.2025 г.


От дънки до коприна – без настройка на температурата



Новата серия PerfectCare



Вертикално
гладене



Без
изгаряния



до 180
г/мин

Вертикално гладене

Идеална за вертикално гладене. Сега можете с лекота да изправяте гънки върху всякакви деликатни дрехи като рокли или якета и дори трудно гладещи се облекла с твърди декорации и големи копчета.

Гарантирано – без изгаряния

Гладете без опасност от изгаряне дори най-деликатните матери. Благодарение на технологията OptimalTemp гладите без настройки на температурата всички подходящи за гладене матери. Така че забравете за притесненията на коя степен да включите ютията.

Мощна пара

Силна и непрекъсната пара за ефективно премахване на дори най-упоритите гънки на най-дебелите тъкани.



Отлични резултати без усилия



Технология OptimalTemp за гладене без настройка на температурата



Технология SilenceSteam – гладите без да чувате звука на парата



SteamGlide Elite – най-добрата гладеща плоча на Philips



Голям и подвижен резервоар за лесно гладене с капацитет до 1,8 л и възможност да гладите до 2 часа без прекъсване



Лека и удобна ютия с възможност за вертикално гладене



Easy De-Calc Plus – лесна и ефикасна система за премахване на котлен камък



Максимално налягане до 9 бара



Turbo режим за още по-мощна пара

PerfectCare 9000 Series		PerfectCare 8000 Series		PerfectCare 7000 Series	
	PSG9050	PSG8160	PSG8140	PSG8130	PSG7130
Технологии	OptimalTEMP	OptimalTEMP	OptimalTEMP	OptimalTEMP	OptimalTEMP
Постоянно пароподаване	180 г/мин	170 г/мин	170 г/мин	170 г/мин	120 г/мин
Парен удар	до 750 г	до 700 г	до 700 г	до 700 г	до 600 г
Налягане	9	8,5	8,5	8,5	8
Време за загряване	2 мин	2 мин	2 мин	2 мин	2 мин
Гладеща плоча	SteamGlide Elite	SteamGlide Elite	SteamGlide Elite	SteamGlide Elite	SteamGlide Elite
Воден резервоар	1,8 л	1,8 л	1,8 л	1,8 л	1,8 л
Вертикално гладене	●	●	●	●	●
Премахване на накип	●	●	●	●	●

Интелигентно гладене с технологията OptimalTemp



Край на постоянното превключване на температурата по време на гладене. Патентованата технология OptimalTemp позволява да гладите различни платове и матери, без да променяте режима на гладене. Гладете с лекота всичко от лен до коприна и памук, без да чакате ютията да понижи или да повиши температурата си.

Благодарение на иновативния парогенератор ютиите от серията PerfectCare разполагат с постоянно мощно пароподаване, дори при най-ниската температура.

Същевременно функцията OptimalTemp защитава материите от изгаряне. Интелигентният процесор поддържа подходящата температура, като по този начин елиминира опасността от изгаряне и на най-деликатните тъкани.

