

Philips Headphones App supported models list (as of October 23')

-Fidelio L3

-Fidelio L4

-Fidelio T1

-Fidelio T2

-TAA4205

-TAA5508

-TAA5608

-TAA6606

-TAA6708

-TAA7306

-TAA7507

-TAA7607

-TAE4205

-TAH5205

-TAH7508

-TAH8506

-TAH8507

-TAH8856

-TAH9505

-TAJT60

-TAK4206

-TAK4607

-TAN7506

-TAT1158

-TAT3216

-TAT3217

-TAT3508

-TAT4507

-TAT5505

-TAT5506

-TAT5556

-TAT6908

-TAT8505

-TAT8506