

PHILIPS

OneBlade


Philips OneBlade přehled modelů

OneBlade PRO 360

OneBlade 360

OneBlade 360 s připojením

OneBlade



= Na tvář



= Na tělo



QP6651/61



QP6551/30
QP6551/15



QP6541/15



QP2830/20



QP2730/20



QP4530/30



QP2630/30



QP2821/20



QP2520/30



QP2724/30



QP2721/20

Použití



Mokrě a suchě holení



Technologie

OneBlade 360

OneBlade 360

OneBlade 360

OneBlade 360

OneBlade 360

OneBlade 360

OneBlade

OneBlade

OneBlade

OneBlade

OneBlade

Indikace nabití baterie

Digitální displej LED

Digitální displej LED

3 indikátory LED

Indikátor

Indikátor

Indikátor

Indikátor

Indikátor

Indikátor

Indikátor

Indikátor

Indikátor

Doba chodu / nabíjení

120 min / 1 hod.

120 min / 1 hod.

90 min / 1 hod.

60 min / 4 hod.

60 min / 4 hod.

60 min / 1 hod.

60 min / 4 hod.

45 min / 8 hod.

45 min / 8 hod.

45 min / 8 hod.

45 min / 8 hod.

45 min / 8 hod.

Břity v balení

OneBlade 360



OneBlade originál



OneBlade originál na tělo



Nasazovací nástavce

Nastavitelný hřeben na vousy



14 nastavení
0,4–10 mm



14 nastavení
0,4–10 mm



14 nastavení
0,4–10 mm



5 v 1
1–5 mm



5 v 1
1–5 mm



5 v 1
1–5 mm



5 v 1
1–5 mm



5 v 1
1–5 mm



5 v 1
1–5 mm




5 v 1
1–5 mm



5 v 1
1–5 mm


Nasazovací hřeben na tělo (3 mm)




Ochranný nástavec na intimní partie



Hřebenové nástavce na strniště (délka zastřížení)



4x
(1, 2, 3 a 5 mm)



3x
(1, 3 a 5 mm)



Příslušenství

Pevné pouzdro
Nabíjecí stojánek



Měkké pouzdro



Chytrá aplikace
s rozšířenou realitou



Měkké pouzdro



Měkké pouzdro



Měkké pouzdro



Barva

Chrom

Chrom

Černá

Limetkově zelená,
tmavě šedá

Limetkově zelená,
tmavě šedá

Limetkově zelená,
tmavě šedá

Citrusově zelená,
tmavě šedá

Limetkově zelená,
tmavě šedá

Limetkově zelená,
tmavě šedá

Limetkově zelená,
tmavě šedá

Limetkově zelená,
tmavě šedá