


PHILIPS

AVENT



innovation ✦ you

Conoce
nuestros
extractores



Acompañando a las madres y padres en los momentos más especiales

Ser mamá o papá es un desafío y una aventura extraordinaria.

Pero también, hay momentos difíciles, donde entender todo este nuevo mundo puede hacerlos sentir sobrepasados o exhaustos. **Ahi es donde estaremos nosotros.**

Desde **Philips AVENT**, llevamos décadas trabajando con profesionales de la salud y entendiendo a las madres, padres y sus bebés, para desarrollar productos únicos que acompañen cada paso de esta maravillosa etapa.

Nuestra pasión y compromiso es ayudar a millones de papás y mamás a dar la mejor nutrición a sus hijos, calmar sus lágrimas, disfrutar más sonrisas y criarlos felices y sanos.

Nuestro más calido mensaje de bienvenida para todas aquellas personas que están por transitar esta gran aventura.

Abraza todos los retos, ama cada momento.



Lactancia materna

Inspirado en el bebé. Eficaz para la mamá.

La leche materna no sólo proporciona la nutrición que el bebé necesita para su crecimiento, también lo protege inmunológicamente.

Philips AVENT desarrolla una amplia gama de productos para que la lactancia sea más fácil y que el bebé pueda recibir de la forma más cómoda todos los beneficios de la leche materna.

Descubra una nueva era en la extracción con un equilibrio perfecto entre succión y estimulación del pezón inspirado en la forma natural en la que los bebés succionan.

Más confort para vos, más alimento para tu bebé.*

Puede requerir un poco de práctica, hasta lograr la extracción deseada. Sin embargo, los exclusivos extractores de leche Philips AVENT son tan cómodos y fáciles de usar, que rápidamente logran adaptarse a las necesidades de cada madre.

Beneficios de los extractores Philips AVENT:



¡Extracción más cómoda!

Exclusivo diseño que permite un flujo de leche directo del pecho a la mamadera, con una posición relajada.



¡Estimulación delicada!

Almohadilla de silicona suave y adaptable de talla única



¡Extracción silenciosa!

Extraiga cuando y donde quiera gracias a nuestro motor silencioso con un diseño estilizado.

*Mayor confort: el 82% de 64 madres lactantes de Reino Unido están de acuerdo que el extractor de leche Philips AVENT es más cómodo que su extractor actual (principales marcas del mercado). Más alimento: investigadores independientes han demostrado que existe una relación entre los niveles de estrés y la producción de leche. Visítá www.philips.com.ar/AVENT.



Extractores de leche Manual y Eléctrico



Fácil encaje de piezas



Extractor eléctrico
SCF395/11

Extractor manual
SCF430/01

• Ajustes de extracción

16

• Extracción en posición relajada



• Almohadilla masajeadora suave



• Incluye mamadera natural



• Fácil encaje de piezas



• Fácil limpieza



• Origen

Hungría

Hungría

Accesorios Almacenamiento



10 Vasos para almacenar leche materna

SCF618/10

Almacenamiento y transporte seguro gracias a sus tapas con cierre hermético.



- Facíl registro de fechas y contenido.
- Cómodos adaptadores para la extracción y alimentación
- Permiten almacenar la leche materna en la heladera o en el freezer, y son de fácil desinfección para su uso inmediato.
- Almacenamiento y transporte seguro gracias a sus tapas con cierre hermético.
- Incluye 10 vasos con sus tapas, con capacidad de 180 ml.
- Incluye 2 adaptadores cómodos para la extracción y alimentación.
- Se pueden guardar y organizar en la heladera y/o freezer.
- Se pueden esterilizar de forma segura en el calentador de mamaderas o esterilizador Philips AVENT, en el microondas y también en el lavavajillas.
- Origen: Indonesia.



*Compatibles con los extractores y todas las tetinas Philips AVENT



Nuestros operadores responderán tus consultas vía mail, chat o telefónicamente.

Tel: 0800.888.7532 (Línea gratuita)

www.philips.com.ar/AVENT

 PhilipsAventArgentina

 @philipsaventar

 @Philips_Ar

 /philipsargentina

 /company/philipsargentalatinamerica