



PHILIPS
AVENT

Guida per le mamme

Il marchio
n.1
raccomandato
dalle
mamme

Crescere insieme,
giorno dopo giorno.

*Basato su un'indagine GemSeek sulla soddisfazione condotta nel Dicembre 2017 su un campione di più di 8000 donne utilizzatrici di brand e prodotti per la puericultura in Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Russia, Cina e Stati Uniti.

Oltre 30 anni di ricerca al fianco di mamma e bambino

1. Avent, esperti di bimbi da più di 30 anni

**Dal 1984 a oggi, un'esperienza
che cresce**

Il brand Avent è nato nel 1984 con il lancio di un biberon che ha ridefinito nel mondo le caratteristiche della categoria.

**Philips e Avent, l'unione
di 2 esperti**

Philips - leader mondiale nel settore del benessere, dei sistemi medicali e della tecnologia - e Avent si sono associati nel 2006.

2. L'innovazione al centro della ricerca Philips

**Innovazioni per la salute dei bimbi
e dei genitori**

Philips Avent sviluppa soluzioni innovative per accompagnare genitori e bimbi nella vita quotidiana.

**Un ruolo di primo piano nella
Ricerca e Sviluppo**

I nostri prodotti sono studiati in base a ricerche e test clinici approfonditi realizzati in collaborazione con esperti del settore.

Gravidanza+

Scarica
la app #1
al mondo per
la gravidanza*



Immagini splendide | Tabella personalizzata | Tracking dello stato di salute | Funzioni utili

Le nostre soluzioni



Prolungare
l'allattamento
materno
Allattamento al seno

4/7



Alleviare coliche
e reflusso
Allattamento al biberon

8/13



Calmare
il tuo bambino
Suzione e sviluppo dentale

14/21



Buona igiene,
buona salute
Sterilizzatori e scaldabiberon

22/23




Facilitare il passaggio
dal latte alle pappe
Svezzamento

24/25



Permettere
una nanna sicura
Salute e controllo

26/27



Tiralatte

Comfort e praticità per un'estrazione efficace

Estrarre il latte può essere utile o necessario per:

- **Stimolare** la lattazione prima della poppata
- **Mantenere** la lattazione nel caso in cui mamma e neonato siano separati
- **Raccogliere** e conservare il latte in modo che un membro della famiglia possa darlo al neonato, in caso di ritorno al lavoro, necessità sociali o di salute
- **Risolvere** piccole problematiche che possono rendere l'allattamento difficile o per stimolare la lattazione dolorosa: capezzoli doloranti, ragadi, ingorghi mammari, capezzoli introflessi o piatti

I nostri tiralatte hanno morbidi cuscinetti massaggianti che stimolano in modo delicato la produzione del latte; la valvola interna permette una suzione ottimale e continua per la fuoriuscita del latte.



Permette una postura rilassata durante l'estrazione, senza bisogno di inclinarsi in avanti.



Morbido cuscinetto massaggiante che offre una piacevole sensazione di calore sulla pelle per una delicata stimolazione.



Facile passaggio tra allattamento al seno e con il biberon grazie al nostro sistema per l'utilizzo, la conservazione e il trasporto del latte.



Tiralatte manuale Natural



Tiralatte elettrico Comfort



Tiralatte elettrico doppio Natural



Tiralatte Manuale Natural con Sistema VIA



Estrarre



Conservare



Nutrire

Sistema 3 in 1: ideale per estrarre, conservare e trasportare il latte materno

Pratici e sicuri: vasetti contrassegnabili per registrare data e contenuto e sovrapponibili per ottimizzazione degli spazi; coperchi avvitali, a prova di perdite durante il trasporto

Conservazione del latte in frigo e/o congelatore: conformemente alle linee guida per la conservazione del latte delle banche del latte*

Compatibili: disponibile l'adattatore per tiralatte per estrarre il latte direttamente nel vasetto, pronto per la conservazione. Compatibile anche con le tettarelle per evitare travasi



Lo sapevi che?

Il tempo di conservazione del latte in frigorifero è di 48 ore e di 3 mesi nel freezer. Questo consente di dare il latte materno anche in tua assenza, per impegni sociali o un rientro al lavoro sereno.*





Prodotti per l'allattamento al seno

Soluzioni per aiutarti in questa esperienza

Coppette
Assorbilatte monouso
e riutilizzabili



Niplette



Crema lenitiva
per capezzoli
con lanolina



Paracapezzoli



Conchiglie
Raccogli latte
con e senza fori





Allattamento con il biberon

Per ridurre coliche e reflusso

L'allattamento al seno rappresenta la miglior scelta per te e il tuo bambino*. In tutti quei casi in cui l'allattamento al seno non è possibile per una serie di motivi clinici o sociali, può essere necessario estrarre il latte materno per somministrarlo al bimbo in un secondo momento.

Tutti i nostri biberon hanno un sistema anticolica testato clinicamente che riduce l'irritabilità e le coliche nei bambini.

Lo sapevi che?

Il 70% dei bambini soffrono di disturbi legati all'alimentazione che impattano non solo il bambino ma il benessere fisico e mentale di tutta la famiglia.

Tra **Anti-Colic con Valvola AirFree™** e **Natural**, quale biberon scegliere?



Anti-Colic con valvola AirFree™

Progettato per ridurre coliche, gas e reflusso

La valvola AirFree™ è progettata per mantenere la tettarella sempre piena di latte, non di aria.

Consente l'alimentazione anche quando il bambino è seduto. Questo può aiutare a ridurre il reflusso e favorisce la digestione.

Natural

Alternare seno e biberon con facilità

Il biberon Natural è stato progettato per passare con facilità dall'allattamento al seno all'allattamento con il biberon.

È dotato di una speciale tettarella la cui forma ricorda il seno materno, permettendo al bambino di attaccarsi al biberon, esattamente come al seno della mamma.



Biberon Anti-Colic con valvola AirFree™ Tettarella piena di latte, non di aria!

Progettato per ridurre coliche, gas e reflusso¹, riducendo l'irritabilità dei bambini legata a tali disturbi e rendendo l'alimentazione più serena per mamma e bambino.

Lo sapevi che?

Più di 2 neonati su 3 soffrono di reflusso: la causa fisiologica del reflusso nei bambini è legata all'imaturità del muscolo dello sfintere esofageo. Un muscolo maturo invece si contrae per mantenere i succhi gastrici nello stomaco.

Raccomandazione dei professionisti della salute: la posizione orizzontale durante l'allattamento al biberon può fare entrare aria nella tettarella, causa dei più comuni problemi legati all'alimentazione.





Tettarella piena di latte, non di aria. Per una semplice alimentazione mentre il bambino è seduto - questo può aiutare a **ridurre il reflusso e favorire la digestione**



La **valvola AirFree™** spinge l'aria lontano dalla tettarella, contribuendo a ridurre l'ingestione di aria mentre il tuo bambino beve¹



Clinicamente testato per ridurre le coliche

Sistema anti coliche **progettato per ridurre coliche e fastidi²**



La valvola **AirFree™** è compatibile con tutti i biberon Anti-Colic



Compatibile con i tiralatte Philips Avent e le tettarelle Classic+ / Anti-Colic

¹ La nostra valvola AirFree™ è progettata per aiutare il bambino a ingerire meno aria mentre beve, spingendo l'aria lontano dalla tettarella. Ridurre la quantità di aria che il bambino ingerisce può aiutare a risolvere i comuni problemi di alimentazione come coliche, reflusso e gas.

² A 2 settimane di età, i bambini allattati con un biberon Philips Avent mostrano meno coliche rispetto ai bambini allattati con un biberon tradizionale e meno fastidi rispetto ai bambini allattati con un biberon di una marca leader in Nord America (Studi clinici condotti nel Regno Unito dall'Institute of Child Health nel 1994 su un campione di 145 bambini e nel 2012).

PP
0% BPA
SILICONE





Biberon Natural

Allattare in modo naturale



È facile attaccarsi
9 bambini su 10 accettano la nostra tettarella con facilità*



Morbidi petali per un comfort ottimale. La tettarella è extra morbida e flessibile



Sistema anti-coliche avanzato con innovativo design a doppia valvola



Disponibile nei formati 125ml, 260ml, 330ml, in plastica, decorati e in vetro

*Studio condotto nel Regno Unito, nel 2012, su 138 partecipanti

Tettarelle Natural Anti-Colic / Classic+ Extra-morbide con valvola anti-colica incorporata

Sei diverse tipologie di flusso: per adattarsi al meglio alla crescita del bambino accompagnandolo nelle esigenze di alimentazione.



Flusso
Prime Poppate



Flusso
Lento



Flusso
Medio



Flusso
Abbondante



Flusso
Regolabile



Alimenti
Densi



5 Benefici dell'uso del ciuccio*

- 1 La suzione non nutritiva è importante nello sviluppo dell'alimentazione e del linguaggio
- 2 Determina uno stimolo funzionale positivo allo sviluppo dell'apparato masticatorio
- 3 Consola, tranquillizza, facilita il sonno perché stimola la serotonina.
- 4 Nel primo anno di vita riduce il rischio di morte in culla (SIDS) del 61%
- 5 È preferibile rispetto alla suzione del pollice che invece può causare danni perché è più ingombrante e consistente ed esercita una pressione più intensa su denti e palato

Si raccomanda di non utilizzare il ciuccio prima di 15 giorni di vita e comunque dopo che l'allattamento è bene avviato

*Hauck FR, et al. Pediatrics 2005;116:e716-e723. Engelbreton, J.C, Wardell, D.W. 1996. Development of a Pacifier for Low-Birth-Weight Infant's Nonnutritive Sucking. JOGNN August 26(6), 660-664. Sexton S, Natale R. Ann Fam Physician 2009;79:681-685.

Lo sapevi che?

Importanza della tettarella

Dato che il palato dei bambini è morbido e malleabile, un ciuccio non deve esercitare pressioni in nessun punto della bocca.

Con un ridotto spazio è fondamentale usare una tettarella morbida e simmetrica per assicurare una corretta distribuzione della pressione sul palato a U dei bambini.



Una panoramica sui nostri ciucci:



Alto livello di accettazione della tettarella 86%-98%**



Tettarella ortodontica raccomandata dai dentisti



Senza BPA



Tettarella in silicone



Fabbricato nel Regno Unito



Per Ultra Air e Ultra Soft include box sterilizzazione

**Test effettuati nel 2016-2017 sui consumatori negli Stati Uniti mostrano una media del 98% di accettazione della tettarella Philips Avent usata nei nostri succhietti Ultra Air e Ultra Soft

Che ciuccio mi metto oggi?

Ci sono 3 criteri di selezione: età, modello e design



Ultra Air

- Succhietto dal design leggero
- 4 ampi fori per un maggiore passaggio di aria
- Tettarella con texture morbida e setosa

0-6m

6-18m

Per pelli sensibili



Texture della tettarella morbida come la seta



Accettato dal 98% dei bambini



Box di sterilizzazione in microonde



Ultra Soft

- Scudo con speciale tecnologia FlexiFit
- Lascia minori segni e irritazioni sulla pelle**
- Ideale per pelli sensibili

0-6m

6-18m



Scudo con tecnologia Flexi Fit



Box di sterilizzazione in microonde



Accettato dal 98% dei bambini



Sviluppato dai professionisti della salute



Soothie

- Succhietto in soffice silicone
- Scudo, senza anello e dotato di foro, che accoglie il dito della mamma favorendone la vicinanza con il bambino.

0-3m



AirFlow

- Scudo del succhietto dotato di 6 fori per un maggior passaggio di aria
- Tettarelle in silicone ortodontiche.

18m



Classic

- Succhietto con tettarella anatomica, piatta e simmetrica
- Non interferisce con lo sviluppo naturale di palato, dentini e gengive.

0-6m

6-18m

*Test effettuati nel 2016-2017 sui consumatori negli Stati Uniti mostrano una media del 98% di accettazione della tettarella Philips Avent usata nei nostri succhietti ultra air e ultra soft

**Sulla base di un'indagine condotta negli Stati Uniti, nel 2016 su un campione di 112 mamme



Succhietti Ultra Air

Più aria per il tuo bambino

- Design leggerissimo
- Ampi fori che favoriscono il massimo passaggio dell'aria
- Progettato per proteggere la pelle delicata dei bambini.
- Rispetta il corretto sviluppo del cavo orale
- Custodia di sterilizzazione in microonde, adatta anche al trasporto

4 ampi fori per il massimo passaggio d'aria



Succhietti Ultra Soft

Al tuo bambino tutta la delicatezza che merita

- Scudo con bordi arrotondati dotato di tecnologia FlexiFit per minori segni e irritazioni sulla pelle*
- Texture della tettarella morbida come la seta
- Rispetta il corretto sviluppo del cavo orale
- Custodia di sterilizzazione in microonde, adatta anche al trasporto

Scudo morbido e flessibile



*Sulla base di un'indagine condotta negli Stati Uniti, nel 2016 su un campione di 112 mamme





L'unico che
consente alla
mamma di
acompagnare
con il dito il
bambino nella
suzione

Succhietti Soothie

Per favorire la vicinanza al tuo bimbo

- Scudo soffice e rotondo come il seno materno
- Pezzo unico senza parti rigide, perfetto per il sonno del neonato
- Promuove il naturale sviluppo di denti e gengive e favorisce una suzione naturale
- Silicone morbido biocompatibile, senza BPA, Ftalato, lattice e MBT



Succhietti AirFlow

La tettarella a prova di dentini

- Realizzati per ridurre il problema dei segni e delle irritazioni sul viso del bambino
- Lo scudo è dotato di 6 fori che garantiscono un maggior passaggio dell'aria e minori rossori intorno alla bocca e sulle guance delicate del tuo bimbo
- Tettarelle anatomiche, piatte e simmetriche e non interferiscono con lo sviluppo naturale di palato, dentini e gengive
- Tettarelle robuste che non perdono la forma nel tempo, perfette per i bimbi più grandi



Succhietti Classic

Che ciuccio mi metto oggi?



- Non interferisce con lo sviluppo naturale di palato, dentini e gengive.
- Senza BPA e 100% in silicone.
- Venduto in confezione doppia ed ha un cappuccio a scatto igienico.
- Sterilizzabile e lavabile in lavastoviglie.



Un mondo di fantasie per un look alla moda in tutta sicurezza





Scaldabiberon

Riscalda latte e pappa rapidamente

Questo scaldabiberon Philips Avent riscalda il latte rapidamente e in modo uniforme in soli 3 minuti. Facile da usare, è dotato di una comoda impostazione di scongelamento e può essere utilizzato anche per scaldare le pappe.



Riscalda rapidamente

Riscalda un biberon da 150ml di latte in soli 3 minuti



Funzione mantenimento temperatura

Latte e pappa vengono riscaldati lentamente e tenuti caldi alla giusta temperatura per essere pronti all'utilizzo quando se ne ha bisogno



Funzione scongelamento

Puoi scongelare il latte in modo sicuro all'interno dello scaldabiberon, trascorrendo più tempo con il tuo bambino. Tale processo è molto più comodo rispetto allo scongelamento in frigorifero



Sterilizzatori

Sterilizzazione ultra comoda ed efficace

Sterilizzatore elettrico a vapore 4-in-1

Lo sterilizzatore 4-in-1, dotato di dimensioni regolabili, occupa pochissimo spazio in cucina. Il cestello per lavastoviglie integrato è ideale per mantenere compatti i piccoli accessori, sterilizzandoli tutti insieme.



4-in-1





EasyPappa 4-in-1 Plus

La pappa è pronta!

Siamo consapevoli che gli alimenti sani sono fondamentali per lo sviluppo corretto del tuo bimbo. Il robot per pappe Philips Avent ti aiuta a preparare con facilità pasti salutari fatti in casa specifici per le esigenze del tuo bimbo.

Cuoce a vapore, frulla, scongela e riscalda in un unico recipiente

Notifica con segnale acustico

Ricette selezionate



4-in-1

La nostra linea completa



Tazze Avent

Sono grande, bevo da solo!



• 4m+

Per passare facilmente dal biberon alla tazza

Bicchiere evolutivo con manici facili da impugnare, compatibile con i biberon Philips Avent.



• 6m+
• 9m+
• 12m+
• 18m+

Per bere da soli senza far pasticci

Tazze a prova di perdite, per bere giocando e senza sporcarsi, compatibili con le altre tazze Avent.



• 9m+
• 12m+

Per un sano sviluppo della bocca

Tazze che proteggono i dentini in crescita e sviluppano i muscoli della bocca, compatibili con le altre tazze Avent.



• 9m+
• 12m+

Per imparare a bere come i grandi

Tazze che favoriscono l'apprendimento a bere come i grandi. Proteggono i dentini in crescita e sviluppano i muscoli della bocca.





Video e Baby Monitor

Per essere sereni quando il bimbo dorme

Video Monitor digital plus

- Connessione sicura e riservata
- Affidabilità e sicurezza
- Portata fino a 300 metri
- Parla al bambino in modalità remota
- Ninne nanne per calmare il tuo piccolo
- Scelta del livello audio migliore



Baby Monitor

- Audio nitido grazie alla tecnologia DECT
- Sicurezza e collegamento affidabile
- Portata fino a 300 metri
- Luce notturna per calmare il tuo piccolo



Per la cura del tuo bambino



Set Baby Care

Contenuto:

- 1 Termometro Digitale
- 1 Aspiratore Nasale
- 1 Spazzolina per la pulizia dei denti
- Forbicine
- 1 Tagliaunghie
- 3 Limette
- 1 Pettine
- 1 Spazzola

Termometro digitale per bagno e cameretta



Se stai cercando un modo delicato, rapido e preciso per misurare la temperatura del bagnetto o della cameretta del tuo bambino, Philips Avent ha la soluzione giusta per te.

- Il termometro digitale permette una lettura precisa della temperatura della cameretta e dell'acqua del bagnetto
- Allegro termometro galleggiante, perfetto per trasformare il bagnetto in un momento di divertimento.





Seguici su Philips Avent Italia!
facebook.com/Philips.AVENT.Italia



Seguici su Instagram!
[@philipsavent_it](https://instagram.com/philipsavent_it)

Per le mamme
www.philips.it/Avent
www.aformadimamma.philips.it

Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano
P. IVA 00856750153
Direzione e coordinamento, Koninklijke Philips N.V.
I marchi sono registrati e di proprietà del gruppo Philips.
Tutti i diritti riservati.

Chiedi a Philips Avent
Il Customer Service è a tua disposizione
da lunedì a venerdì
dalle 08.00 alle 20.00 Tel. 02.45279074