

Presseinformation

April 2021

Personalisiert, außerordentlich gründlich und hautschonend – der neue Philips Shaver Series 9000 mit SkinIQ Technologie

Hamburg – Die tägliche Rasur ist für viele Männer Teil der persönlichen Morgenroutine. Doch zu viel oder zu wenig Druck, stumpfe Klingen oder die falsche Technik können für Hautirritationen sorgen. Die Lösung: der neue [Philips](#) Shaver Series 9000, der im Juni auf den Markt kommt. Der intelligente Rasierer gibt dank SkinIQ Technologie Feedback über den ausgeübten Druck, erkennt die Gesichtskonturen, führt durch die Rasur und passt sich entsprechend an. Die Dual SteelPrecision Klingen sorgen dabei mit bis zu 150.000 Schneidvorgängen pro Minute für gründliche Ergebnisse. Die flexiblen, selbstschärfenden 360-Grad-Scherköpfe ermöglichen einen besonders guten Hautkontakt und sorgen für ein außerordentlich gründliches Rasurergebnis.

„Der richtige Druck ist entscheidend für eine gründliche und hautschonende Rasur“, so Marie-Theres Kalveram, Marketing Manager Shaving bei Philips. „Moderne Sensoren im Rasierer erkennen den ausgeübten Druck und zeigen mithilfe eines Lichtsignals an, wenn dieser zu viel oder zu wenig ausgeübt wird. Zusammen mit der Philips GroomTribe App, welche die Entwicklung der Haut nach jeder Anwendung analysiert, wird die Rasur personalisiert und die Technik optimiert“, so Kalveram weiter.

Intelligente SkinIQ Technologie

Die SkinIQ Technologie sorgt für ein einzigartiges Rasiererlebnis und bestmögliche Ergebnisse: Zwischen den flexiblen Scherköpfen und der Haut befindet sich eine Schutzbeschichtung, bestehend aus 2.000 Mikroperlen pro Quadratmillimeter. Diese reduziert die Reibung auf der Haut um 25 Prozent und minimiert somit Hautirritationen.¹ Der intelligente Gesichtshaarsensor misst die Haardichte 500-mal pro Sekunde, passt die Schneideleistung automatisch an und sorgt so für eine mühelose und sanfte Rasur. Die Bewegungserkennung analysiert während des Rasierens und verhilft über die Philips GroomTribe App zu einer effizienteren Technik. Nach nur drei Rasuren erreichte die Mehrheit der Männer eine bessere Rasiertechnik mit weniger Zügen.²

Reinigung in nur einer Minute

Lieber trocken, nass oder sogar unter der Dusche rasieren? Mit dem Philips Shaver Series 9000 ist es möglich, die Rasiergewohnheiten den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Die Reinigungsstation reinigt und pflegt den Rasierer in nur einer Minute – für eine optimale Leistung über einen längeren Zeitraum. Sie ist die weltweit kleinste Reinigungsstation, lässt

¹ Im Vergleich zu nicht beschichtetem Material

² Basierend auf Benutzern des Philips Series S7000 und der Philips GroomTribe App im Jahr 2019



sich einfach verstauen und überall verwenden und ist 10-mal effektiver als eine Reinigung mit Wasser.³

Philips Shaver Series 9000 (S9987/55)

- SkinIQ Technologie (Pressure Guard Sensor, Skin Glide Hautkomfort-Beschichtung, Motion Control Sensor, Power Adapt Sensor)
- Pressure Guard Sensor: Ein Lichtsignal zeigt an, wenn zu viel oder wenig Druck ausgeübt wird
- Skin Glide Hautkomfort-Beschichtung: Minimiert Hautirritationen durch Schutzschicht
- Motion Control Sensor: Bewegungserkennung analysiert die Rasur und verhilft via GroomTribe App ([iOS](#), [Android](#)) zu einer effizienteren Technik
- Power Adapt Sensor: misst die Haardichte 500-mal pro Sekunde für eine sanfte Rasur
- Dermatologisch getestet
- Flexible 360-Grad-Scherköpfe
- 72 leistungsstarke, in Europa hergestellte Klingen
- Kabellose Reinigungsstation
- OLED-Anzeige
- Ladezeit: vollständige Ladung in einer Stunde, Schnellaufladung in fünf Minuten
- Akkulaufzeit: 60 Minuten
- Integrierter Präzisionstrimmer
- Reiseetui
- Farbe: Dunkles Chrom
- Ab Juni im Handel sowie im [Philips Online Shop](#) erhältlich
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 249,99 Euro

Weitere Informationen für Medien:

Philips GmbH Market DACH
Svenja Eggert
PR & Influencer Manager Personal Health
Telefon: +49 (0)151 11145373
E-Mail: svenja.eggert@philips.com

Konsumentenfragen:

Philips Kundenservice
Telefon: 040 / 80 80 10 980

Über Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Gesundheitstechnologie. Ziel des Unternehmens mit Hauptsitz in den Niederlanden ist es, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern und sie mit entsprechenden Produkten und Lösungen in allen Phasen des Health Continuums zu begleiten: während des gesunden Lebens, aber auch in der Prävention, Diagnostik, Therapie sowie der häuslichen Pflege. Die Entwicklungsgrundlagen dieser integrierten Lösungen sind fortschrittliche Technologien sowie ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse von medizinischem

³ Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit und Wasser in der Reinigungskartusche

Fachpersonal, Konsumentinnen und Konsumenten. Das Unternehmen ist führend in diagnostischer Bildgebung, bildgestützter Therapie, Patientenmonitoring und Gesundheits-IT sowie bei Gesundheitsprodukten für Verbraucherinnen und Verbraucher und in der häuslichen Pflege. Philips beschäftigt etwa 82.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte 2020 einen Umsatz von 19,5 Milliarden Euro. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de/presse