

PHILIPS

Việt Nam



Giải pháp y tế tích hợp

Tại Philips, chúng tôi nâng cao chất lượng cuộc sống của con người thông qua công nghệ có ý nghĩa



Mục lục

Philips Việt Nam	3
Chiến lược của chúng tôi	5
Giải pháp chẩn đoán hình ảnh	7
Giải pháp chụp cộng hưởng từ	8
Giải pháp chụp cắt lớp vi tính	10
Thiết bị X-quang và tăng sáng truyền hình	12
Giải pháp siêu âm	14
Giải pháp hỗ trợ điều trị ung thư	18
Giải pháp xử lý và lưu trữ hình ảnh	21
Giải pháp hình ảnh học can thiệp	25
Giải pháp chụp mạch can thiệp	26
Giải pháp thăm dò hình ảnh IVUS và sinh lý lòng mạch	30
Giải pháp soi X-quang với C-arm di động	32
Giải pháp xử lý và lưu trữ hình ảnh tim mạch	34
Giải pháp theo dõi - phân tích dữ liệu và hỗ trợ chẩn đoán - điều trị	37
Thiết bị theo dõi bệnh nhân	38
Thiết bị theo dõi sản khoa	41
Thiết bị theo dõi kiểm tra sinh hiệu	42
Thiết bị theo dõi tương thích cộng hưởng từ	43
Máy thở nội viện	44
ECG chẩn đoán	46
Thiết bị hồi sức và cấp cứu	47
Giải pháp kết nối trong chăm sóc điều trị	49
Dịch vụ chuyên nghiệp	51
Tư vấn tối ưu hóa quy trình và thiết kế bệnh viện	52
Quản lý dự án	53
Giải pháp hỗ trợ tài chính	54
Đào tạo	55
Dịch vụ khách hàng	56
Quản lý chất lượng	58
Các dự án tiêu biểu	59

Philips Việt Nam



Philips là công ty hàng đầu thế giới về công nghệ y tế, tập trung vào nâng cao chất lượng cuộc sống của con người trong toàn bộ quá trình chăm sóc sức khỏe - từ việc sống khỏe, phòng bệnh tới chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Bằng việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến và hiểu biết sâu sắc về lâm sàng và khách hàng, Philips mang đến các giải pháp tích hợp nhằm đạt được 4 mục tiêu: mang lại sự hài lòng cho bệnh nhân, cung cấp chất lượng khám chữa bệnh tốt hơn, cải thiện trải nghiệm của nhân viên y tế và giảm chi phí y tế.

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992, Philips Việt Nam hiện có gần 100 nhân viên trong cả nước, cung cấp dịch vụ quản lý dự án chuyên nghiệp, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho khách hàng. Công ty đã tham gia thành công rất nhiều dự án y tế, góp phần phát triển lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam thông qua việc ứng dụng nhiều công nghệ có ý nghĩa.

Chúng tôi cam kết phục vụ khách hàng một cách tốt nhất và mong muốn được hợp tác với các cơ sở y tế nhằm mang đến công nghệ mới có ý nghĩa. Tại Philips, chúng tôi tin tưởng vào sự đổi mới liên tục, giúp cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Vũ Đức Nhất
Tổng Giám đốc, Philips Việt Nam



Chiến lược của chúng tôi

Trên toàn thế giới, những hạn chế về nguồn lực đang thúc đẩy sự chuyển dịch sang chăm sóc sức khỏe dựa trên giá trị – một hệ thống y tế nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân, đồng thời nâng cao hiệu quả chi phí. Bên cạnh đó, dân số già và sự gia tăng của các bệnh mãn tính như bệnh tim và hô hấp đang làm gia tăng nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Việc ngày càng chú trọng đến lối sống lành mạnh và phòng bệnh có nghĩa là ngày càng có nhiều người tìm kiếm những cách thức mới để chủ động theo dõi và quản lý sức khỏe của mình tại gia đình và cộng đồng.


Với tầm nhìn của mình, chúng tôi đã và đang không ngừng góp phần làm cho thế giới khỏe mạnh và bền vững hơn thông qua những phát kiến của mình. Chiến lược của chúng tôi là dẫn đầu với các giải pháp sáng tạo tại các thị trường quan trọng cùng với quy trình chăm sóc sức khỏe toàn diện – giúp khách hàng đạt được 4 mục tiêu: mang đến kết quả điều trị tốt hơn, sự hài lòng của bệnh nhân và đội ngũ nhân viên y tế và giảm chi phí y tế.

Chúng tôi xem việc chăm sóc sức khỏe là một quy trình diễn ra liên tục và quy trình này càng trở nên thuyết phục khi được kết nối với nhau.

Chúng tôi nhận thấy giá trị trong các giải pháp chăm sóc sức khỏe tích hợp, mở ra sức mạnh của dữ liệu, và trí tuệ nhân tạo tại thời điểm chăm sóc, đồng thời tối ưu hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong toàn bộ quy trình chăm sóc liên tục này.

Chúng tôi đang tập trung xây dựng các phác đồ điều trị toàn diện- trước mắt là chuyên khoa tim mạch, ung bướu, hô hấp, sản khoa và nuôi dạy con cái. Chúng tôi tin tưởng cách tiếp cận toàn diện có thể mang lại giá trị lớn hơn cho khách hàng của mình.

Hơn nữa, chúng tôi đang hợp tác với bệnh viện và các hệ thống y tế để hiểu hơn về nhu cầu nhằm cung cấp các giải pháp tích hợp và hợp tác lâu dài, góp phần cải thiện kết quả điều trị, chất lượng dịch vụ y tế và nâng cao hiệu quả về chi phí.





Chẩn đoán hình ảnh



Giải pháp chụp cộng hưởng từ

Giải pháp chụp cộng hưởng từ (CHT) mới của chúng tôi mang đến tốc độ, cảm giác thoải mái cho bệnh nhân và sự tự tin trong chẩn đoán với mong muốn cải thiện quá trình chăm sóc bệnh nhân. Các cải tiến trong giải pháp CHT của chúng tôi giúp tăng hiệu suất chụp đồng thời mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội và trải nghiệm tuyệt vời cho bệnh nhân.

- Khối tử BlueSeal bịt kín hoàn toàn giúp quá trình lắp đặt trở nên đơn giản đồng thời cho phép vận hành máy mà không còn lo lắng về Helium – chỉ với 7 lít khí Helium.
- Công nghệ Compressed SENSE giúp tăng hiệu suất chụp, cho phép chụp nhanh hơn tới 50%¹.
- Quy trình chụp SmartWorkflow hỗ trợ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho bệnh nhân và nhân viên y tế, với quy trình chụp hiệu quả, tập trung vào bệnh nhân.

¹ So sánh với ca chụp trên máy Philips không có Compressed SENSE.

Công nghệ vượt trội



Ingenia Elition 3.0T
MR 7700

Hiệu suất cao



Ingenia Ambition
MR 5300

Tiêu chuẩn



Prodiva 1.5T



Giải pháp chụp cắt lớp vi tính

Thiết bị chụp cắt lớp vi tính của Philips được thiết kế giúp việc chẩn đoán hình ảnh CT một cách có ý nghĩa và theo cách chưa từng được nghĩ tới. Chúng tôi cải thiện quá trình chăm sóc bệnh nhân bằng các cải tiến về thiết kế sản phẩm, quản lý liều tia, chất lượng hình ảnh và các ứng dụng lâm sàng nâng cao.

- Chất lượng hình ảnh vượt trội với liều tia thấp
- Dễ sử dụng, dễ vận hành
- Dòng sản phẩm toàn diện với giá thành hợp lý, kinh tế

Công nghệ vượt trội



Spectral CT 7500
(256 dãy đầu thu vật lý-512 lát cắt)

Hiệu suất cao



Brilliance iCT (256 lát cắt)
Incisive CT (64-128 lát cắt)

Kinh tế



MX16 (16 lát cắt)
Access CT (16-32 lát cắt)



Thiết bị X-quang và tăng sáng truyền hình

Tại Philips, các thiết bị X-quang và tăng sáng truyền hình của chúng tôi mang đến quy trình chụp hiệu suất cùng với chất lượng hình ảnh, giúp các bác sĩ chẩn đoán tự tin đồng thời mang đến sự hài lòng đối với nhân viên y tế và bệnh nhân.

- Phần mềm hậu xử lý hình ảnh UNIQUE (UNified Image Quality Enhancement) cho chất lượng hình ảnh vượt trội
- VarioFocus – Độ phân giải tối ưu, tuổi thọ bóng lâu hơn, bền hơn.
- SkyPlate – Tấm thu nhận ảnh không dây nhẹ dễ dàng định vị, cho quy trình chụp suôn sẻ
- SkyFlow – cho hình ảnh giống như chụp có lưới bằng cách giảm tác động của tia tán xạ.

X-quang gắn sàn



DuraDiagnost
DuraDiagnost F30

X-quang treo trần



DigitalDiagnost C90
DigitalDiagnost C50

X-quang di động



MobileDiagnost wDR

Tăng sáng
truyền hình



CombiDiagnost R90



Giải pháp siêu âm

Tại Philips, chúng tôi cam kết mang đến sự cải tiến trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, trong đó xây dựng siêu âm trở thành một giải pháp thông minh, giúp các bác sĩ đưa ra quyết định chẩn đoán nhanh chóng và tự tin hơn, thăm khám nhiều bệnh nhân hơn tại nhiều địa điểm hơn.

- Danh mục sản phẩm siêu âm với công nghệ tiên tiến của chúng tôi được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe mỗi ngày cũng như thích nghi kịp thời với những thay đổi nếu có, góp phần nâng cao trải nghiệm của bệnh nhân và nhân viên y tế.
- Giải pháp siêu âm của Philips bao gồm các ứng dụng lâm sàng rộng khắp như giải pháp thăm khám tim mạch, tổng quát, sản phụ khoa cũng như hồi sức cấp cứu và chăm sóc tích cực.

Công nghệ vượt trội

Hiệu suất cao

Kinh tế



EPIQ CVx
EPIQ Elite



CX50



Affiniti series



Lumify
InnoSight



3300
ClearVue series

Siêu âm tim mạch

Philips EPIQ CVx - một giải pháp chuyên dụng với hiệu suất cao, kết hợp các trải nghiệm trong siêu âm tim mạch của Philips với khả năng định lượng chuyên sâu đã được kiểm chứng của TOMTEC. EPIQ CVx hỗ trợ người sử dụng mở rộng tối đa khả năng thăm khám, đẩy mạnh quy trình siêu âm tim mạch và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc bệnh nhân.



Siêu âm tổng quát

Philips EPIQ Elite là giải pháp siêu âm cao cấp hoàn toàn mới với công nghệ nSIGHT và những cải tiến mới nhất trong xử lý hình ảnh và đầu dò. EPIQ Elite tiếp tục nâng cao tối đa năng lực thăm khám tổng quát và dịch vụ chia sẻ, mang đến hiệu suất thăm khám vượt trội trên toàn bộ các phân khúc lâm sàng.

Siêu âm sản phụ khoa

Philips EPIQ Elite là dòng siêu âm sản phụ khoa cao cấp hoàn toàn mới, đáp ứng tất cả nhu cầu thăm khám kể cả những yêu cầu chọn lọc nhất hiện nay, thông qua công nghệ xử lý hình ảnh mạnh mẽ, quy trình làm việc hiệu quả và hệ thống thông minh. Thiết kế của EPIQ Elite đem lại sự an tâm cho bệnh nhân bằng cách cung cấp thêm thông tin, giai đoạn sớm của thai kỳ, đồng thời giúp các bác sĩ lâm sàng đưa ra chẩn đoán dễ dàng và tự tin hơn.



Siêu âm tại chỗ

Lumify là giải pháp siêu âm từ xa tích hợp trên các thiết bị di động đầu tiên trên thế giới, cho phép người dùng liên lạc trực tiếp với nhau khi phối hợp chẩn đoán, đem lại kết quả tốt hơn và ý nghĩa hơn, đặc biệt trong những thời khắc quan trọng mang tính quyết định. Khám phá khả năng tương thích của Lumify với ứng dụng Reacts hứa hẹn một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt đối với các chuyên gia y tế và bệnh nhân.



Giải pháp hỗ trợ điều trị ung thư

Với nhu cầu ngày càng cao trong điều trị ung thư cũng như tính phức tạp trong quá trình điều trị, Philips mang đến các giải pháp điều trị chuyên biệt từ các thiết bị chẩn đoán hình ảnh tới lập kế hoạch điều trị. Bằng cách tích hợp các công cụ, thiết bị và phần mềm, chúng tôi hỗ trợ cải thiện quá trình chăm sóc bệnh nhân, rút ngắn thời gian điều trị và mang đến sự hài lòng cho bệnh nhân.

- Hệ thống cắt lớp vi tính mô phỏng: Mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội với các công cụ như IMR, giảm nhiễu kim loại O-MAR và gói phần mềm iDose.
- Hệ thống cộng hưởng từ mô phỏng: Đáp ứng nhu cầu điều trị xạ trị bằng cách cung cấp hình ảnh MR chất lượng cao tại vị trí điều trị.
- Hệ thống phần mềm lập kế hoạch xạ trị Pinnacle Evolution: Điều trị cá thể hóa, tập trung vào bệnh nhân giúp nâng cao chất lượng quá trình lập kế hoạch điều trị.

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính mô phỏng



Big Bore RT

Hệ thống cộng hưởng từ mô phỏng




Ingenia MR-RT

Hệ thống phần mềm lập kế hoạch xạ trị



Pinnacle Evolution




Giải pháp xử lý và lưu trữ hình ảnh

Với giải pháp xử lý và lưu trữ hình ảnh của Philips, bạn có thể sử dụng bộ mô-đun phần mềm nâng cao và ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ cho chiến lược và mục tiêu phát triển của bạn. Chúng tôi liên tục đổi mới nhằm mang đến các giải pháp y tế tích hợp, góp phần hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp.

IntelliSpace Portal

Philips IntelliSpace Portal là giải pháp xem và xử lý hình ảnh nâng cao được thiết kế nhằm giúp các bác sĩ chẩn đoán, theo dõi, trao đổi thông tin trên tất cả các ứng dụng lâm sàng cũng như các loại thiết bị khác nhau với quy trình làm việc kết nối liền mạch.

- Bộ ứng dụng đa dạng trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh bao gồm tim mạch, ung thư, thần kinh, phổi.
- Cung cấp hình ảnh tổng thể về tình trạng bệnh nhân trên nhiều loại thiết bị.
- Truy cập ứng dụng một cách bảo mật ở bất kỳ đâu tại cơ sở và tích hợp dữ liệu của nhiều nhà cung cấp.



Giải pháp IntelliSpace PACS và lưu trữ dữ liệu trung lập (VNA)

Nền tảng hợp tác lâm sàng của Philips đã thiết lập một hệ sinh thái về dữ liệu lâm sàng. Dữ liệu này có thể được dùng để tương tác - kết nối các chuyên gia y tế trong suốt quá trình chăm sóc liên tục. Việc lưu trữ hình ảnh dưới dạng tập trung giúp đồng nhất các dữ liệu, giảm chi phí và thuận tiện khi cần phân quyền cho nhà cung cấp trong trường hợp cần truy cập dữ liệu, cung cấp dịch vụ y tế tốt hơn.

Giải pháp lưu trữ dữ liệu trung lập

Kho lưu trữ dữ liệu lâm sàng của chúng tôi không chỉ là kho lưu trữ cho các nhà cung cấp, mà đó còn là một nguồn thông tin hình ảnh duy nhất để hỗ trợ cho việc ra quyết định hiệu quả.

- Lưu trữ và truy cập dữ liệu có cấu trúc và dữ liệu phi cấu trúc.
- Cho phép tương tác thông qua kho lưu trữ dựa trên tiêu chuẩn mà không dựa trên phần cứng cho tất cả dữ liệu hình ảnh.
- Khả năng nâng cấp và mở rộng dữ liệu để đáp ứng nhu cầu cho nhiều bệnh viện hơn.

Giải pháp xem ảnh nâng cao

Giải pháp xem ảnh trung lập hỗ trợ các bác sĩ đọc ảnh tại bất cứ đâu, đồng thời cho phép kết nối với hồ sơ bệnh nhân nhằm cung cấp khả năng lưu trữ, truy cập và chia sẻ dữ liệu lâm sàng một cách liền mạch.





Giải pháp hình ảnh học can thiệp



Giải pháp chụp mạch can thiệp

Philips mang đến công nghệ đột phá Azurion giúp nâng cao chất lượng điều trị và đơn giản hóa tiến trình công việc.

- Azurion xóa bỏ những rào cản và mang đến phương pháp điều trị an toàn với các phần mềm nâng cao, dễ sử dụng.
- Tăng cường khả năng phối hợp của cả ekip can thiệp, tối ưu hóa hiệu năng của lab và nâng cao chất lượng chăm sóc ưu việt.
- Cải thiện các tính năng điều hướng để giảm liều lượng bức xạ.

Công nghệ vượt trội	Hiệu suất cao	Tiêu chuẩn
		
Azurion 7 M	Azurion 7 B	Azurion 5 M
		
		Azurion 3 F

Philips Azurion Flex Arm

Giải pháp tối ưu cho mọi loại hình can thiệp phức tạp và phòng mổ Hybrid

Công nghệ Axsys đột phá từ Philips với 8 trục chuyển động mang lại sự linh hoạt vượt trội cho cánh tay FlexArm. Ta có thể di chuyển FlexArm tới mọi vị trí và định vị ở mọi góc chiếu trong toàn bộ không gian bao quanh bàn BN.

Nhờ đó FlexArm luôn sẵn sàng cho những can thiệp đa khoa phức tạp nhất và có thể tích hợp linh hoạt vào các cuộc phẫu thuật



Giải pháp thăm dò hình ảnh IVUS và sinh lý lòng mạch

Philips IntraSight mang tới giải pháp toàn diện với các công cụ thăm dò hình ảnh IVUS, sinh lý lòng mạch (iFR/FFR) và hòa trộn dữ liệu (co-registration) giúp đơn giản hóa các can thiệp mạch vành phức tạp

- Mang đến chất lượng chăm sóc vượt trội với các công nghệ đã được chứng minh về mặt lâm sàng, giúp cải thiện các kết quả điều trị của bệnh nhân.
- Tính năng tích hợp độc đáo và khả năng kết nối dữ liệu liên mạch trên nhiều loại thiết bị.
- Công cụ tốt nhất để đánh giá sinh lý mạch vành (iFR/FFR) và siêu âm lòng mạch.

IntraSight 3

Di động hoặc tích hợp (với Azurion)



IntraSight 5

Di động hoặc tích hợp (với Azurion)



IntraSight 7

Tích hợp (với Azurion)



Sinh lý lòng mạch (iFR/FFR)

- Định hướng điều trị.
- Đánh giá hiệu quả huyết động sau can thiệp hẹp tắc đa vị trí.



Co-registration

Cộng cụ SyncVision độc quyền từ Philips cho phép đồng bộ giải phẫu trên cả 3 modality (Angio, IVUS và iFR) tại mọi điểm trên nhánh vành được khảo sát.

Tạo ảnh lòng mạch (IVUS)

- Bộc lộ chi tiết giải phẫu tổn thương/hình thái stent.
- Tối ưu hóa chiến lược chọn stent và bung stent.
- Đánh giá hiệu quả bung stent sau can thiệp.



Pressurewire thăm dò sinh lý mạch vành

Verrata Plus



OmniWire



Catheter tạo ảnh siêu âm trong lòng mạch vành


Eagle Eye Platinum digital IVUS catheter



Eagle Eye Platinum ST digital IVUS catheter



Refinity ST rotational IVUS catheter





Giải pháp soi X-quang với C-arm di động

Giải pháp C-arm di động trong phòng phẫu thuật của Philips mang đến hình ảnh chất lượng cao, dễ dàng điều khiển và sử dụng trong quá trình thực hiện thủ thuật từ mổ hở tới xâm lấn tối thiểu, từ xử lý gãy xương tới phẫu thuật cột sống, từ chấn thương chỉnh hình tới can thiệp mạch máu phức tạp và các phẫu thuật đa khoa khác. Philips đáp ứng mọi nhu cầu lâm sàng với sự hỗ trợ hình ảnh phù hợp, dù cho bạn đầu tư một hệ thống C-arm trong phòng phẫu thuật hay phòng mổ mini - hybrid.

- Tạo sự khác biệt với giải pháp điều trị dưới dẫn hướng hình ảnh của Philips trong các chấn thương chỉnh hình.
- Tiềm năng không giới hạn cho các phẫu thuật và can thiệp
- Giảm chi phí vận hành, sử dụng đơn giản và tối ưu ê kíp phẫu thuật.

Công nghệ vượt trội

Hiệu suất cao

Tiêu chuẩn



Zenition 70



Zenition 50



BV Endura



BV Vectra

Với giải pháp xử lý hình ảnh tim mạch IntelliSpace Cardiovascular, bạn có thể nhanh chóng thu thập, phân tích và chia sẻ dữ liệu từ các hệ thống và ứng dụng khác nhau của các khoa, phòng.



Giải pháp xử lý và lưu trữ hình ảnh tim mạch


Giải pháp xử lý và lưu trữ hình ảnh tim mạch IntelliSpace Cardiovascular (ISCV) giúp tối ưu quy trình chẩn đoán và điều trị, cải thiện hiệu suất hoạt động trong toàn bộ quy trình chăm sóc sức khỏe tim mạch. IntelliSpace Cardiovascular được thiết kế cho phép bạn truy cập tới hình ảnh tim mạch bất cứ thời điểm nào và bất cứ đâu.*

* Người sử dụng đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Philips về mạng (như hiệu suất, VPN) dành cho trạm xử lý hình ảnh IntelliSpace Cardiovascular.

Các lợi ích của IntelliSpace Cardiovascular


- Truy cập nhanh và dễ dàng tới hình ảnh và thông tin.
- Truy cập tới nhiều loại thiết bị và ứng dụng khác nhau từ một địa điểm duy nhất và phân tích dữ liệu giúp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.
- Với khả năng truy cập bất kỳ đâu và khả năng tương thích cao, giải pháp ISCV giúp bạn giảm chi phí triển khai và tiết kiệm thời gian khi tích hợp với hệ thống hiện có.

Tích hợp trên một nền tảng



Giải thưởng sản phẩm tốt nhất KLAS 2020

Phần mềm Philips IntelliSpace Cardiovascular đứng vị trí số 1 trong loạt giải thưởng KLAS 2020





Giải pháp theo dõi và phân tích dữ liệu bệnh nhân

Giải pháp theo dõi và phân tích dữ liệu bệnh nhân



Thiết bị theo dõi bệnh nhân

Thiết bị theo dõi bệnh nhân của Philips cung cấp quyền truy cập vào thông tin bệnh nhân toàn diện, có tính hỗ trợ quyết định cao và khả năng cài đặt kết nối các nhóm chăm sóc y tế hiệu quả. Thiết bị có khả năng hoạt động ổn định và đáng tin cậy trong các khoa phòng khác nhau đồng thời hỗ trợ chẩn đoán sớm, đẩy nhanh việc quyết định thực hiện chăm sóc và can thiệp y tế kịp thời, cũng như giúp người sử dụng đưa ra quyết định chẩn đoán, can thiệp y tế hợp lý.

- Tăng trải nghiệm người dùng trong ứng dụng monitor thiết kế theo quy trình làm việc của bạn.
- Tăng hiệu quả chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhờ tối ưu các phần mềm hỗ trợ được tích hợp sẵn trên monitor.
- Tăng sự an toàn cho bệnh nhân với hệ thống theo dõi trung tâm của Philips.
- Tăng khả năng kết nối và tương tác với các thiết bị chăm sóc và điều trị khác.

Công nghệ vượt trội

Hiệu suất cao

Tiêu chuẩn



Intellivue series



IntelliVue X3



Efficia series



Goldway series



Thiết bị theo dõi sản khoa

Tại Philips, chúng tôi chia sẻ niềm đam mê và hỗ trợ sứ mệnh của bạn. Ngay từ đầu, qua các giai đoạn phát triển, giải pháp thiết bị theo dõi cho mẹ và bé của Philips luôn cam kết cung cấp cho bạn các giải pháp tiên tiến, đã được kiểm chứng lâm sàng và khả năng hỗ trợ rộng nhất. Từ phòng khám sản khoa đơn lẻ đến bệnh viện và ngay cả khi bệnh nhân ở nhà, Philips cung cấp thiết bị chăm sóc tiên tiến có tính kế thừa cao, vì vậy bạn có thể cung cấp các dịch vụ chăm sóc tốt nhất.

- Theo dõi thai nhi & bà mẹ với Avalon FM20, FM30.
- Hệ thống đầu dò không dây Philips trong theo dõi sản khoa giúp tăng khả năng di chuyển và sự thoải mái cho sản phụ, qua đó tăng cường sự an toàn cho mẹ và bé trong quá trình trước và trong khi sinh.
- Tự động hóa và số hóa quy trình làm việc với hệ thống thông tin chu sinh Philips IntelliSpace Perinatal.



Công nghệ vượt trội Hiệu suất cao



Avalon FM30 Avalon FM20 Avalon CL



Thiết bị theo dõi tương thích cộng hưởng từ

Sức mạnh tác động của từ trường tạo ra một môi trường đặc biệt trong phòng MR, khác biệt rất nhiều với các khu vực chăm sóc khác. Dựa trên các công trình theo dõi, nghiên cứu sâu rộng khác nhau, thiết bị theo dõi Expression MR và các phụ kiện tiêu chuẩn được thiết kế riêng và đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của phòng MR.

- Được thiết kế riêng để tương thích trong môi trường có từ trường mạnh.
- Được chế tạo bằng vật liệu không chứa sắt đảm bảo dưới tác động của từ trường mạnh sẽ không biến thành những vật thể phóng ra nguy hiểm có thể làm tổn thương bệnh nhân và nhân viên y tế.
- Một phòng mổ tương thích Hybrid được thiết kế tối ưu, có thể nâng cao trải nghiệm của bệnh nhân và nhân viên y tế, giải pháp tích hợp Hybrid OR giúp quy trình trơn tru hơn.
- Tăng khả năng kết nối và tương tác với các hệ thống CNTT của bệnh viện.



Thiết bị theo dõi kiểm tra sinh hiệu

Thiết bị theo dõi kiểm tra sinh hiệu của Philips tích hợp tính chính xác với chức năng thiết yếu, vận hành tối ưu với màn hình cảm ứng và giao diện hợp lý, có khả năng cung cấp thông tin lâm sàng toàn diện nhất cho người dùng. Một số thiết bị theo dõi của Philips cũng có thể được sử dụng để tự động tính điểm cảnh báo sớm (EWS), giúp nhanh chóng xác định các dấu hiệu diễn biến xấu của bệnh nhân và tư vấn giải pháp xử trí điều trị theo quy trình EWS của người dùng.

Công nghệ vượt trội	Hiệu suất cao	Tiêu chuẩn
		
Intellivue MP5SC	EarlyVue series	SureSign series



Máy thở nội viện

Bệnh nhân thở máy cấp cứu hoàn toàn trông chờ vào bạn cho mỗi hơi thở họ hít vào. Đó là lý do tại sao bạn cần máy thở tiên tiến, linh hoạt và dễ sử dụng, có thể nhanh chóng đánh giá và đáp ứng với từng tình trạng thay đổi của bệnh nhân. Các giải pháp máy thở nội viện của Philips có thể giúp bạn liên tục đánh giá từng phản ứng của bệnh nhân với việc điều trị để bạn có thể thực hiện các chuyển đổi nhanh chóng, trơn tru, đẩy nhanh quá trình thở vào tự nhiên của bệnh nhân.

- Hỗ trợ hô hấp phù hợp, chất lượng.
- Khả năng thay đổi chế độ thở nhanh chóng.
- Dễ dàng sử dụng hỗ trợ thở không xâm lấn (NIV).
- Liên tục hỗ trợ và đào tạo ứng dụng lâm sàng cho nhân viên y tế.

Công nghệ vượt trội

Hiệu suất cao



Trilogy EV 300



V60



V60 plus

ECG chẩn đoán

Danh mục ECG chẩn đoán của Philips bao gồm các thuật toán ECG chuyên dụng, máy đo ECG, ECG gắng sức, hệ thống theo dõi Holter và hệ thống quản lý dữ liệu ECG để tăng tốc độ truyền tải kiến thức về tim mạch trong bệnh viện, tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng suất và nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị về tim mạch.

- Tối ưu các phần mềm hỗ trợ lâm sàng tiên tiến để giúp tăng luồng thông tin trong chẩn đoán, chăm sóc và điều trị bệnh nhân.
- Cho phép kết nối và khả năng tương tác với các phần mềm hay thiết bị nội viện khác.
- Tự động hóa và số hóa quy trình làm việc của bạn với hệ thống quản lý ECG Philips IntelliSpace ECG.



Thiết bị hồi sức và cấp cứu

Giải pháp hỗ trợ hồi sinh nâng cao (ALS) của Philips được thiết kế để đáp ứng nhanh chóng, giảm gián đoạn trong theo dõi bệnh nhân và truyền dữ liệu an toàn, liền mạch. Khử rung tim sớm có thể tạo ra một sự khác biệt quan trọng. Giải pháp ALS của Philips có chức năng trực quan và tăng cường theo dõi bệnh nhân với đầy đủ các phép đo lâm sàng, tối ưu liệu pháp khử rung tim đã được kiểm chứng lâm sàng. Khả năng giao tiếp tiên tiến cho phép truyền an toàn thông tin bệnh nhân cũng như cải thiện độ chính xác của hồ sơ và bàn giao để đưa ra quyết định tự tin và quy trình làm việc trơn tru hơn.

- Tăng khả năng thực hiện điều trị cấp cứu, hồi sức trong cả nội viện và ngoại viện.
- Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu bệnh nhân liên tục trong suốt quá trình chăm sóc cấp cứu liên tục.

Cardiograph	Holter	Stress Test
PageWriter series	DigiTrak XT Holter	ST80i

Công nghệ vượt trội	Hiệu suất cao
HeartStart Intrepid	Efficia DFM100



Giải pháp kết nối trong chăm sóc điều trị

Philips đầu tư mạnh mẽ vào giải pháp công nghệ thông tin ứng dụng trong y tế, giúp kết nối các yếu tố con người, công nghệ và dữ liệu vào toàn bộ chuỗi chăm sóc sức khỏe. Các giải pháp thông minh, an toàn của Philips giúp tích hợp hệ thống, tổng hợp dữ liệu, đẩy nhanh tiến trình công việc và đưa ra quyết định, cung cấp cho các bác sĩ lâm sàng những thông tin cần thiết phục vụ cho việc điều trị hiệu quả nhất.

- **Hệ thống thông tin chăm sóc tích cực, IntelliSpace Critical Care & Anesthesia** ứng dụng trong các khoa ICU, gây mê, hồi sức và phòng mổ, cung cấp khả năng phân tích nâng cao, hỗ trợ quyết định lâm sàng, tích hợp quản lý chăm sóc tích cực và lưu trữ dữ liệu lớn, hỗ trợ mọi báo cáo, nghiên cứu hồi cứu khi cần.
- **Hệ thống quản lý ECG của Philips, IntelliSpace ECG** cung cấp khả năng truy cập nhanh chóng, dễ dàng vào bản ghi ECG của bệnh nhân từ mọi nơi, mọi lúc, giúp tăng hiệu suất công việc và tăng tương tác giữa các chuyên gia lâm sàng thông qua kết nối của hệ thống.
- **Hệ thống theo dõi chu sinh, IntelliSpace Perinatal** cung cấp khả năng tạo chuỗi theo dõi chăm sóc toàn diện người bệnh từ lần khám thai đầu tiên đến khi sinh và các lần tái khám sau sinh.
- **Giải pháp tích hợp kết nối thiết bị y tế của Philips** giúp bạn tăng cường hiệu quả của quy trình lâm sàng bằng cách cho phép khả năng kết nối, truyền tải dữ liệu giữa hệ thống thông tin bệnh viện, bệnh án điện tử và thiết bị chăm sóc bệnh nhân – từ Philips hoặc các nhà sản xuất khác.
- **Giải pháp quản lý dữ liệu, IntelliSpace Connect** hỗ trợ các nỗ lực của bạn để tối ưu hóa quy trình lâm sàng, tăng tốc truyền dữ liệu và hồi cứu dữ liệu trong suốt chuỗi chăm sóc, điều trị cấp cứu.
- **Giải pháp tương tác của Philips** cung cấp khả năng tương tác tiêu chuẩn giữa các hệ thống lâm sàng Philips và hệ thống thông tin doanh nghiệp của bạn, đồng thời giảm độ phức tạp và chi phí trong môi trường y tế.
- **Philips General Care Solution** hỗ trợ xác định sớm các dấu hiệu xấu đi của người bệnh, có thể vài giờ trước khi biến chứng xấu có thể xảy ra. Vì vậy, đội ngũ chăm sóc y tế và đội, nhóm cấp cứu nội viện có thể phản ứng sớm hơn – xử trí sớm qua đó tạo sự khác biệt rõ rệt trong hiệu quả điều trị và phòng ngừa biến chứng cho bệnh nhân.
- **Giải pháp truy cập bằng thiết bị di động Philips Enterprise** cung cấp khả năng truy cập dữ liệu bệnh nhân từ xa bằng các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop, giúp đội ngũ y tế phản ứng nhanh với mọi diễn biến lâm sàng của bệnh nhân và tăng cường khả năng làm việc nhóm, hỗ trợ việc ra quyết định lâm sàng và khả năng phối hợp trong điều trị bệnh nhân.



Dịch vụ chuyên nghiệp





Tư vấn tối ưu hóa quy trình và thiết kế bệnh viện

Philips nhận thấy một thiết kế bệnh viện tối ưu có ảnh hưởng lớn tới trải nghiệm của bệnh nhân về dịch vụ y tế cũng như hiệu suất hoạt động của bệnh viện. Với kinh nghiệm trong việc hỗ trợ xây dựng quy trình và thiết kế, Philips đã hỗ trợ nhiều cơ sở y tế trên toàn cầu đạt được hiệu quả cao trong việc cung cấp dịch vụ y tế.

Chúng tôi sử dụng tư duy thiết kế để giúp khách hàng hình dung các giải pháp tái thiết kế, hay các giải pháp đồng sáng tạo khi cần thiết và cùng phối hợp để tối ưu hóa quy trình làm việc trong bệnh viện.

Tại Việt Nam, Philips đã hỗ trợ tư vấn, phân tích tối ưu hóa quy trình làm việc và thiết kế giúp Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột, Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức, Bệnh viện Hồng Đức 2 tại Tp. Hồ Chí Minh đạt mục tiêu trở thành bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao.



Quản lý dự án

Philips luôn phát triển và cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe sáng tạo đến với khách hàng. Những giải pháp của chúng tôi được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng và được lắp đặt tại một địa điểm cụ thể. Chúng tôi, các nhà quản lý dự án chính là một nhân tố cần thiết trong việc hiện thực hóa các giải pháp này.

Với chứng nhận quản lý dự án chuyên nghiệp PMP được công nhận toàn cầu, chúng tôi điều phối chuỗi cung ứng, quản lý rủi ro và có tác động tích cực đến chi phí, thời gian và các yêu cầu quy định của dự án nhằm mang lại sự hài lòng cho khách hàng và chất lượng dự án tốt nhất.

- Quy trình lắp đặt ngắn, được dự đoán trước và hiệu quả về mặt chi phí.
- Văn hóa của chúng tôi là liên tục cải tiến.
- Phòng Quản lý dự án của Philips luôn giành được sự hài lòng của khách hàng bằng cách đáp ứng và vượt trên mong đợi của khách hàng.

“Chúng tôi đam mê hiện thực hóa các giải pháp, vượt hơn cả mong đợi của khách hàng.”

Kỹ sư Nguyễn Hữu Tài, Giám đốc Dự án, Philips Việt Nam.





Tại Việt Nam Philips đã ký thỏa thuận hợp tác nhiều năm với Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ nhằm cung cấp trọn gói giải pháp chẩn đoán hình ảnh, tư vấn tối ưu hóa quy trình và thiết kế bệnh viện. Với dự án này, Philips Capital cung cấp dịch vụ hỗ trợ tài chính dài hạn, giúp Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ tiến hành đầu tư cần thiết để có thể cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe tại Tp. Hồ Chí Minh.

“Chúng tôi tin tưởng giải pháp tài chính là đòn bẩy giúp khách hàng đạt được mục tiêu của mình. Hỗ trợ khách hàng có được sự đầu tư cần thiết tại bất cứ thời điểm nào giúp họ phát triển công việc kinh doanh tốt hơn.”

Ông Xander Vissering, Giám đốc Philips Capital Đông Nam Á.

Giải pháp hỗ trợ tài chính của Philips

Philips đã và đang cải thiện chất lượng cuộc sống của con người thông qua những công nghệ mới có ý nghĩa trong 130 năm qua bằng cách nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đối tác và thị trường. Mô hình hỗ trợ tài chính một cửa duy nhất của chúng tôi cùng với cách tiếp cận sáng tạo và phù hợp với từng khách hàng giúp cho Philips Capital trở thành đối tác tài chính hiệu quả nhất của bạn.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các giải pháp toàn diện đáp ứng nhu cầu của bạn, cho dù đó là dự án nhỏ hay quy mô lớn, bằng cách kết hợp các giải pháp tài chính cạnh tranh và phù hợp vào đề xuất chung của chúng tôi.

Các dịch vụ hỗ trợ tài chính của chúng tôi:

- Hỗ trợ tài chính cho dự án
- Hỗ trợ tài chính xuất khẩu và thương mại
- Hợp tác các dự án công - tư
- Nghiệp vụ cho thuê
- Tín dụng của nhà cung cấp

Đào tạo

Philips hỗ trợ bạn tìm thấy tiềm năng của đội ngũ cán bộ, công nghệ và tổ chức của mình thông qua các chương trình đào tạo mới, có ý nghĩa và dựa trên thực tế. Các khóa đào tạo và chương trình toàn diện, dựa trên lĩnh vực lâm sàng liên quan được thiết kế giúp nâng cao hiệu quả vận hành và mang đến dịch vụ chăm sóc bệnh nhân chất lượng cao.

Tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Trung tâm đào tạo Philips Learning Academy tại Xing-ga-po được thành lập vào cuối năm 2018 với cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại nhằm mang tới các chương trình đào tạo liên tục dành cho các cán bộ y tế tại khu vực này. Trung tâm tổ chức nhiều khóa đào tạo thực hành và hội thảo giúp nâng cao kỹ năng của đội ngũ cán bộ y tế trong lĩnh vực ứng dụng lâm sàng.

Tại Việt Nam, Philips đã phối hợp với nhiều Hiệp hội chuyên ngành như Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam, Hội Chẩn đoán hình ảnh Tp. Hồ Chí Minh, Hội hô hấp Việt Nam và Hội hồi sức tích cực và chống độc Việt Nam tổ chức nhiều khóa đào tạo liên tục và hội thảo khoa học nhằm cập nhật công nghệ và kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế trong nước.



Dịch vụ khách hàng

Đội ngũ kỹ sư của Philips được đào tạo theo tiêu chuẩn của hãng, luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chất lượng cao không chỉ tại các thành phố lớn mà còn trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Chúng tôi luôn lắng nghe khách hàng và cung cấp các gói dịch vụ bảo hành, bảo trì RightFit được thiết kế linh hoạt nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Lợi thế của chúng tôi đó là cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên toàn cầu, kinh nghiệm triển khai trong nước và kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực y tế. Bên cạnh đó, các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật chủ động từ xa của Philips sẽ đảm bảo thời gian vận hành liên tục của hệ thống cũng như cung cấp linh kiện kịp thời tới khách hàng.



“Tại Philips, chúng tôi đặt chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi phục vụ khách hàng bằng cả TRÁI TIM”

Kỹ sư Phạm Văn Nghĩa, Giám đốc Dịch vụ khách hàng, Philips Việt Nam.

Gói dịch vụ bảo trì RightFit



Gói bảo trì cơ bản - RightFit Value: Dành cho khách hàng ưu tiên cho dịch vụ bảo trì phòng ngừa.



Gói bảo trì trọn gói - RightFit Primary: Cung cấp dịch vụ bảo trì với sự linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng.



Gói bảo trì toàn diện - RightFit Protection: Mang đến sự an tâm cho khách hàng với dịch vụ bảo trì toàn diện cho toàn bộ hệ thống.

Cổng thông tin quản lý dịch vụ kỹ thuật - Philips Customer Services Portal

Quản lý các dịch vụ kỹ thuật đối với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh và phần mềm là vô cùng quan trọng, và bạn cần một công cụ để quản lý các thiết bị của mình. Cổng thông tin quản lý dịch vụ - Philips Customer Services Portal hỗ trợ bạn quản lý các hoạt động bảo trì thiết bị cũng như vòng đời sản phẩm, giúp tăng hiệu suất hoạt động và tối ưu quy trình.



Giúp khách hàng theo dõi việc vận hành thiết bị hay yêu cầu dịch vụ 24/7.



Xem báo cáo, tình trạng hợp đồng bảo hành - bảo trì với thông tin cập nhật liên tục.



Cải thiện quy trình và việc trao đổi thông tin.

Tổng đài hỗ trợ khách hàng: **1800 9092**



Quản lý chất lượng

Tại Philips, việc tuân thủ quy định và chất lượng của các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ được ưu tiên hàng đầu để đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm cũng như tất cả các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng và các bên liên quan khác.

Hệ thống Quản lý Chất lượng của Philips được thiết lập và duy trì nhằm thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc cải tiến chất lượng liên tục và tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn hiện hành.

Chính sách về chất lượng của Philips

Bằng cả trái tim và khối óc, chúng tôi:

- Làm hài lòng khách hàng và cung cấp lời hứa thương hiệu của mình.
- Thiết kế và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn, đáng tin cậy và hiệu quả.
- Thúc đẩy văn hóa cải tiến liên tục.
- Tuân thủ các quy định nội bộ và bên ngoài.
- Duy trì một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả.

“Với cam kết cao nhất về chất lượng, Philips Việt Nam đã triển khai ISO 13485:2016 và đạt được chứng nhận từ TUV Rheinland. Chúng tôi tự tin đảm bảo chất lượng và an toàn trong suốt vòng đời của sản phẩm.”

Bà Trịnh Kim Ngân, Giám đốc Quản lý Chất lượng, Philips Việt Nam.

Các dự án tiêu biểu

Với nhiều năm hoạt động tích cực tại Việt Nam, Philips tự hào được lựa chọn là nhà cung cấp uy tín các giải pháp y tế sản phẩm và dịch vụ toàn diện cho nhiều bệnh viện và phòng khám trên khắp cả nước, giúp cải thiện chất lượng dịch vụ y tế và hiệu quả hoạt động.

Trong lĩnh vực y tế công lập, Philips đã cung cấp nhiều giải pháp y tế kỹ thuật cao trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, cũng như các giải pháp và thiết bị theo dõi và điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện lớn như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện quân đội trung ương 108, bệnh viện đa khoa Huế, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện 175 v.v

Trong lĩnh vực y tế tư nhân, Philips đã tham gia một số dự án cung cấp gói thiết bị lớn như bệnh viện đa khoa Phương Đông, bệnh viện đa khoa Việt Đức tại Phú Thọ, bệnh viện đa khoa Hùng Vương, bệnh viện đa khoa Hồng Đức 2 tại Tp Hồ Chí Minh, bệnh viện đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức, bệnh viện đại học Buôn Ma Thuột.

Với các sản phẩm và giải pháp y tế chất lượng cao cùng dịch vụ kỹ thuật tin cậy, Philips tiếp tục góp phần khẳng định vị thế là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam.

“Sự hợp tác với Philips nhằm xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức 2 là bệnh viện thông minh, nơi các chuyên gia, bác sĩ của chúng tôi tự tin hơn trong việc đưa ra các quyết định chẩn đoán, với sự hỗ trợ của các công nghệ y tế tiên tiến của Philips, nhờ đó bệnh nhân có thể hoàn toàn có thể an tâm với chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức.”

Bà Huỳnh Thị Kim Loan, Chủ tịch Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức.





Philips Việt Nam

Trụ sở chính

Tầng 20, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai,
Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 7303 7080
Fax: +84 28 7306 7080

Chi nhánh tại Hà Nội

Tầng 15, Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã,
Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84 24 3734 6484
Fax: +84 24 3734 6482

Tổng đài hỗ trợ khách hàng (Miễn cước cuộc gọi): 1800 9092

Email: customercare.vn@philips.com

Website: www.philips.com.vn/healthcare