



Philips AVENT  
Beutel zur  
Dampfsterilisation in der  
Mikrowelle

Für unterwegs



SCF297/05

## Sterilisieren unterwegs

Die Philips AVENT Beutel zur Dampfsterilisation in der Mikrowelle sind die perfekte Lösung für leichtes und schnelles Sterilisieren! Füllen Sie einfach den Beutel mit gewaschenen, zerlegten Babyprodukten sowie 60 ml Wasser, und Sie können in der Mikrowelle schnell in 90 Sekunden sterilisieren!

### 100 Sterilisationszyklen mit einer Einzelhandelspackung

- 5 Mikrowellenbeutel pro Einzelhandelspackung

### Raffinierte Produktfunktionen für mehr Komfort

- Kontrollkästchen
- Einfache Bedienung
- Bereich für sichere Handhabung
- Fenster zum Überprüfen

### Schnelles und effektives Sterilisieren

- Tötet 99,9 % der Bakterien und Keime ab

# Besonderheiten

## Einfache Bedienung

Klare Schritt-für-Schritt-Anweisungen sind in Form von Piktogrammen auf jedem Beutel angezeigt.

## Fenster zum Überprüfen




Durch ein Fenster im Beutel kann überprüft werden, ob die einzelnen Teile richtig im Beutel liegen, damit eine optimale Sterilisation gewährleistet werden kann.

## 5 Mikrowellenbeutel



Eine Einzelhandelspackung enthält 5 Beutel zur Sterilisation in der Mikrowelle, die mindestens 20 Mal verwendet werden können.

## Kontrollkästchen



Wenn Sie nach jedem Gebrauch das Kontrollkästchen ankreuzen, können Sie immer

überprüfen, wie oft Sie das Produkt bereits verwendet haben.

## Tötet 99,9 % der Bakterien und Keime ab



Flaschen, Milchpumpen und andere Babyprodukte können in nur 90 Sekunden sterilisiert werden! Der effektive Sterilisationsvorgang tötet 99,9 % der Bakterien und Keime ab.

## Bereich für sichere Handhabung



Die Beutel zur Sterilisation in der Mikrowelle verfügen über einen Bereich für eine sichere Handhabung, in dem der Beutel sicher umfasst werden kann, wenn er nach dem Sterilisationszyklus aus der Mikrowelle genommen wird. Dies bedeutet mehr Komfort und ein verringertes Verbrennungsrisiko.

# Daten

## Gewicht und Abmessungen

- F-Box-Maße: 215 x 125 mm
- Beutelkapazität: Sterilisieren Sie bis zu 3 Flaschen gleichzeitig oder 1 Milchpumpe
- Beutelabmessungen: 278 x 210 mm

## Ursprungsland

- China

## Lieferumfang

- Beutel zur Dampfsterilisation in der Mikrowelle: 5

## Entwicklungsstufen

- Entwicklungsstufen: 0 bis 6 Monate

## Material

- Beutelmateriale: infoPET12, CPP60



Ausstellungsdatum  
2013-03-22

Version: 2.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)