



Philips AVENT  
Einweg-Stilleinlagen

20 Nachteinlagen

SCF253/20



## Entspannt durch die Nacht

Einzigartige Stilleinlagen speziell dafür entwickelt, dass Sie die ganze Nacht lang ein trockenes und angenehmes Gefühl haben.

### **Vorteile und Produktmerkmale:**

- Schutz für die Nacht
- Rundum-Auslaufschutz
- Ultratrocken
- Seidig weiches Gefühl
- Mit Experten im Bereich Stillen entwickelt
- Hygienisch

**PHILIPS**  
**AVENT**

sense and simplicity


## Besonderheiten

### Schutz für die Nacht



Breitere Form und dickerer Kern für zusätzliche Saugfähigkeit. Dank der doppelten Klebestreifen gibt es kein Verrutschen mehr.

### Rundum-Auslaufschutz



Speziell für zusätzlichen Schutz beim Liegen entwickelt.

### Ultratrocken



Mehrere Schichten für exzellente Saugfähigkeit und spezielle Oberfläche, welche Feuchtigkeit in der Einlage einschließt.

### Seidig weiches Gefühl



Seidig weiche Oberfläche und atmungsaktive, natürliche Materialien. Dermatologisch getestet.

### Mit Experten entwickelt



Mit Vicky Scott entwickelt, Hebamme und Baby-Fachberaterin, die seit 15 Jahren stillende Mütter unterstützt.

### Hygienisch



Einzeln verpackt für zusätzliche Hygiene.

## Daten

### Ursprungsland

- China

### Lieferumfang

- Einweg-Tagesstilleinlagen: 2 Stck.
- Einweg-Nachtstilleinlagen: 20 Stck.

### Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen: 140 x 140 x 100 mm

### Ausgeblendete Spezifikationen

- Ausgeblendeter Artikel: Still-Zubehör:
- Ausgeblendet: Preis für Still-Artikel



Ausstellungsdatum  
2012-01-22

Version: 2.1.1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)