



Philips Avent  
Design-Geschenkset

1 Naturnah-Flasche

260 ml  
Sauger mit langsamem  
Nahrungsfluss

SCD627

## Einfache Kombination mit Stillen

Set: Flasche, Beruhigungssauger und Beruhigungssauger-Clip

Das Geschenkset "Elefant" für Jungen ist das ideale Geschenk für Mütter und ihr Neugeborenes. Das praktische Set umfasst eine Naturnah-Flasche, zwei Beruhigungssauger und einen Beruhigungssauger-Clip.

### **Für eine problemlose Kombination von Stillen + Flaschenernährung**

- Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlichen Sauger

### **Komfortableres und zufriedeneres Füttern für Babys**

- Einzigartige Komfortkissen für einen besonders weichen und beweglichen Sauger

### **Luft geht in die Flasche, nicht in den Magen des Babys**

- Besonderes Anti-Kolik-System mit innovativem Doppelventil

### **Einfach zu halten und aus jeder Richtung zu greifen**

- Ergonomische Form für maximalen Komfort

**PHILIPS**  
**AVENT**


## Besonderheiten

### Naturnahes Trinken



Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

### Einzigartige Komfortkissen



Einzigartige Komfortkissen im Sauger sorgen für mehr Weichheit und Flexibilität, ohne dass der Sauger einschlupft. Ihr Baby kann ruhig und zufrieden trinken.

### Besonderes Anti-Kolik-Ventil



Das innovative Doppelventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.

### Ergonomische Form



Dank der einzigartigen Form ist die Flasche einfach zu halten und aus jeder Richtung für maximalen Komfort zu greifen, selbst für kleine Babyhände.

## Daten

### Ursprungsland

- England

### Material

- Flaschenernährung: BPA-frei\*, Polypropylen
- Sauger: BPA-frei\*, Silikon

### Lieferumfang

- Flasche: 1 Stck.
- Schnuller: 2 Stck.
- Beruhigungssauger-Clip: 1 Stck.

### Flaschenernährung

- Material: BPA-frei\*

### Design

- Design der Flasche: Ergonomische Form, Breiter Hals

### Einfach zu bedienen

- Verwendung der Flasche: Einfach zu halten, Leicht zusammenzusetzen, Leicht zu reinigen

### Entwicklungsstufen

- Entwicklungsstufen: 0-12 Monate

### Funktionen

- Brustähnlicher Sauger: Für eine problemlose Kombination von Stillen und Flaschenernährung, Naturnahes Trinken
- Sauger: Sehr weicher und flexibler Sauger, Einzigartige Komfortkissen
- Anti-Kolik-Ventil: Besonderes Anti-Kolik-System

### Eigenschaften

- Kann sterilisiert werden



Ausstellungsdatum  
2015-10-28

Version: 1.0.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)