




Philips
Schmerzlinderung dank
Infrarotlicht



HP3621

Nachhaltige Schmerzlinderung

Infrarot-Wärme, die tief in das Gewebe eindringt

Philips InfraCare kann wirkungsvoll Muskel- und Gelenkschmerzen lindern. Die Wärme der 200 Watt starken Infrarotlampe ist äußerst wohltuend und dringt tief in die Haut ein. Sie regt die Blutzirkulation an und kann so wirkungsvoll Schmerzen an der behandelten Stelle von bis zu 20 x 30 cm lindern.

Nachhaltige Schmerzlinderung

- Tief eindringende Infrarotwärme

Zielgerichtete Behandlung

- 200 Watt starke Infrarot-Halogenlampe

Bedienungsfreundlich

- Verstellbarer Winkel

PHILIPS
sense and simplicity

Daten

Technische Daten

- Leistung: 200 W
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Lebensdauer der Lampen: 500 Stunde(n)
- Kabellänge: 2 M
- Isolierung: Klasse II (doppelt isoliert)

Maße und Gewicht

- Produktabmessungen: 20 x 30,9 x 17,2 (H x B x T) cm
- Produktgewicht: 1,2 kg
- F-Box-Maße: 28 x 38,6 x 24,5 (H x B x T) cm
- F-Box-Gewicht: 1,6 kg
- Anzahl der F-Boxen in der A-Box: 3 Stck.
- A-Box-Maße: 29 x 40,4 x 74,5 (H x B x T) cm
- A-Box-Gewicht: 4,8 kg
- Menge auf Euro-Palette: 60 Stck.

Logistische Daten

- CTV-Code: 884362101000
- Ursprungsland: Deutschland

Sicherheit

- IEC-Zertifizierung: Zertifiziert gemäß IEC 60601 und 60335

Bedienungsfreundlich

- Höhenverstellbar: 0 - 40 Grad (nach hinten)
- Soft-Touch-Griff: für einfaches Transportieren und Positionieren
- Ein-/Ausschalter

Medizinisches Gerät

- Vorteile für die Gesundheit: erfüllt die europäische Richtlinie für Medizinprodukte (MDD)

Nachhaltige Schmerzlinderung


- Tief eindringende Wärme
- Gleichmäßige Wärmeverteilung: Jetzt für drei Mal angenehmeres Wärmeempfinden

Gezielte Behandlung

- Anwendungsbereich: 20 x 30 cm
- Infrarot-Halogenlampe: 200 W

Besonderheiten

Tief eindringende Infrarotwärme



Infrarotlicht trägt erwiesenermaßen zur Linderung von Muskelschmerzen sowie Beschwerden durch steife Gelenke bei. Die wohltuende Wärme des Infrarotlichts dringt tief in die Haut ein, regt die Blutzirkulation an und wärmt die Muskeln auf. Die beruhigende Wärme lockert und entspannt Ihre Muskeln. Durch die erhöhte Blutzirkulation wird Ihr Körper gleichzeitig gereinigt und sauerstoffreiches Blut wird schneller zu angespannten oder schmerzenden Muskeln transportiert, wodurch der Schmerz schnell nachlässt.

200 Watt starke Infrarot-Halogenlampe



Die Philips InfraCare HP 3621 wurde für die Schmerzbehandlung an Körperstellen von bis zu 20 x 30 cm entwickelt, z. B. Schulter, Ellbogen, Wade oder Nacken. Die InfraCare basiert auf der innovativen Infrarot-Halogenlampen-Technologie. Das spezielle Design, der Filter und die 200 Watt starke Halogenlampe wurden im Hinblick auf eine gezielte Behandlung optimiert. Die ausgestrahlte Wärme wird als drei Mal so angenehm empfunden wie die herkömmlicher Lampen, da Infrarotwärme gleichmäßiger auf den zu behandelnden Bereich einwirkt.

Verstellbarer Winkel



Das Gerät lässt sich problemlos um bis zu 40 Grad nach hinten neigen.



Ausstellungsdatum
2009-06-10

Version: 2.1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com