

## Presseinformation

März 2013

### **Die richtige Temperatur für jedes Kleidungsstück: Philips stellt neue PerfectCare Dampfbügelstationen vor**

Er trägt gern Jeans und Baumwoll-Shirts, sie Seidenblusen und Wollpullover. So individuell die persönlichen Vorlieben bei der Kleidung auch sind – bei der Pflege machen die verschiedenen Gewebearten nun keinen Unterschied mehr. Mit den PerfectCare Dampfbügelstationen gilt: Eine Einstellung für alle Stoffe garantiert das sichere und schnelle Glätten von unterschiedlichen Materialien. Die Optimal TEMP Technologie erzeugt immer die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur. Die Nachfolger der Modelle PerfectCare Expert, die der niederländische Elektronikkonzern im März auf den Markt bringt, kommen jetzt mit erhöhtem Dampfdruck und einher gehend mit einem stärkeren Dampfausstoß sowie einem noch besseren Bügelergebnis. Zudem spart der Eco-Modus bis zu 40 Prozent Energie beziehungsweise Wasser.

„Vor 1,5 Jahren haben wir PerfectCare in den Markt eingeführt und sind mittlerweile Marktführer bei Bügelstationen in dem Preissegment über 200 Euro. Die jüngsten Auszeichnungen von unabhängigen Testinstituten wie Woolmark, der Stiftung Warentest oder dem ETM Testmagazin bestätigen: Nie war Bügeln einfacher, schneller oder sicherer“, so Sebastian Zapf, Marketing Director Domestic Appliances Philips Consumer Lifestyle DACH. „Die neuen Geräte der PerfectCare-Serie sind zudem noch effektiver – und das auch im sparsamen Eco-Modus. Unser flüsterleises TOP-Modell Silence (Stiftung Warentest Testsieger) ist die erste Dampfbügelstation, die leistungsstarkes Bügeln und eine geringe Geräuscherzeugung vereint“, ergänzt Zapf.

#### **Effektive Glättung durch hohe Dampfleistung**

Neben der Optimal TEMP Technologie verfügen die Philips PerfectCare Dampfbügelstationen über die SteamGlide-Bügelsohle, die sich durch ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und eine besonders leichte Reinigung auszeichnet. Die Geräte haben eine Leistung von 2.400 Watt, eine Dampfspitze und eine konstante Dampfleistung von 120 Gramm pro Minute. Bereits nach zwei Minuten Aufheizzeit sind die Glättungskünstler bereit zum Dampfausstoß. Die einzelnen Modelle unterscheiden sich in der Dampfausstoß-Menge<sup>1</sup>, auch der Dampfdruck variiert bei den verschiedenen Bügelstationen: Er liegt zwischen 5,5 (GC9222) und 6,0 Bar (GC9540).

#### **Einfache Bedienung und Pflege**

Für eine bequeme Befüllung haben die Geräte der PerfectCare-Serie einen abnehmbaren Wassertank mit 1,5 Liter Fassungsvermögen und einer extra großen Öffnung. Ein Befüllen mit Leitungswasser ist so jederzeit möglich. Die Funktion Easy De-Calc erlaubt eine bequeme Entkalkung, auf die die Calc-Clean-Erinnerung in regelmäßigen Abständen hinweist. So erhöht sich automatisch die Lebensdauer der Geräte. Genügend Bewegungsfreiheit beim Bügeln garantieren das 1,8 Meter lange Kabel mit beweglichem

---

<sup>1</sup> PerfectCare Expert GC9222/02: 300 Gramm, PerfectCare SilenceGC9540/02: 290 Gramm

Kabelgelenk und der 1,7 Meter lange Schlauch. Für die sichere Aufbewahrung gibt es Fächer für Kabel und Schlauch sowie eine einfach zu bedienende Transportverriegelung<sup>2</sup>.

Alle Philips Highlights: [www.philips.de/produktpresse](http://www.philips.de/produktpresse)

#### Philips PerfectCare Expert GC9222/02

- Optimal TEMP Technologie
- 100% einfach: immer die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur
- 100% sicher: nie wieder Hitzeschäden auf Textilien
- 100% effektiv: keine andere Dampfbügelstation ist schneller
- Konstante Dampfleistung: 120 Gramm/Minute
- Leistung: 2.400 Watt
- Dampfstoß: 300 Gramm
- Dampfdruck: bis zu 5,5 Bar
- Wasserbehälter: 1,5 Liter, abnehmbar, extra große Einfüllöffnung
- Aufheizzeit: 2 Minuten
- Geeignet für Leitungswasser
- Easy De-Calc, Calc-Clean-Erinnerung
- ECO-Einstellung: 40 Prozent weniger Energieverbrauch
- Netzkabel: 1,8 Meter, Schlauch: 1,7 Meter
- Farbe: Weiß/Blau
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 249,99 Euro
- Ab März im Handel erhältlich

#### Philips PerfectCare Silence GC9540/02

- Wie PerfectCare Expert GC9222/02
- Dampfstoß: 290 Gramm
- Dampfdruck: bis zu 6,0 Bar
- Minimaler Geräuschpegel dank Silent-Steam-Technologie
- Farbe: Weiß/Gold
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 349,99 Euro
- Ab sofort im Handel erhältlich

#### Weitere Informationen für Medien:

Philips Consumer Lifestyle

Sebastian Lindemann

Telefon: 0 40 / 28 99 – 42 08

Telefax: 0 40 / 28 99 – 7 42 08

E-Mail: [sebastian.lindemann@philips.com](mailto:sebastian.lindemann@philips.com)

#### Konsumentenfragen:

Philips Kundenservice

Telefon: 0800 / 000 7520 (kostenfrei)

#### **Über Philips**

Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 118.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter von Rasierern für Männer, mobilen Entertainmentprodukten und für die Zahnpflege. Mehr über Philips im Internet: [www.philips.de](http://www.philips.de)

---

<sup>2</sup> Keine Transportverriegelung beim PerfectCare GC9222/02