

Presseinformation

Hamburg, November 2013

Philips präsentiert neuen Luftbefeuchter

Gesundheit und Wohlbefinden kennzeichnen die langfristige, strategische Ausrichtung von Philips. Auf genau diese Strategie zahlt der neue Philips Luftbefeuchter HU4803 ein. Mit dem HU4803 führt der niederländische Technologiekonzern ein neues Produkt zur Verbesserung des Raumklimas ein. Der Luftbefeuchter zeichnet sich durch die hygienische NanoCloud-Technologie aus und überzeugt mit dem digitalen Display ebenso wie durch sein Design. Der HU4803 stößt 99 Prozent weniger Bakterien aus als Luftbefeuchter mit Ultraschall-Technologie und verbraucht weniger Strom als herkömmliche Geräte.

„In Europa teilen viele Menschen das Bedürfnis nach einem nachhaltigeren und gesünderen Leben. Gesunde und frische Luft steht dabei an oberster Stelle“, so Jan Wentrot, Marketing Manager Air Philips Consumer Lifestyle DACH“, so Jan Wentrot, Marketing Manager Air Philips Consumer Lifestyle DACH. „Insbesondere das Beheizen kalter Räume reduziert im Winter die Luftfeuchtigkeit bis unter 30 Prozent. Hier unterstützt unser Luftbefeuchter HU4803 – das Gerät bringt den Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft auf natürliche Weise auf ein optimales Niveau zwischen 40 und 60 Prozent. Dadurch wird besonders Menschen mit empfindlichen Atemwegen, gereizten Augen und gespannter Haut zu einem angenehmeren Winter verholfen“, so Wentrot weiter.

Die Technologie für ein besseres Wohlbefinden

Die energieeffiziente Befeuchtung durch die Philips NanoCloud-Technologie unterstützt ein optimales Raumklima. Dabei nutzt der HU4803 das natürliche Verfahren der kalten Verdunstung: Ein Ventilator saugt die trockene Luft durch eine Filtermatte, die sich mit Wasser vollsaugt und gibt sie befeuchtet an die Umgebungsluft ab. Dabei hält der Luftbefeuchter Verunreinigungen aus der Luft und Wasser in der Filtermatte zurück. Dadurch gibt er keinen Kalk an die Raumluft ab und vermeidet weiße Ablagerungen auf Boden und Möbeln. Die Luft lädt sich auf natürliche Weise mit Feuchtigkeit auf und verteilt sich durch das 360 Grad Feature gleichmäßig in Räumen mit bis zu 25qm. Durch die Kontrolle und Steuerung der Luftfeuchtigkeit vermeidet das Gerät nasse Stellen und feuchte Flecken. Das Ergebnis: eine gesunde Umgebung und optimale Luftfeuchtigkeit auch im Winter.

Eine zu geringe Luftfeuchte, wie es zum Beispiel im Winter oder bei der Verwendung von Klimaanlage der Fall ist, begünstigt die Verbreitung von Viren und Bakterien. Zu viel Feuchtigkeit wiederum unterstützt die Bildung von Schimmelpilzen. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Luftfeuchtigkeit auf die sogenannte Komfortzone zwischen 40 und 60 Prozent zu regulieren. Zur Kontrolle und Steuerung ist ein Hygrometer integriert: Der digitale Sensor misst die Luftfeuchtigkeit, während der Automatik-Modus den Luftbefeuchter selbstständig auf die ausgewählte relative Luftfeuchtigkeit in drei Stufen (40, 50 und 60 Prozent) steuert.

Der Philips Luftbefeuchter HU4803 ist ab November 2013 für eine unverbindliche Preisempfehlung von 119,99 Euro verfügbar.

Philips Luftbefeuchter HU4803/01

- Räume bis 25 Quadratmeter
- Hygienische NanoCloud-Technologie
- Digitaler Sensor und Display zur Kontrolle und automatischen Steuerung der Luftfeuchtigkeit in drei Stufen (40%-50%-60%)
- Energieeffiziente Befeuchtung mit nur 17W
- 360° Befeuchtung zur gleichmäßigen Verteilung im Raum
- Automatische Abschaltfunktion und Lichtsignal bei leerem Tank
- Antibakterieller Zusatz zur Reduzierung der Keimzahl im Wassertank
- Timer-Funktion zum automatischen Abschalten nach 1, 4 oder 8 Stunden
- 5 Stufen incl. Auto- und Ruhe-Modus ermöglicht die Einstellung auf individuelle Bedürfnisse und den leisen Betrieb bei Nacht (26db)
- 2 Liter Wassertank für 8-stündigen Betrieb
- Farbe: Weiß-Graumetallic
- UVP: 119,99 Euro

Alle Philips Highlights: www.philips.de/produktpresse

Weitere Informationen für Medien:

Philips Consumer Lifestyle

Sebastian Lindemann

Telefon: 0 40 / 28 99 – 42 08

Telefax: 0 40 / 28 99 – 7 42 08

E-Mail: sebastian.lindemann@philips.com

Konsumentenfragen:

Philips Kundenservice

Telefon: 040 / 80 80 10 980

Über Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 114.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de