

Presseinformation

September 2014

Trinken leicht gemacht:

Philips AVENT Produktneuheiten für Kleine und Große

Hamburg – Wie erleichtere ich meinem Kind den Wechsel von Brust zu Flasche und Trinkbecher, wie bewahre ich Muttermilch am besten auf und warum sind Beruhigungssauger für Babys immer so groß? Frisch gebackene Eltern sind oft verunsichert. Mit den Produktneuheiten von Philips AVENT sind Mütter und Väter diese Sorgen los. Der Mini-Beruhigungssauger in zarten Farben hat ein extra kleines und leichtes Saugerschild, speziell für Babys von null bis zwei Monaten. Das bewährte Klassik-Milchflaschen-Sortiment wurde verbessert, indem das klinisch geprüfte Anti-Kolik-System in den Sauger der neuen Klassik+ Flaschen integriert wurde. Das Philips AVENT Aufbewahrungssystem ermöglicht zudem eine sichere Lagerung von Muttermilch oder Nahrungsmitteln. Für den unkomplizierten Übergang von Flasche zu Trinkbecher stehen das Naturnah-Lern-Set sowie die neuen „Trinken ohne Tropfen“-Becher bereit.

„Seit 30 Jahren hören wir auf und lernen von Eltern und Fachleuten. So haben wir unsere Produkte stetig weiterentwickelt und perfektioniert. Ein Trinkbecher muss auslaufsicher sein und dabei dem Kind ein einfaches Trinken ermöglichen“, so Benedikt Lohaus, Marketing Manager Philips AVENT bei Philips Consumer Lifestyle DACH. „Der neue Philips AVENT Becher „Trinken ohne Tropfen“ verfügt über einen speziell abgewinkelten Trinkschnabel und erleichtert so den Übergang von der Flasche zum Becher. Ein zum Patent angemeldetes Ventil verhindert zudem ein Auslaufen von Flüssigkeit. So bleibt auch die Handtasche der Mutter trocken“, so Lohaus weiter.

Perfekte Größe

Der Mini-Beruhigungssauger wurde speziell für Neugeborene im Alter von null bis zwei Monaten entwickelt. Das kleine und leichte Saugerschild sitzt perfekt, ohne dass die Nase des Kindes berührt wird. Löcher im Schild sorgen darüber hinaus für eine Luftzirkulation und somit den Schutz zarter Babyhaut. Der flache, tropfenförmige symmetrische Philips AVENT Sauger berücksichtigt die natürliche Entwicklung von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch, auch wenn der Sauger verkehrt herum im Mund liegt. Der Silikonsauger ist geschmacks- und geruchsneutral und kann problemlos sterilisiert werden. Der Mini-Beruhigungssauger ist in verschiedenen sanften Farben erhältlich und somit auch das ideale Geschenk zur Geburt.

Bewährtes verbessert

Die neue Philips AVENT Klassik+ Flasche baut auf dem bewährten Klassik-Sortiment auf. Das besondere Anti-Kolik-System ist jetzt in den Sauger integriert, wodurch sich die Flasche sehr leicht zusammensetzen und reinigen lässt. Das Anti-Kolik-System vermindert klinisch erwiesen



Koliken und verringert Unwohlsein, was besonders in der Nacht für die ganze Familie eine Wohltat ist. Das einzigartige Ventil auf dem Sauger passt sich dem Saugrhythmus des Babys an. So kommt es seltener zu Überfütterung oder unliebsamen Magenbeschwerden. Die BPA-freie Klassik+ Flasche ist auslaufsicher. Mit nur vier Teilen, einem breiten Flaschenhals und abgerundeten Ecken ist die Flasche zudem einfach zu reinigen oder zu sterilisieren. Die Flasche ist ergonomisch geformt und aus jeder Richtung zu greifen, selbst für kleine Babyhände. Das Sortiment umfasst Größen von 125 ml, 260 ml und 330 ml. Zusätzlich sind Flaschen in rosa oder blau als Geschenk-Set erhältlich.

Sicher aufbewahren

Mit dem neuen Philips AVENT Aufbewahrungssystem können Eltern wertvolle Muttermilch sicher lagern. Die BPA-freien Becher können mit einem Deckel auslaufsicher geschlossen werden. Um rasch einen Überblick über Inhalt und Datum zu haben, sind die Becher und Deckel beschreibbar, darüber hinaus lassen sie sich einfach stapeln. Die Aufbewahrungsbecher sind mit den Philips AVENT Milchpumpen sowie den Klassik, Klassik+ und Naturnah-Flaschen kompatibel. Die Bechergröße von 180 ml eignet sich besonders für die Lagerung von Muttermilch, Becher mit 240 ml Inhalt fassen auch größere Mengen Babybrei. Alle Teile können bedenkenlos im Flaschenwärmer, Mikrowelle, Spülmaschine oder Sterilisator genutzt werden.

Trinken wie die Großen

Kinder ab einem Alter von vier Monaten können bereits das neue Philips AVENT Naturnah-Lern-Set nutzen. Es unterstützt sie beim einfachen Wechsel von Flasche zum Trinkbecher. Dank der weichen und ergonomisch geformten Griffe können Babys die BPA-freie Flasche schon früh selbst halten und nicht abrutschen. Dabei trinkt das Kind über den gewohnten Philips AVENT Naturnah-Sauger. Das besondere Anti-Kolik-System reduziert ebenfalls die Gefahr von Koliken und Unwohlsein. Auch das Naturnah-Lern-Set ist mit allen Philips AVENT Flaschen kompatibel und auch spülmaschinenfest.

Ohne Tropfen trinken

Der Übergang von Flasche zum Becher ist ein kleiner Meilenstein in der Entwicklung eines Kindes. Der neue BPA-freie Philips AVENT Schnabelbecher „Trinken ohne Tropfen“ ist mit einem zum Patent angemeldeten Ventil ausgestattet, das ein Auslaufen verhindert. Der weiche abgewinkelte Trinkschnabel und die ergonomisch geformten Griffe unterstützen Kleinkinder beim selbstständigen Trinken. Dabei kann das Kind beim Trinken eine natürliche Nackenlage einnehmen. Die Hygieneklappe hält den Becher stets sauber. Die Becher sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich sowie mit dem Philips AVENT Flaschensortiment nutzbar. Für zusätzlichen Komfort sind alle Teile spülmaschinenfest.

Alle Philips Highlights: <http://www.philips.de/ifapresse>

Philips AVENT Produktportfolio sowie aktuelle Studien: www.philips.de/AVENT

Philips AVENT Mini-Beruhigungssauger (SCF151)

- Kleines, leichtes und luftdurchlässiges Saugerschild
- Altersgruppe 0 – 2 Monate
- Kiefergerecht geformter, geschmacks- und geruchsneutraler Silikonsauger

- Kann sterilisiert werden und ist spülmaschinenfest
- Sicherheitsring für leichtes Entfernen
- In verschiedenen zarten Farben
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 6,49 Euro
- Ab September 2014 im Handel erhältlich

Philips AVENT Klassik+ Flaschen (SCF560, SCF563, SCF564)

- Vermindern klinisch erwiesen Koliken und Unwohlsein
- Nur vier Teile für ein einfaches Zusammensetzen
- Auslaufsicher
- Kompatibel mit dem Philips AVENT Sortiment
- BPA-frei
- Verschiedene Saugerstufen separat verfügbar
- In den Größen 125 ml, 260 ml und 330 ml erhältlich
- Geschenksets mit pinken oder blauen Flaschen
- Kann sterilisiert werden und ist spülmaschinenfest
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): ab 6,99 Euro
- Ab November 2014 im Handel erhältlich

Philips AVENT Aufbewahrungssystem (SCF618, SCF619, SCF639, SCF721)

- Auslaufsicher
- Beschreibbare Deckel und Becher
- Stapelbar
- BPA-frei
- Teilweise mit Adapter für Philips AVENT Milchpumpen
- Kompatibel mit Philips AVENT Milchpumpen, Klassik, Klassik+ sowie Naturnah-Serie
- Nutzbar im Flaschwärmer, Mikrowelle, Sterilisator und Spülmaschine
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): ab 8,49 Euro
- Ab September 2014 im Handel erhältlich

Philips AVENT Naturnah-Lern-Set (SCF251/00)

- Weicher Lerngriff für kleine Hände
- Anti-Kolik-System mit innovativem Doppelventil
- Einzigartiges Komfortkissen für besonders weichen und beweglichen Sauger
- Austauschbar mit Naturnah-Saugern
- Kompatibel mit den Philips AVENT Flaschen der Klassik, Klassik+ sowie Naturnah-Serie
- BPA-frei
- Alle Teile spülmaschinenfest
- Farbe: weiß, blau
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 7,99 Euro
- Ab September 2014 im Handel erhältlich

Philips AVENT Trinken ohne Tropfen Becher (SCF751)

- Auslaufsicher
- Abgewinkelter Trinkschnabel

- Weicher ergonomisch geformter Lerngriff für kleine Hände
- Hygienekappe
- Kompatibel mit den Philips AVENT Flaschen der Klassik, Klassik+ sowie Naturnah-Serie
- BPA-frei
- In den Farben blau, pink und schwarz
- Alle Teile spülmaschinenfest
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 7,99 Euro
- Ab September 2014 im Handel erhältlich

Weitere Informationen für Medien:

Philips Consumer Lifestyle

Jeannine Kritsch

Telefon: 0 40 / 28 99 – 22 13

Telefax: 0 40 / 28 99 – 7 22 13

E-Mail: jeannine.kritsch@philips.com

Konsumenten Anfragen:

Philips Kundenservice

Telefon: 040 / 80 80 10 980

Über Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 113.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2013 einen Umsatz von 23,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de.

Philips feiert 100 Jahre Forschung

1914 gründeten die Unternehmer Anton und Gerard Philips im niederländischen Eindhoven das erste Philips Forschungslabor. Unter der Leitung des renommierten Physikers Dr. Gilles Holst wurde sich im „Natuurkundig Laboratorium (NatLab)“ zunächst auf die Entwicklung neuer Lichtquellen und Funktechnik und Elektronik konzentriert. Heute – 100 Jahre später – unterhält Philips eine der weltweit größten unternehmenseigenen Forschungseinrichtungen. Mit dem in Eindhoven angesiedelten Hauptsitz und sechs internationalen Standorten in Nordamerika, Europa und Asien beschäftigt Philips Research mehr als 1.500 Mitarbeiter aus 50 Ländern und hat bisher über 100.000 Patente angemeldet. Weitere Informationen finden Sie [hier](#).