

Presseinformation

September 2015

Gesundes Essen einfach selbst zubereiten: Mit Philips wird frische Küche zum Kinderspiel

Hamburg – Frisch zubereitetes, regionales, saisonales und hausgemachtes Essen erlebt in der heutigen Zeit eine wahre Renaissance. Gesunde Küche liegt nicht nur im Trend, sondern macht zudem glücklich und nimmt einen enormen positiven Einfluss auf das körperliche Wohlbefinden. Viele Menschen haben jedoch das Gefühl, nicht genügend Zeit oder gar nicht erst die Fertigkeiten zu haben, schmackhafte Gerichte selbst zu kochen. So behauptet in Großbritannien sogar jede vierte Mutter nicht zu wissen, wie sie richtig kocht.¹ Dabei ist es mit den richtigen Helfern ganz leicht, frische und gesunde Ernährung in den Tagesablauf zu integrieren. Die cleveren Küchenprodukte von Philips bereiten eine Vielfalt an frischen und gesunden Speisen mühelos zu. Durch innovative Technologien und einfache Handhabung unterstützen sie so bei einer vitaminreichen, fettarmen und nährstoffschonenden Ernährung – und leisten einen wichtigen Beitrag zu einem vitalen und gesunden Lebensstil.

„Unser Alltag kann manchmal hektisch werden und Zeitmangel dabei leicht zu ungesunder Ernährung führen. Trends wie die Slow Food-Bewegung zeigen, dass das Bedürfnis nach frisch zubereiteten Mahlzeiten, die Familien und Freunde bewusst und gemeinsam genießen, steigt“, so Sandra Hein, Marketing Managerin Kitchen Appliances Philips Consumer Lifestyle DACH. „Mit den Küchengeräten von Philips können Konsumenten Lebensmittel unkompliziert und ganz nach persönlichen Vorlieben zubereiten und haben dabei selbst die Kontrolle über die Inhaltsstoffe. Die Geräte setzen ihren Fokus auf eine einfache Handhabung und gleichzeitig eine große Auswahl an Zubereitungsmöglichkeiten – für leckere, gesunde Gerichte in geselliger Runde“, so Hein weiter.

Philips Entsafter und Standmixer – starke Leistung für maximale Vitaminvielfalt

Pürieren, Mixen, Auspressen: Frische Säfte, Smoothies, Suppen oder Dips erfreuen sich großer Beliebtheit. Aus gutem Grund, denn die bunten Vitaminbomben liefern eine extra Portion Energie. Mit dem Entsafter aus der Viva Collection und dem Standmixer aus der Avance Collection von Philips sind der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt. Der leistungsstarke Entsafter mit einem 700 Watt Motor verarbeitet Obst und Gemüse maximal und liefert bis zu zwei Liter Saft in einem Durchgang. Durch die XL-Einfüllöffnung mit einem Durchmesser von

¹ Department of Health, UK, March 2013



75 Millimetern ist ein Vorschneiden der Zutaten nicht nötig. Ein Trichter für Beeren ermöglicht zusätzlichen Komfort beim Einfüllen. Der Philips Avance Collection Standmixer bewältigt dank innovativer ProBlend 6-Technologie und seinem 800 Watt Motor beinahe jede Zutat – von Früchten und Gemüse bis hin zu Eiswürfeln. Mithilfe mehrerer Geschwindigkeitsstufen mixt, zerkleinert und zerschneidet er und sorgt so für perfekte, gleichmäßige Ergebnisse in jeder gewünschten Konsistenz. Der Clou: Die Smoothie-Taste zaubert cremige Smoothies im Nu.

Philips Airfryer – fettreduzierter Genuss ohne heißes Ölbad

Viele Lebensmittel enthalten gesunde Eigenfette, die bei der richtigen Zubereitung austreten und das Hinzufügen von zusätzlichem Fett entbehrlich machen. Die Heißluftfritteuse Airfryer XL von Philips berücksichtigt diese Eigenschaft und benötigt dadurch bis zu 80 Prozent weniger Fett zum Frittieren von Speisen². Die patentierte Rapid Air Heißluft-Technologie sorgt für schnell zirkulierende heiße Luft, welche die Zutaten besonders fettarm frittiert. Das Heißluft-Multitalent kann darüber hinaus auch Grillen, Garen und Backen und mehrere Gerichte gleichzeitig zubereiten. In kompaktem Design besitzt der Airfryer immer noch 1.200 Gramm Fassungsvermögen sowie einen leistungsstarken 2.100 Watt Motor. Über die [Airfryer App](#) gibt es weitere Informationen und viele kreative Rezept-Ideen.

Philips Pastamaker – frisch und selbstgemacht

Nudelspezialitäten in den verschiedensten Variationen sind ein Dauerbrenner. Mit dem Philips Pastamaker lassen sich ganz einfach eine Vielzahl an Pasta-Kreationen nach den eigenen Vorlieben frisch zubereiten. Besonders Menschen mit einer Unverträglichkeit des Weizen-Proteins Gluten können mit dem Pastamaker selbst bestimmen, welche Inhaltsstoffe sie verarbeiten. Mit vollautomatischen Knethaken, einem Fassungsvermögen von 500 Gramm und vier verschiedenen Formscheiben zur Auswahl ist im Handumdrehen eine breite Auswahl an Pasta-Sorten auf den Tisch gezaubert. Die komfortable Bedienung wird komplettiert durch das digitale Display und ein integriertes Aufbewahrungsfach für das Zubehör. Darüber hinaus sind alle abnehmbaren Teile spülmaschinenfest. Ein Rezeptheft liefert zusätzliche Inspiration für köstliche und gesunde Pasta-Gerichte.

Philips Dampfgarer und SoupMaker – schonende Zubereitung für vollen Geschmack

Mit dem Philips Dampfgarer aus der Pure Essentials Collection lassen sich frische Zutaten so schonend garen, dass ihre gesunden Vitamine und kostbaren Nährstoffe erhalten bleiben. Eine Zeitvoreinstellung mit programmierten Kochzeiten für Speisen wie Fisch, Gemüse, Reis oder Eier stellt die optimale Garung sicher. Eine Besonderheit ist der einzigartige Aromaverstärker: Einfach die gewünschten Kräuter und Gewürze in den Aufsatz geben – der heiße Dampf löst die köstlichen Aromen heraus und umhüllt die restlichen Zutaten. Ein externer Wasserzulauf macht ein Auffüllen des Reservoirs während der Nutzung möglich. Für köstliche, selbstgemachte Suppen sowie Kompott und Smoothies ist der Philips SoupMaker aus der Avance Collection ideal: Fünf automatisierte Programme sowie ein Abschalt-Timer, der den Kochfortschritt anzeigt, machen die Zubereitung frischer Gerichte schnell und komfortabel. Das doppelte Gehäuse schützt vor Verbrühungen, der handliche Drehdeckel verhindert eventuelles Auslaufen und sorgt für ein sicheres und bequemes Anheben.

² Im Vergleich zu selbstgemachten Pommes Frites in der traditionellen Philips Fritteuse.

Rezepte:

- Entsafter HR1874/70: http://www.philips.de/e/kitchen/recipe/recipe-subcategory.app_juicer.html
- Airfryer: http://www.philips.de/e/kitchen/recipe/recipe-subcategory.app_airfryer.html

Philips Avance Collection Standmixer HR2096/00

- Innovative ProBlend 6-Technologie
- Leistungsstarker 800 Watt Motor
- Fassungsvermögen: 2 Liter
- Pulse- und Smoothie-Taste
- Programmierte Ice-Crush-Funktion
- Einzigartiger Drehschalter zum Einstellen der Geschwindigkeit
- Behälter aus hochwertigem, kratzfestem Glas
- Anti-Rutschfüße
- Alle Teile außer dem Hauptgerät sind spülmaschinenfest
- Farbe: Platin
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 129,99 Euro
- Im Handel erhältlich

Philips Viva Collection Entsafter HR1864/00

- Kompakter Entsafter
- Leistungsstarker 700 Watt Motor
- Zwei Liter Saft in einem Durchgang
- Zwei Geschwindigkeitsstufen
- Einfüllöffnung: 75 Millimeter
- Kapazität Fruchtfleischbehälter: 1,2 Liter
- Kapazität Saftbehälter: 0,8 Liter
- Zusätzlicher Beerenschalenaufsatz
- Herausnehmbarer, durchsichtiger Fruchtfleischbehälter
- QuickClean-Technologie für Reinigung unter einer Minute
- Farbe: Edelstahl
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 149,99 Euro
- Im Handel erhältlich

Philips Pure Essential Collection Dampfgarer HD9140/91

- Einzigartiger Aromaverstärker für volle Aromavielfalt
- XL-Dampfaufsatz für Suppen, Eintöpfe, Reis und mehr
- Abnehmbare 500-Milliliter-Abtropfschale
- Zeitvoreinstellung verschiedener Kochzeiten für optimale Dampfzeiten
- Entkalkungs- und Nachfüllanzeige
- Stapelbare Dampfbehälter
- Alle Teile sind spülmaschinenfest
- Externer Wasserzulauf
- Farben: Schwarz, Metall, Rot

- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 84,99 Euro
- Im Handel erhältlich

Philips Avance Airfryer XL HD9240/90

- Patentierte Rapid Air Heißluft-Technologie
- Leistungsstarker 2.100 Watt Motor
- Bis zu 80 Prozent weniger Fett im Vergleich zu einer Philips Fritteuse
- Große Vielfalt: Frittieren, Grillen, Garen und Backen
- Einstellbare Temperatur (60 bis 200 Grad) für optimale Ergebnisse
- Integrierter Luftfilter für Frische und Sauberkeit
- LED Touch Display
- Timer mit Signalton und automatische Abschaltfunktion
- Spülmaschinenfeste Teile für einfache Reinigung
- Rezeptbuch mit nützlichen Tipps und Tricks
- Fassungsvermögen: 1.200 Gramm
- Optionales Zubehör: Backeinsatz
- Farbe: Schwarz
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 324,99 Euro
- Im Handel erhältlich

Philips Pastamaker HR2355/09

- Einfache Bedienung über das digitale Display
- Automatisches Kneten und Formen von Pasta
- Vier Formscheiben zum Kreieren unterschiedlicher Pasta: 1) Spaghetti , 2) Penne, Maccheroni, Rigatoni, 3) Fettuccine, 4) Lasagne, Cannelloni, Ravioli, Maltagliati, Pizzoccheri
- Integriertes Aufbewahrungsfach für Formscheiben
- Reinigungswerkzeug für Formscheiben
- Alle abnehmbaren Teile auch spülmaschineneeignet
- Inklusive Rezeptheft mit 25 Rezeptideen
- Volumen: 500 Gramm
- Farbe: Silber/Weiß
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 219,99 Euro
- Ab Oktober 2015 im Handel erhältlich

Philips Avance Collection SoupMaker HR2202/80

- Dampfglerventil schützt vor Dampfaustritt
- Doppeltes Gehäuse isoliert die Hitze und schützt vor Verbrühungen
- Drehdeckel schützt vor dem Auslaufen und sorgt für sicheres Anheben
- Vier automatisierte Programme, ein manuelles Programm
- Abschalt-Timer zeigt Kochfortschritt an
- Mit Wasser leicht zu reinigen
- Inklusive Rezeptbuch mit 40 leckeren Rezepten
- Farbe: Edelstahl
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 139,99 Euro

- Im Handel erhältlich

Alle Philips Highlights: www.philips.de/produktpresse

Weitere Informationen für Medien:

Philips Consumer Lifestyle

Jeannine Kritsch

Telefon: 0 40 / 28 99 – 22 13

Telefax: 0 40 / 28 99 – 7 22 13

E-Mail: jeannine.kritsch@philips.com

Konsumentenfragen:

Philips Kundenservice

Telefon: 040 / 80 80 10 980

Über Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 106.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2014 einen Umsatz von 21,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen und neuen Lichtanwendungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: <http://www.philips.de>