

HR2355/09 | Pastamaker

FrISChe selbstgemachte Pasta in 10 Minuten



HR2455/09

HR2465/09

Zubehör erhältlich



Vielfältige Pastasorten

Der Pastamaker wird mit Penne, Spaghetti, Fettuccine und Lasagne/Nudeltaschen Formaufsätzen geliefert.



Schublade zum Verstauen

Praktisches Aufbewahren der Formscheiben und Reinigungsgeräte.



Digitales Display

Hoher Komfort durch vollautomatisches Kneten und Formen der Pasta sowie einfache Bedienung über das digitale Display



UVP 219,99 €

- **Digitales Display**
- **Volumen: 500g**
- **Automatisches Kneten und Formen von Pasta**
- 4 Formscheiben zum Kreieren von:
 - 1.) Spaghetti
 - 2.) Penne, Maccheroni, Rigatoni
 - 3.) Fettuccine
 - 4.) Lasagne, Cannelloni, Ravioli, Maltagliati, Pizzoccheri
- Integriertes **Aufbewahrungsfach** für Formscheiben
- Reinigungswerkzeug für Formscheiben
- Alle abnehmbaren Teile auch Spülmaschinengeeignet
- **Inkl. Rezeptheft mit 25 Rezeptideen**

Logistische Daten

EAN-Code Produkt:	87-1010374985-1
Abmessungen (B*T*H):	
Gewicht (netto/brutto)	
VPE / PE:	
EAN-Code Verpackung:	187-1010374985-8
Abmessungen (B*T*H):	
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	