

## Presseinformation

Oktober 2012

### **Keine Chance für Krümel, Staub & Schmutz: Der Philips PerformerPro bietet konsequent höchste Saugleistung**

Ein lebendiger Haushalt hinterlässt Spuren! Wer seinen Kindern oder Gästen nicht immer zumuten möchte, die Schuhe auszuziehen, muss sich am Ende eines langen Tages den Konsequenzen stellen: Schmutz, Haare, Krümel, Straßendreck. Zudem hat jeder Raum seine Eigenheiten, Parkett braucht eine andere Pflege als Teppich, Fliesen eine andere als Laminat oder PVC. Helfen kann da nur ein Kraftpaket wie der neue Philips PerformerPro Staubsauger, der sich den unterschiedlichsten Bodenbelägen annimmt und leistungsstark jede Form von Schmutz entfernt. Der FC9194 ist ab November 2012 im Handel erhältlich.

„Häufig verringert sich die Saugleistung von Staubsaugern bei einer zunehmenden Beutelfüllung. Das innovative Staubbeutelkammerdesign unseres neuen PerformerPro sorgt dafür, dass sich der Beutel vollständig entfalten und gleichzeitig der Luftstrom weiterhin ungestört durch die Kammer fließen kann. Dadurch kann das Gerät immer die höchste Saugleistung<sup>1</sup> bieten, auch wenn sich der Beutel füllt“, so Sandra Hein, Marketing Manager Floorcare bei Philips Consumer Lifestyle DACH. „Auch Hausstauballergiker werden sich freuen, denn der neue mehrschichtige Beutel fängt selbst feinste Staubteilchen auf. In Kombination mit dem HEPA AirSeal Filter<sup>2</sup> werden 99,95 Prozent des Staubes aus der Luft gefiltert. Das sorgt für eine staubfreie Umgebung und saubere, allergenfreie Luft. Die Abluft ist damit sogar sauberer als die im Zimmer“, so Hein weiter.

Zwei spezielle Düsen sorgen zusätzlich für perfekte Sauberkeit. Die neu konzipierte 3-in-1 TriAktive+ Düse erreicht mühelos auch Ecken und Winkel und nimmt mit ihren zwei Seitenbürsten längsseits von Möbeln und Wänden Staub und Schmutz auf. Größere Verunreinigungen verschwinden in der Öffnung an der Vorderseite. Die Turbodüse ist ebenfalls für alle Bodenarten geeignet, entfaltet ihre um 25 Prozent höhere Saugleistung<sup>3</sup> allerdings am besten auf Teppich. Die rotierende Bürste entfernt kleine Staubpartikel, Fussel und Haare und erzielt eine gründliche Teppichreinigung. Die Räder an der Bürste verhindern Beschädigungen bei der Verwendung auf Hartböden. Die ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Fugendüse macht die Reinigung von Polsterzwischenräumen zum Kinderspiel, die 2-in-1 Bürste mit kleiner Düse kümmert sich um enge oder schwer zugängliche Flächen.

Mit einer Motorleistung von 2.200 Watt und einer effektiven Saugleistung von 500 Watt an der Düse bekommt der PerformerPro jeden Krümel zu fassen. Die speziell entwickelte Staubkammer kann bis zu fünf Liter Schmutz aufnehmen. Die 360 GradFlex-Drehfunktion ermöglicht ein einfaches Manövrieren, das lange Stromkabel bietet einen großen Aktionsradius von 11 Metern. Dank des besonders langen Griffes rückt man ungeliebten Staubmäusen bequem unter Sofa, Bett oder Schrank zu Leibe. Sein Raster-Teleskoprohr lässt sich auf eine optimale, rückschonende Höhe einstellen. Zudem überzeugt das

<sup>1</sup> Saugleistung getestet gemäß Internationalem Standard IEC 60312-1, von externem Testinstitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., August 2012)

<sup>2</sup> 6-fach inkl. HEPA 12+ AirSeal Filter

<sup>3</sup> Entfernt 25 Prozent mehr Haare und Staub von Teppichen als herkömmliche Düsen

moderne Design des leistungsstarken Staubfängers in der Trendfarbe kaffeebraun-metallic.

#### Philips PerformerPro FC9194

- 500 Watt Saugleistung bei 2.200 Watt Motorleistung
- 5 Liter Staubkammer für höchste Saugleistung
- S-Bag Ultra Long Performance Staubbeutel
- Neue 3-in-1 TriAktive+ Düse für groben und feinen Staub
- Turbo-Saugbürste für gründliche Teppichreinigung
- HEPA AirSeal mit HEPA-12 Filter
- 79 Dezibel Geräuschpegel
- Farbe: kaffeebraun-metallic
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 239,99 Euro
- Ab November 2012 im Handel erhältlich

#### Weitere Informationen für Medien:

Philips Consumer Lifestyle  
Sebastian Lindemann  
Telefon: 0 40 / 28 99 – 42 08  
Telefax: 0 40 / 28 99 – 7 42 08  
E-Mail: [sebastian.lindemann@philips.com](mailto:sebastian.lindemann@philips.com)

#### Konsumentenfragen:

Philips Kundenservice  
Telefon: 0800 / 000 7520 (kostenfrei)

#### **Über Philips**

Royal Philips Electronics, mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 122.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2011 einen Umsatz von 22,6 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter von Rasierern für Männer, mobilen Entertainmentprodukten und für die Zahnpflege. Mehr über Philips im Internet: [www.philips.de](http://www.philips.de)